



Comércio Varejista e Atacadista do Norte Ltda.

Av. Dom Pedro I n.º2678 - Setor 5-F:(69) 3521-5181-CEP:768940-000 JARU/RO CNPJ:02.475.985/0001-37- I.E:00000090.9.19-0

e-mails: covan@hotmail.com Banco do Brasil S.A. - Agência:1401-X - C/C. 8537-5

À

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO N° 110/2019/SIGMA/SUPEL/RO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0049.050738/2019-80

Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de consumo para atender os serviços de Ecoescleroterapia, visando atender aos pacientes do Hospital de Base "Dr. Ary Pinheiro" pelo período de 12 (doze) meses.

ITEM	MATERIAL E DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	TORNEIRA DE 3 (TRÊS) VIAS	UNID	1440	DESCARPACK	R\$ 0,92	R\$ 1.324,80
5	MEIA MEDICINAL DE COMPRESSÃO 20-30 mmHg 7/8 LONGA GG. U	UNID	360	VENOSAN	R\$ 144,02	R\$ 51.847,20
6	PERFUSOR SET 20CM	UNID	2000	MEDSONDA	R\$ 4,50	R\$ 9.000,00
9	MEIA MEDICINAL DE COMPRESSÃO 20-30 MMHG 7/8 LONGA P.	UNID	1.080	VENOSAN	R\$ 123,60	R\$ 133.488,00
10	MEIA MEDICINAL DE COMPRESSÃO 20-30 MMHG 7/8 LONGA P.	UNID	360	VENOSAN	R\$ 123,60	R\$ 44.496,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA						R\$ 240.156,00

PROPOSTA: R\$ 240.156,00 (Duzentos e quarenta mil, centos e cinquenta e seis reais).


O prazo de validade da proposta será de 60 (**sessenta**) dias corridos, contados a partir da apresentação desta proposta.

Prazo de entrega: 30 (**trinta**) dias corridos após o recebimento da Nota de Empenho.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

Jaru/RO, 11 de Outubro de 2019.



Gesisbel Ferreira dos Santos
RG. 986.134 SSP/RO, CPF.:943.048.822-87
no cargo de Gerente Geral.

02.475.985/0001-37

COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA
DO NORTE LTDA - EPP

Av. Avenida Dom Pedro I, nº 2678
CEP : 76890 - 000
JARU - RO

Venosan 6.000®

Compressões 20 - 30 mmHg / 30 - 40 mmHg

Unissex



Com
revolucionária
Calça Modeladora

Elegância e conforto

Indicada para homens e mulheres, desenhada especialmente para pessoas modernas e ativas, a Venosan 6000 entra em uma nova era de meias medicinais com nova aparência, sensibilidade e conforto de uma meia de grife. A sua textura possui a suavidade da seda, sendo elegante, fina e muito confortável, atendendo às exigências médicas e da moda.

INDICAÇÕES

20 - 30 mmHg

- Média compressão
- Sensação de peso e fadiga nas pernas
- Varizes durante a gravidez
- Varizes com tendência para edema
- Após escleroterapia de pequenas veias

Disponível nos modelos ponta do pé aberta ou fechada.
Modelo AD na cor preta, somente na ponta de pé fechado.

30 - 40 mmHg

- Alta compressão
- Varizes com edema
- Varizes severas durante a gravidez
- Após flebotrombose superficial
- Após escleroterapia ou flebectomia de grandes veias
- Insuficiência venosa crônica

COMPOSIÇÃO

65% Poliamida / Nylon
35% Elastano / Spandex

COMPRESSÃO

20 - 30 mmHg
30 - 40 mmHg

CORES



DISPONÍVEL NOS MODELOS



Modelo							
AD	Panturrilha						
AGH	Meia-coxa com silicone						
AT	Meia-calça						
Comprimento							
AD - da sola do pé até abaixo do joelho		37 - 43cm					
AT - da sola do pé até a coxa		68 - 80cm					
Circunferência		Pequeno	Médio	Grande	X-Grande	XX-Grande	
cB	Tornozelo	18 - 21cm	21 - 25cm	25 - 29cm	29 - 33cm	33 - 38cm	
cC	Panturrilha	28 - 38cm	30 - 42cm	32 - 46cm	34 - 50cm	43 - 55cm	
cG	Coxa	40 - 62cm	46 - 70cm	54 - 78cm	60 - 81cm	-	
* AGH e AT 20-30mmHg e 30-40mmHg, somente até o tamanho XG							



Imagem meramente ilustrativa.



Torneira 3 Vias Descarpack

DESCRIÇÃO

A **Torneira 3 Vias Descarpack** é um dispositivo que possui a função de duplicar o acesso venoso. Conecta e controla o direcionamento de fluxo de soluções de 3 linhas distintas, sendo duas linhas de infusão (equipo, extensor) e uma de acesso venoso (escalpe, cateter) em suas extremidades fêmea e macho.

Confeccionada em polímero policarbonato incolor, a **Torneira 3 Vias Descarpack** é estéril, atóxica, de uso único e livre de látex.

Sua estrutura é composta por um manípulo, colorido, que gira 360° e serve de oclisor e direcionador de fluxo.

A **Torneira 3 Vias Descarpack** possui as informações técnicas descritas abaixo:

Força Inicial	0,114 Nm
Força de Deslizamento	0,044 Nm
Velocidade do Fluxo	198 mL/min – 1880 mL/hora – 3960 gotas/min
Volume Residual	0,08 mL
Estabilidade da Pressão	0,6 bar(pneumática) – 4,5 bar(hidrostática)

PRODUTO



Cadastro Anvisa: 10330660036
Fabricante: Poly Medicure Ltda.

INDICAÇÃO DE USO

A **Torneira 3 Vias Descarpack** foi desenvolvido para aplicação de diversos medicamentos em terapias intravenosas contínuas e intermitentes, funcionando como duplicador do acesso venoso.

Os medicamentos administrados também devem ser estéreis para evitar contaminações, infecções ou abscessos no local de aplicação.

MODELOS DISPONÍVEIS

A **Torneira 3 Vias Descarpack** é disponível em dois modelos: Luer Lock e Luer Slip.

COMPOSIÇÃO

- ❖ **Corpo:** Polímero Policarbonato;
- ❖ **Via Lateral:** Polímero Policarbonato;
- ❖ **Via Principal:** Polímero Policarbonato;
- ❖ **Via de Saída:** Polímero Policarbonato;
- ❖ **Manípulo Colorido:** Polímero Policarbonato;
- ❖ **Tampas Protetoras:** Polipropileno.

VALIDADE

05 (cinco) anos após data de fabricação.

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Modelo	Código	Qtde. por Cartucho	Qtde. Caixa Master
Luer Slip	0381101	50 unidades	60 cartuchos
Luer Lock	0381201	50 unidades	60 cartuchos

INSTRUÇÕES DE USO

- ❖ Avaliar as condições da embalagem e prazo de validade, utilizar somente se a embalagem estiver intacta;
- ❖ Abrir a embalagem conforme técnica asséptica;
- ❖ Retirar as tampas protetoras e fazer a conexão aos componentes necessários ao uso indicado;

ADVERTÊNCIAS/ PRECAUÇÕES


- ❖ Não utilizar se a embalagem estiver violada, molhada ou danificada;
- ❖ Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções de uso;
- ❖ Produto Médico Hospitalar de Uso Único;
- ❖ Proibido reprocessar;
- ❖ Esterilizado por Óxido de Etileno;
- ❖ Destruir após o uso;
- ❖ Após o uso descartar em local apropriado;

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE


As embalagens contendo os produtos devem ser armazenadas e transportadas em temperatura de 4 a 40°C, evitando exposição direta ao calor, luz e umidade. A validade do produto é garantida enquanto as embalagens permanecerem íntegras, dentro do prazo de validade estabelecido na rotulagem do produto. Para que isto aconteça, é preciso que os devidos cuidados de armazenagem e transporte sejam tomados.

ANEXO


Com movimento torcional sobre a torneira, pode-se obter:




1ª posição:
Todas as vias abertas
servem para infusões
simultâneas ou para
1 infusão e 1 injeção
simultaneamente



2ª posição:
Só a via lateral aberta
para infusão, injeção
ou determinação da
PVC (pressão venosa
central)



3ª posição:
A via principal aberta
para injeção, infusão
ou transfusão



4ª posição:
Todas as vias fechadas
(sem fluxo)

EXTENSOR PARA CATETER DE INFUSÃO
ANVISA N°80163579003**FINALIDADE:**

Usado como intermediário para infusão de soluções parenterais, quando o suporte da solução fica longe do paciente. Deve assegurar a compatibilidade de uso com artigos que apresentem conexões com configuração cônica 6% conforme NBR ISO 594-1:2003 e 594-2:2003.

COMPOSIÇÃO:

- Conectores: Confeccionados em PVC (policloreto de vinil), flexível, atóxico e livre de látex (FREE LÁTEX), compatível com os umidificadores nacionais.
Modelos com conector luer slip, luer rotativo, conector valvulado, com corta fluxo ou sem corta fluxo.
- Tubo: Confeccionado em PVC atóxico sem emendas, com comprimento de 20, 40, 60, 80, e 120 cm, e calibres de:
6FR: Ø interno 1,20 mm (neo nato)
8FR: Ø interno 1,60 mm (neo nato)
10FR: Ø interno 2,20 mm (infantil)
12FR: Ø interno 2,90 mm
- FREE LÁTEX

ROTULAGEM: Modelo de Rótulo

COD: 10601070 – EXTENSOR PARA CATETER
DE INFUSÃO
LOTE.OP: 00000 FAB/ESTERIL: 00/00/00
ANVISA 80163579003

**EMBALAGEM:**

Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura asséptica.

ESTERILIZAÇÃO:

Produto esterilizado em Oxido de Etileno.

VALIDADE:

Validade 4 anos.

CONTROLE DAS ALTERAÇÕES

Data	Revisão	Responsável	Alterações
09/2015	00	Yurandy Dominguez	Elaboração
07/2016	01	Joelma C. Brizola	Atualização modelos
03/2017	02	Joelma C. Brizola	Inclusão dos diâmetros dos tubos
07/2017	03	Joelma C. Brizola	Correção dos diâmetros dos tubos
08/2018	04	Joelma C. Brizola	Inclusão free látex