



1

**MBR Fernandes EPP**  
**CNPJ: 16.845.253/0001-04**

**EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS**  
**110/2019/SIGMA/SUPEL/RO**

**A COMISSÃO DE LICITAÇÃO**  
**SUPEL**  
**PREGÃO ELETRÔNICO N 110/2019/SIGMA/SUPEL/RO**  
**PROCESSO n°0049.050738/2019-80**

**Carta-Proposta de Fornecimento.**

Prezados Senhores, apresentamos nossa proposta para fornecimento dos Itens abaixo discriminados;

Item	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	Marca/ANVISA	Valor Unitário	Valor Total
1	TORNEIRA DE 3 (TRÊS) VIAS	UNID	1440	WELLMED 10296900040	0,92	1.324,80
3	MEIA MEDICINAL DE COMPRESSÃO 20-30 mmHg 7/8 LONGA M.	UNID	360	KENDALL 80017170018	124,86	44.949,60
4	MEIA MEDICINAL DE COMPRESSÃO 20-30 mmHg 7/8 LONGA G	UNID	360	KENDALL 80017170018	131,45	47.322,00

Validade da proposta: 60 dias

Prazo de entrega: 30 dias.

Local de entrega: Coordenadoria de Almojarifado e Patrimônio - CAP/SESAU

Dados bancários: Banco do Brasil, AG.: 1179-7, C.C.: 45.388-9

Validade do registro de preços: 12 meses.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência. Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

Cacoal, 11 de OUTUBRO de 2019.

  
Malaquias Batista Ribeiro Fernandes  
(Representante legal) - CPF: 956.675.632-15 - RG: 000892790/RO

FONE: (69) 3443-5059

EMAIL: [dentalcacoal01@hotmail.com](mailto:dentalcacoal01@hotmail.com)

Rua Anísio Serrão, nº1712, Centro- Cacoal/RO

CEP:76.963-852



**MBR Fernandes EPP**  
**CNPJ: 16.845.253/0001-04**

**DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL**

A empresa MBR FERNANDES apresenta, a seguir, os dados de seu representante legal para assinatura do eventual contrato:

NOME: Malaquias Batista Ribeiro Fernandes

CARGO: Gerente/Dono

NACIONALIDADE: Brasileiro

ESTADO CIVIL: Solteiro

PROFISSÃO: Gerente/Dono

RG: 000892790/RO

CIC: 956.675.632-15

RESIDÊNCIA: Rua Anísio Serrão, nº1712.

Bairro: Centro

Cidade: Cacoal/RO

Confirmamos, a seguir, os dados da empresa para efeito do eventual CONTRATO:

RAZÃO SOCIAL: MBR FERNANDES

C.G.C. Nº 16.845.253/0001-04

FONE: (69)3441-8944

ENDEREÇO COMERCIAL: Rua Anísio Serrão, nº1712, Bairro: Centro Cidade: Cacoal/RO

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA:

Rua/Av.: Rua Anísio Serrão, nº1712

Município: Cacoal

Estado: Rondônia

CEP.:76.964-110

Conta Corrente: 45.388-9

Cód. Agência: 1179-7 Banco: Banco Do Brasil

Declaramos que os dados acima inseridos são de nossa inteira responsabilidade e responderemos, na forma da Lei, por qualquer prejuízo decorrente de falsidade de informações.

**Cacoal, 11 de OUTUBRO de 2019.**




Malaquias Batista Ribeiro Fernandes  
(Representante legal) - CPF: 956.675.632-15 - RG: 000892790/RO

FONE: (69) 3443-5059

EMAIL: [dentalcacoal01@hotmail.com](mailto:dentalcacoal01@hotmail.com)

Rua Anísio Serrão, nº1712, Centro- Cacoal/RO

CEP:76.963-852




A **torneirinha 3 vias Wellmed** permite a conexão de duas linhas de solução parenteral distintas a um equipo ou cateter venoso. As soluções podem ser infundidas separadas ou simultaneamente, reguladas por uma válvula que libera ou trava a infusão por uma das vias.

## Indicação de uso

Indicada para possibilitar a administração de duas soluções simultâneas, através de sistemas de acesso intravenoso. Conecta 1 ou 2 equipos a um acesso venoso do paciente com a finalidade de infundir uma solução parenteral. Apesar de 2 equipos poderem estar conectados ao mesmo tempo, pode-se optar por infundir uma ou duas soluções, bastando girar a válvula liberadora de fluxo.

## Composição do produto

- 01. Tampa superior em polipropileno
- 02. Conector (Luer lock e luer slip) em policarbonato
- 03. Válvula em polietileno
- 04. Corpo principal em policarbonato
- 05. Tampa com rosca em polietileno



### Detalhe do Produto: TORNEIRINHA WELLMED

<b>Nome da Empresa:</b>	JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA		
<b>CNPJ:</b>	78.742.491/0001-33	<b>Autorização:</b>	1051006
<b>Produto:</b>	TORNEIRINHA WELLMED		
<b>Modelo Produto Médico:</b>	Torneirinha Descartável de Três Vias Wellmed		
<b>Registro:</b>	10296900040		
<b>Processo:</b>	25351.234385/2010-50		
<b>Origem do Produto</b>	FABRICANTE : WELLMED INTERNATIONAL INDUSTRIES P. LTD. - ÍNDIA		
<b>Classificação de Risco:</b>	I - BAIXO RISCO		
<b>Vencimento do Registro:</b>	VIGENTE		
			<b>&lt;&lt; VOLTAR</b>


**REGISTRO ANVISA 10296900040**

## Modo de usar

1. Retirar a torneira de sua embalagem em condições assépticas.
2. Conectar o conector luer (Macho) rotativo ao equipo e / ou cateter.
3. Retirar o ar e conectar ao sistema circulatório do paciente.
3. O conector luer (Fêmea) ficará livre para que o profissional conecte seringas ou equipos para realizarem a perfusão que considerem necessárias.
4. Para que possa ocorrer a perfusão, virar a chave para liberar a passagem ou as demais passagens para os medicamentos.  
Um único clique indica que está seguro no lugar.
5. Descartar o produto após o uso. Nunca reutilizar o produto.



# TORNEIRINHA WELLMED



## Contra indicações

- Produto não indicado para administração de líquidos de alta viscosidade e lipídios.
- Não indicado para transfusão de sangue.
- Não deverá ser utilizada em bomba de infusão (Capacidade de pressão é de 2 bar).
- O produto não deverá ser utilizado em pacientes com hipersensibilidade a qualquer dos materiais utilizados.

## Advertências e precauções

- Ler as instruções antes de usar.
- Não deverá ser reprocessado e reaproveitado sob hipótese alguma.
- Respeitar sempre o prazo de validade.
- Se a embalagem estiver violada, não utilizar o produto.
- O produto deverá ser usado imediatamente após a abertura de sua embalagem.
- Este material destina-se a ser utilizado por profissionais habilitados e treinados.
- Artigo médico hospitalar de uso único. Destruir após o seu uso.

## Armazenamento

- Estocar em local seco e arejado.
- Proteger do calor (Temperatura inferior a 30 c°).
- Proteger da umidade (Inferior a 80%).
- Proteger da luz (Solar ou artificial potente).
- Deverá ser acondicionada em caixa de papelão.

## Embalagens, dimensões e volumes

- Embalagem primária: Dimensão 40 x 70mm em papel grau cirúrgico.
- Embalagem secundária: 170x135x110mm em papelão.
- Embalagem terciária: 710x350x120mm em papelão.

## Validade

Validade de 5 anos após a data de fabricação.


## Importado e distribuído por

JoãoMed comércio de materiais cirúrgicos Ltda | CNPJ 78.742.491/0001-33  
Rua Wilson Lois Koehler Jr, 406 - Xaxim - CEP 81630-280  
Curitiba - Paraná – Brasil

## Imagens do produto



## Utilização prática do produto



JoãoMed Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda.  
R. Wilson Lois Koehler Júnior 406 | CEP 81630-280 | Xaxim | Curitiba - PR | Brasil  
contato@joaomed.com.br | +55 41 2108 4545 | Fax: +55 41 2108 4522  
www.joaomed.com.br



## Linha Feminina

**ALTA COMPRESSÃO 20-30mmHg**  
Tratamento.



Referência	1881	1713	1891
Modelo	3/4 s/ponteira	7/8 s/ponteira	Meia Calça s/ponteira
Tamanhos	M G GG	MG	PM G GG
Cores	●	●	●

**Indicações:** • Casos graves de insuficiência venosa crônica como: varizes calibrosas sintomáticas, flebite crônica e casos de síndrome pós-trombótica • Grandes inchaços de natureza cardíaca, renal ou hepática • Pós cirurgia de varizes • Edema de natureza linfática (linfedema) • Síndrome pós traumática.

### Linha Completa - Códigos Alta Compressão - (20-30mmHg)

DESCRIÇÃO	CORES	TAM.	CÓDIGO
Meia 3/4 sem ponteira 1881	Mel	M	411882
		G	411883
		GG	411887
Meia 7/8 sem ponteira 1713	Mel	M	4171322
		G	4171323

DESCRIÇÃO	CORES	TAM.	CÓDIGO
Meia Calça sem ponteira 1891	Mel	P	411891
		M	411892
		G	411893
		GG	411897

● Mel

# KENDALL®



Alta  
Compressão  
20-30mmHg  
Tratamento

Para quem tem varizes ou inchaço nas pernas, em estágio avançado.

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

## Detalhes do Produto

<b>Nome da Empresa</b>	HANESBRANDS BRASIL TEXTIL LTDA		
<b>CNPJ</b>	00.626.948/0001-57	<b>Autorização</b>	8.00.171-7
<b>Produto</b>	Meia Elástica de Compressão para Uso Medicinal com silicone - Kendall e L´eggs		

## Modelo Produto Médico

1615 - MC Meia 7/8 com silicone L´eggs: 511211 Meia longa MC renda c/silic.castanho PQ; 511212 Meia longa MC renda c/silic.castanho MD; 511213 Meia longa MC renda c/silic.castanho GD; 511931 Meia longa MC renda c/silic.mel PQ; 511932 Meia longa MC renda c/silic.mel MD; 511933 Meia longa MC renda c/silic.mel GR; 511937 Meia longa MC renda c/silic.mel GG; - 1715 - MC Meia 7/8 com silicone sem ponteira L´eggs: 511231 Meia longa MC renda c/silic.s/pont.cast PQ; 511232 Meia longa MC renda c/silic.s/pont.cast MD; 511233 Meia longa MC renda c/silic.s/pont.cast GD; 511941 Meia longa MC renda c/silic.s/pont.mel PQ; 511942 Meia longa MC renda c/silic.s/pont.mel MD; 511943 Meia longa MC renda c/silic.s/pont.mel GR; 511947 Meia longa MC renda c/silic.s/pont.mel GG; - 1815 - MC 7/8 Masculina com silicone L´eggs: 511842 Meia 7/8 masculina c/silic MC Bege MD; 511843 Meia 7/8 masculina c/silic MC Bege GD; - 2615 - SC Meia 7/8 com silicone L´eggs: 512371 Meia longa SC renda c/silic.mel PQ; 512372 Meia longa SC renda c/silic.mel MD; 512373 Meia longa SC renda c/silic.mel GD; 512377 Meia longa SC renda c/silic.mel GG; 512381 Meia longa SC renda c/silic.castanho PQ; 512382 Meia longa SC renda c/silic.castanho MD; 512383 Meia longa SC renda c/silic.castanho GD; - 2625 - SC Meia 7/8 com silicone sem ponteira L´eggs: 512511 Meia longa SC renda c/silic.s/pont.mel PQ; 512512 Meia longa SC renda c/silic.s/pont.mel MD; 512513 Meia longa SC renda c/silic.s/pont.mel GR; 512517 Meia longa SC renda c/silic.s/pont.mel GG; 512521 Meia longa SC renda c/silic.s/pont.cast PQ; 512522 Meia longa SC renda c/silic.s/pont.cast MD; 512523 Meia longa SC renda c/silic.s/pont.cast GD; - 1714 - Meia L´eggs AC 7/8 sem ponteira com silicone: 5171322 Meia longa s.ponteira AC mel MD; 5171323 Meia longa s.ponteira AC mel GD; - 1555 - Meia L´eggs AC 7/8 com ponteira com silicone: 511552 Meia longa c/ponteira AC mel MD; 511553 Meia longa c/ponteira AC mel GD; - 1612 - MC Meia 7/8 com silicone Kendall: 411211 Meia longa MC renda c/silic.castanho PQ; 411212 Meia longa MC renda c/silic.castanho MD; 411213 Meia longa MC renda c/silic.castanho GD; 411931 Meia longa MC renda c/silic.mel PQ; 411932 Meia longa MC renda c/silic.mel MD; 411933 Meia longa MC renda c/silic.mel GR; 411937 Meia longa MC renda c/silic.mel GG; - 1712 - MC Meia 7/8 com silicone sem ponteira Kendall: 411231 Meia longa MC renda c/silic.s/pont.cast PQ; 411232 Meia longa MC renda c/silic.s/pont.cast MD; 411233 Meia longa MC renda c/silic.s/pont.cast GD; 411941 Meia longa MC renda c/silic.s/pont.mel PQ; 411942 Meia longa MC renda c/silic.s/pont.mel MD; 411943 Meia longa MC renda c/silic.s/pont.mel GR; 411947 Meia longa MC renda c/silic.s/pont.mel GG; - 1811 - MC Masculina 7/8 com silicone Kendall: 411842 Meia 7/8 masculina c/silic MC Bege MD; 411843 Meia 7/8 masculina c/silic MC Bege GD; - 2612 - SC Meia 7/8 com silicone Kendall: 412371 Meia longa SC renda c/silic.mel PQ; 412372 Meia longa SC renda c/silic.mel MD; 412373 Meia longa SC renda c/silic.mel GD; 412377 Meia longa SC renda c/silic.mel GG; 412381 Meia longa SC renda c/silic.castanho PQ; 412382 Meia longa SC renda c/silic.castanho MD; 412383 Meia longa SC renda c/silic.castanho GD; - 2613 - SC Meia 7/8 com silicone sem ponteira Kendall: 412511 Meia longa SC renda c/silic.s/pont.mel PQ; 412512 Meia longa SC renda c/silic.s/pont.mel MD; 412513 Meia longa SC renda c/silic.s/pont.mel GR; 412517 Meia longa SC renda c/silic.s/pont.mel GG; 412521 Meia longa SC renda c/silic.s/pont.cast PQ; 412522 Meia longa SC renda c/silic.s/pont.cast MD; 412523 Meia longa SC renda c/silic.s/pont.cast GD; - 1713 - Meia Kendall AC 7/8 sem ponteira com silicone: 4171322 Meia longa s.ponteira AC mel MD; 4171323 Meia longa s.ponteira AC mel GD

<b>Nome Técnico</b>	Meia Elastica Para Terapia
<b>Registro</b>	80017170018
<b>Processo</b>	25351.536457/2016-02
<b>Origem do Produto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>FABRICANTE: HANESBRANDS BRASIL TEXTIL LTDA - BRASIL</li> </ul>
<b>Classificação de Risco</b>	I - BAIXO RISCO

<b>Vencimento do Registro</b>	VIGENTE
<input type="button" value="Voltar"/>	