

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 410/2019/SUPEL/RO
DATA DE ABERTURA: 29/04/2020 09:00 HS (HORÁRIO DE BRASÍLIA)
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0036.320367/2019-58/SESAU

PROPOSTA PREGÃO ELETRÔNICO 410/2019

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QTD	VALOR UND	VALOR TOTAL	MARCA	FABRICANTE	MODELO	ANVISA
21	SONDA NASOGÁSTRICA SENGSTAKEN BLACKEMORE INFANTIL Nº 12 - CONSTITUÍDA EM SUA TOTALIDADE EM BORRACHA VULCANIZADA SILICONIZADA COM 65 CM DE COMPRIMENTO 2 BALÕES DE 13 CM, 3 VIAS, 4 FUROS NA PONTA DISTAL PARA ASPIRAÇÃO DE SANGUE OU SECREÇÕES OU SUCO GÁSTRICO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL, NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UND	270	R\$ 1.181,48	R\$ 318.999,60	CREATE	CREATE	INFANTIL Nº 12	10150470271
22	SONDA NASOGÁSTRICA SENGSTAKEN BLACKEMORE INFANTIL Nº 12 - CONSTITUÍDA EM SUA TOTALIDADE EM BORRACHA VULCANIZADA SILICONIZADA COM 65 CM DE COMPRIMENTO 2 BALÕES DE 13 CM, 3 VIAS, 4 FUROS NA PONTA DISTAL PARA ASPIRAÇÃO DE SANGUE OU SECREÇÕES OU SUCO GÁSTRICO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL, NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UND	90	R\$ 1.271,07	R\$ 114.396,30	CREATE	CREATE	INFANTIL Nº 12	10150470271
25	SONDA NASOGÁSTRICA SENGSTAKEN BLACKEMORE ADULTA Nº 18 - CONSTITUÍDA EM TODA SUA TOTALIDADE EM SILICONE GRAU MÉDICO PURO COM 100CM, 2 BALÕES, 4 VIAS, FIO GUIA E APOIO DE ESPUMA PARA NARINA. DEVE APRESENTAR MARCADORES DE PROFUNDIDADE EM TODA SUA EXTENSÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL, NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UND	345	R\$ 559,42	R\$ 193.000,00	CREATE	CREATE	ADULTA Nº 18	10150470271
26	SONDA NASOGÁSTRICA SENGSTAKEN BLACKEMORE ADULTA Nº 18 - CONSTITUÍDA EM TODA SUA TOTALIDADE EM SILICONE GRAU MÉDICO PURO COM 100CM, 2 BALÕES, 4 VIAS, FIO GUIA E APOIO DE ESPUMA PARA NARINA. DEVE APRESENTAR MARCADORES DE PROFUNDIDADE EM TODA SUA EXTENSÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL, NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UND	115	R\$ 639,13	R\$ 73.500,00	CREATE	CREATE	ADULTA Nº 18	10150470271
114	SONDA GÁSTRICA CURTA Nº 20, EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, QUE POSSIBILITE ABERTURA ASÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA; DATA DE FABRICAÇÃO, DATA, TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO; NÚMERO DO LOTE; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DE ACORDO COM LEGISLAÇÕES VIGENTES DA ANVISA.	UND	3.600	PEDIDO DE DESISTÊNCIA		mark med	mark med	CURTA Nº 20,	10207820016
115	SONDA GÁSTRICA CURTA Nº 22, EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, QUE POSSIBILITE ABERTURA ASÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA; DATA DE FABRICAÇÃO, DATA, TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO; NÚMERO DO LOTE; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DE ACORDO COM LEGISLAÇÕES VIGENTES DA ANVISA.	UND	2.000	R\$ 1,25	R\$ 2.500,00	mark med	mark med	CURTA Nº 22	10207820016
116	SONDA GÁSTRICA CURTA Nº 24, EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, QUE POSSIBILITE ABERTURA ASÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA; DATA DE FABRICAÇÃO, DATA, TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO; NÚMERO DO LOTE; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DE ACORDO COM LEGISLAÇÕES VIGENTES DA ANVISA.	UND	2.000	PEDIDO DE DESISTÊNCIA		mark med	mark med	CURTA Nº 24	10207820016
117	SONDA GÁSTRICA LONGA Nº 04, EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, QUE POSSIBILITE ABERTURA ASÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA; DATA DE FABRICAÇÃO, DATA, TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO; NÚMERO DO LOTE; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DE ACORDO COM LEGISLAÇÕES VIGENTES DA ANVISA.	UND	4.800	R\$ 0,65	R\$ 3.120,00	mark med	mark med	LONGA Nº 04	10207820016
118	SONDA GÁSTRICA LONGA Nº 06, EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, QUE POSSIBILITE ABERTURA ASÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA; DATA DE FABRICAÇÃO, DATA, TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO; NÚMERO DO LOTE; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DE ACORDO COM LEGISLAÇÕES VIGENTES DA ANVISA.	UND	9.600	R\$ 0,65	R\$ 6.240,00	mark med	mark med	LONGA Nº 06	10207820016



119	SONDA GASTRICA LONGA Nº 08, EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, QUE POSSIBILITE ABERTURA ASSEPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA; DATA DE FABRICAÇÃO, DATA, TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO; NÚMERO DO LOTE; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DE ACORDO COM LEGISLAÇÕES VIGENTES DA ANVISA.	UND	9.600	R\$ 1,29	R\$ 12.342,00	mark med	mark med	LONGA Nº 08	10207820016
120	SONDA GASTRICA LONGA Nº 10, EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, QUE POSSIBILITE ABERTURA ASSEPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA; DATA DE FABRICAÇÃO, DATA, TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO; NÚMERO DO LOTE; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DE ACORDO COM LEGISLAÇÕES VIGENTES DA ANVISA.	UND	10.400	R\$ 1,33	R\$ 13.832,00	mark med	mark med	LONGA Nº 10	10207820016
121	SONDA GASTRICA LONGA Nº 12, EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, QUE POSSIBILITE ABERTURA ASSEPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA; DATA DE FABRICAÇÃO, DATA, TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO; NÚMERO DO LOTE; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DE ACORDO COM LEGISLAÇÕES VIGENTES DA ANVISA.	UND	11600	R\$ 1,38	R\$ 16.008,00	mark med	mark med	LONGA Nº 12	10207820016
122	SONDA GASTRICA LONGA Nº 14, EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, QUE POSSIBILITE ABERTURA ASSEPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA; DATA DE FABRICAÇÃO, DATA, TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO; NÚMERO DO LOTE; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DE ACORDO COM LEGISLAÇÕES VIGENTES DA ANVISA.	UND		R\$ 1,40	R\$ 13.440,00	mark med	mark med	LONGA Nº 14	10207820016
124	SONDA GASTRICA LONGA Nº 18, EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, QUE POSSIBILITE ABERTURA ASSEPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA; DATA DE FABRICAÇÃO, DATA, TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO; NÚMERO DO LOTE; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DE ACORDO COM LEGISLAÇÕES VIGENTES DA ANVISA.	UND	8800	R\$ 1,76	R\$ 15.488,00	mark med	mark med	LONGA Nº 20	10207820016
125	SONDA GASTRICA LONGA Nº 20, EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, QUE POSSIBILITE ABERTURA ASSEPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA; DATA DE FABRICAÇÃO, DATA, TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO; NÚMERO DO LOTE; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DE ACORDO COM LEGISLAÇÕES VIGENTES DA ANVISA.	UND	8.800	R\$ 2,00	R\$ 17.600,00	mark med	mark med	LONGA Nº 22	10207820016
126	SONDA GASTRICA LONGA Nº 24, EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, QUE POSSIBILITE ABERTURA ASSEPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA; DATA DE FABRICAÇÃO, DATA, TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO; NÚMERO DO LOTE; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DE ACORDO COM LEGISLAÇÕES VIGENTES DA ANVISA.	UND	6.400	R\$ 2,10	R\$ 13.440,00	mark med	mark med	LONGA Nº 24	10207820016
143	SONDA RETAL Nº 04 CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM REGISTRO NA ANVISA.	UND	5.600	R\$ 2,44	R\$ 13.664,00	mark med	mark med	RETAL Nº 04	10207820019
144	SONDA RETAL Nº 06 CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM REGISTRO NA ANVISA.	UND	6.200	R\$ 0,77	R\$ 4.800,00	mark med	mark med	RETAL Nº 06	10207820019
145	SONDA RETAL Nº 08 CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM REGISTRO NA ANVISA.	UND	10.000	R\$ 0,83	R\$ 8.300,00	mark med	mark med	RETAL Nº 08	10207820019
146	SONDA RETAL Nº 10 CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM REGISTRO NA ANVISA.	UND	5.200	R\$ 0,87	R\$ 4.524,00	mark med	mark med	RETAL Nº 10	10207820019
147	SONDA RETAL Nº 12 CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM REGISTRO NA ANVISA.	UND	6.200	R\$ 0,89	R\$ 5.518,00	mark med	mark med	RETAL Nº 12	10207820019
148	SONDA RETAL Nº 14 CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM REGISTRO NA ANVISA.	UND	4.600	R\$ 0,94	R\$ 4.324,00	mark med	mark med	RETAL Nº 14	10207820019

149	SONDA RETAL Nº 16 CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM REGISTRO NA ANVISA.	UND	4.600	R\$ 1,05	R\$ 4.830,00	mark med	mark med	RETAL Nº 16	10207820019
150	SONDA RETAL Nº 18 CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM REGISTRO NA ANVISA.	UND	2.600	R\$ 1,10	R\$ 2.860,00	mark med	mark med	RETAL Nº 18	10207820019
151	SONDA RETAL Nº 20 CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM REGISTRO NA ANVISA.	UND	1.800	R\$ 1,22	R\$ 2.196,00	mark med	mark med	RETAL Nº 20	10207820019
152	SONDA RETAL Nº 22 CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM REGISTRO NA ANVISA.	UND	1.400	R\$ 1,30	R\$ 1.820,00	mark med	mark med	RETAL Nº 22	10207820019
153	SONDA URETRAL Nº 04 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	UND	7.600	R\$ 1,38	R\$ 10.488,00	mark med	mark med	URETRAL Nº 04	10207820014
154	SONDA URETRAL Nº 06 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	UND	9.600	R\$ 0,82	R\$ 7.872,00	mark med	mark med	URETRAL Nº 06	10207820014
155	SONDA URETRAL Nº 08 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	UND	13.600	R\$ 0,83	R\$ 11.288,00	mark med	mark med	URETRAL Nº 08	10207820014
156	SONDA URETRAL Nº 10 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	UND	53.600	R\$ 0,89	R\$ 47.704,00	mark med	mark med	URETRAL Nº 10	10207820014
157	SONDA URETRAL Nº 12 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	UND	58.000	R\$ 0,92	R\$ 53.360,00	mark med	mark med	URETRAL Nº 12	10207820014
158	SONDA URETRAL Nº 14 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	UND	42.200	R\$ 0,97	R\$ 40.934,00	mark med	mark med	URETRAL Nº 14	10207820014
159	SONDA URETRAL Nº 16 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	UND	10.600	R\$ 1,09	R\$ 11.554,00	mark med	mark med	URETRAL Nº 16	10207820014
160	SONDA URETRAL Nº 18 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	UND	3.200	R\$ 1,12	R\$ 3.584,00	mark med	mark med	URETRAL Nº 18	10207820014
161	SONDA URETRAL Nº 20 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	UND	2.200	R\$ 1,28	R\$ 2.816,00	mark med	mark med	URETRAL Nº 20	10207820014
162	SONDA URETRAL Nº 22 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	UND	1.000	R\$ 1,37	R\$ 1.370,00	mark med	mark med	URETRAL Nº 22	10207820014

163	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 04 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	UND	21.000	R\$ 1,47	R\$ 30.870,00	mark med	mark med	TRAQUEAL Nº 04	10207820015
164	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 06 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	UND	50.200	R\$ 0,82	R\$ 41.164,00	mark med	mark med	TRAQUEAL Nº 06	10207820015
165	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	UND	46.400	R\$ 0,83	R\$ 38.512,00	mark med	mark med	TRAQUEAL Nº 08	10207820015
166	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	UND	63.600	R\$ 0,89	R\$ 56.304,00	mark med	mark med	TRAQUEAL Nº 14	10207820015
167	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	UND	39.600	R\$ 1,12	R\$ 44.352,00	mark med	mark med	TRAQUEAL Nº 16	10207820015
168	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 18 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	UND	12.000	R\$ 1,28	R\$ 15.360,00	mark med	mark med	TRAQUEAL Nº 18	10207820015
169	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 20 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	UND	7.800	R\$ 1,37	R\$ 10.686,00	mark med	mark med	TRAQUEAL Nº 20	10207820015
170	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 22 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	UND	6.900	R\$ 1,47	R\$ 10.143,00	mark med	mark med	TRAQUEAL Nº 22	10207820015
VALOR TOTAL					R\$ 1.305.102,90				

Prazo de validade da proposta: Não inferior a 90 (noventa) dias corridos

Prazo de Garantia dos Produtos: Mínimo 12 (doze) meses

Prazo de entrega: Deverá ser efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos.

Local de entrega: Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF II sito a Rua Aparício Moraes nº 4378, Bairro Industrial, CEP: 76821-240 - Porto Velho/RO.

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA: 102-3 CONTA CORRENTE: 80478-9
EMAIL: centralmixcomercio@gmail.com

09.222.411/0001-04
CENTRALMIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
Rua: Plácido de Castro nº 7542
Bairro: Jucelino Kubitschek - CEP: 76.829-386
Porto Velho RO

Porto Velho, 28 de Abril 2020

Matheus Pereira Nascimento

MATHEUS PEREIRA NASCIMENTO
RG N.: 343.788 SSP/RO
CPF: 026.472.712-67
Representante Legal

Detalhes do Produto			
Nome da Empresa	MARK MED INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.		
CNPJ	59.556.621/0001-07	Autorização	1.02.078-2
Produto	SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL MARK MED		

Modelo Produto Médico
Sonda de aspiração traqueal com 50 cm de comprimento podendo ser calibre feminino (04, 06, 08, 10, 12, 14, 16,18, 20, 22 e 24 Fr), calibre masculino (04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 e 24 Fr) e calibre usual (04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 e 24 Fr), ponta arredondada e aberta com 2 furos laterais e na outra ponta um conector em Y ou em tampa.

Nome Técnico	Sondas
Registro	10207820015
Processo	25000.051269/9916
Origem do Produto	<ul style="list-style-type: none">FABRICANTE: MARK MED INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - BRASIL
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Voltar

Registro ANVISA nº 10150470391 - Sonda Endotraqueal Aramada com Balão GoodCome

Área
8 - CORRELATOS
Registro
10150470391
Produto
Sonda Endotraqueal Aramada com Balão GoodCome
Nome Técnico
Sondas
Autorização
1015047
Processo
25351.512532/2014-19
Validade/Situação
VIGENTE Publicado deferimento
» conforme visto em 27/01/2020
Apresentação/Modelo
Diâmetro Interno (mm): 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 5,5 / 6,0 / 6,5 / 7,0 / 7,5 / 8,0 / 8,5 / 9,0 / 9,5 / 10,0 / 10,5 / 11,0.
Classificação de Risco
II - MEDIO RISCO
Nome da Empresa/Detentor
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA (61.418.042/0001-31) -
Origem
FABRICANTE - GC Medica Enterprise Ltd., - CHINA, REPÚBLICA POPULAR
Última Atualização
27/01/2020

Este registro é válido.

Tabela TUSS

A lista abaixo apresenta os códigos TUSS para este registro.
Esta lista está atualizada perante a tabela de 09/2016.
Nenhum código TUSS encontrado para este registro.

Documentos Técnicos

A lista abaixo apresenta os documentos técnicos encontrados na anvisa para o Processo deste registro.

Petição/Protocolo	Data	Assunto	Situação
-	25/08/2014	MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico	Foi publicado em veículo oficial manifestação da ANVISA favorável ao pedido da empresa.

Diário Oficial da União

Área
8 - CORRELATOS
Registro
10150470483
Produto
Sonda Foley em Látex SILICONIZADO Well Lead
Nome Técnico
Sondas
Autorização
1015047
Processo
25351.068752/2016-48
Validade/Situação
VIGENTE Publicado deferimento
» conforme visto em 27/01/2020
Apresentação/Modelo
11110602 - Sonda Foley em Látex Silic. 2 vias 6FR com válvula de borracha e balão de 3ml ; 11110803 - Sonda Foley em Látex Silic. 2 vias 8FR com válvula de borracha e balão de 3-5ml ; 11110003 - Sonda Foley em Látex Silic. 2 vias 10FR com válvula de borracha e balão de 3-5ml ; 11211211 - Sonda Foley em Látex Silic. 2 vias 12FR com válvula de borracha e balão de 30ml; 11211411 - Sonda Foley em Látex Silic. 2 vias 14FR com válvula de borracha e balão de 30ml ; 11211611 - Sonda Foley em Látex Silic. 2 vias 16FR com válvula de borracha e balão de 30ml; 11211811 - Sonda Foley em Látex Silic. 2 vias 18FR com válvula de borracha e balão de 30ml; 11212011 - Sonda Foley em Látex Silic. 2 vias 20FR com válvula de borracha e balão de 30ml ; 11212211 - Sonda Foley em Látex Silic. 2 vias 22FR com válvula de borracha e balão de 30ml ; 11212411 - Sonda Foley em Látex Silic. 2 vias 24FR com válvula de borracha e balão de 30ml ; 11212611 - Sonda Foley em Látex Silic. 2 vias 26FR com válvula de borracha e balão de 30ml; 11212811 - Sonda Foley em Látex Silic. 2 vias 28FR com válvula de borracha e balão de 30ml; 11213011 - Sonda Foley em Látex Silic. 2 vias 30FR com válvula de borracha e balão de 30ml; 11211204 - Sonda Foley em Látex Silic. 2 vias 12FR com válvula de borracha e balão de 5ml; 11211404 - Sonda Foley em Látex Silic. 2 vias 14FR com válvula de borracha e balão de 5ml ; 11211604 - Sonda Foley em Látex Silic. 2 vias 16FR com válvula de borracha e balão de 5ml; 11211804 - Sonda Foley em Látex Silic. 2 vias 18FR com válvula de borracha e balão de 5ml; 11212004 - Sonda Foley em Látex Silic. 2 vias 20FR com válvula de borracha e balão de 5ml ; 11212204 - Sonda Foley em Látex Silic. 2 vias 22FR com válvula de borracha e balão de 5ml ; 11212404 - Sonda Foley em Látex Silic. 2 vias 24FR com válvula de borracha e balão de 5ml ; 11212604 - Sonda Foley em Látex Silic. 2 vias 26FR com válvula de borracha e balão de 5ml; 11212804 - Sonda Foley em Látex Silic. 2 vias 28FR com válvula de borracha e balão de 5ml; 11213004 - Sonda Foley em Látex Silic. 2 vias 30FR com válvula de borracha e balão de 5ml; 11511411 - Sonda Foley em Látex Silic. 3 vias 14FR com válvula de borracha e balão de 30ml ; 11511611 - Sonda Foley em Látex Silic. 3 vias 16FR com válvula de borracha e balão de 30ml; 11511811 - Sonda Foley em Látex Silic. 3 vias 18FR com válvula de borracha e balão de 30ml; 11512011 - Sonda Foley em Látex Silic. 3 vias 20FR com válvula de borracha e balão de 30ml; 11512211 - Sonda Foley em Látex Silic. 3 vias 22FR com válvula de borracha e balão de 30ml; 11512411 - Sonda Foley em Látex Silic. 3 vias 24FR com válvula de borracha e balão de 30ml; 11512611 - Sonda Foley em Látex Silic. 3 vias 26FR com válvula de borracha e balão de 30ml; 11511405 - Sonda Foley em Látex Silic. 3 vias 14FR com válvula de borracha e balão de 5ml ; 11511605 - Sonda Foley em Látex Silic. 3 vias 16FR com válvula de borracha e balão de 5-10ml; 11511805 - Sonda Foley em Látex Silic. 3 vias 18FR com válvula de borracha e balão de 5-10ml; 11512204 - Sonda Foley em Látex Silic. 3 vias 20FR com válvula de borracha e balão de 5ml; 11512205- Sonda Foley em Látex Silic. 3 vias 22FR com válvula de borracha e balão de 5-10ml; 11512405 - Sonda Foley em Látex Silic. 3 vias 24FR com válvula de borracha e balão de 5-10ml; 11512605 - Sonda Foley em Látex Silic. 3 vias 26FR com válvula de borracha e balão de 5-10ml; 11411211- Sonda Foley em Látex Silic. 2 vias 12FR c/vál. de borr. c/ponta Tiemann e balão de 30ml; 11411411- Sonda Foley em Látex Silic. 2 vias 14FR c/vál. de borr. c/ponta Tiemann e balão de 30ml; 11411611- Sonda Foley em Látex Silic. 2 vias 16FR c/vál. de borr. c/ponta Tiemann e balão de 30ml; 11411811- Sonda Foley em Látex Silic. 2 vias 18FR c/vál. de borr. c/ponta Tiemann e balão de 30ml; 11412011- Sonda Foley em Látex Silic. 2 vias 20FR c/vál. de borr. c/ponta Tiemann e balão de 30ml; 11412211- Sonda Foley em Látex Silic. 2 vias 22FR c/vál. de borr. c/ponta Tiemann e balão de 30ml.
Classificação de Risco
II - MEDIO RISCO
Nome da Empresa/Detentor
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA (61.418.042/0001-31) -
Origem
FABRICANTE - WELL LEAD MEDICAL CO, LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR
Última Atualização
27/01/2020

Este registro é válido.

Tabela TUSS

A lista abaixo apresenta os códigos TUSS para este registro.
Esta lista está atualizada perante a tabela de 09/2016.
Nenhum código TUSS encontrado para este registro.

Documentos Técnicos

A lista abaixo apresenta os documentos técnicos encontrados na anvisa para o Processo deste registro.

Petição/Protocolo	Data	Assunto	Situação
-	16/05/2016	MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico	Foi publicado em veículo oficial manifestação da ANVISA favorável ao pedido da empresa.
855627180	30/08/2018	MATERIAL ? Alteração de informações em cadastro	Publicado indeferimento

Diário Oficial da União

Detalhes do Produto			
Nome da Empresa	MARK MED INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.		
CNPJ	59.556.621/0001-07	Autorização	1.02.078-2
Produto	SONDA GASTRICA LEVINE MARK MED		

Modelo Produto Médico
INFANTIL: 04, 06, 08 FR ADULTO: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 E 24 FR

Nome Técnico	Sondas
Registro	10207820016
Processo	25000.052845/9961
Origem do Produto	<ul style="list-style-type: none">FABRICANTE: MARK MED INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - BRASIL
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Voltar

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA		
CNPJ	61.418.042/0001-31	Autorização	1.01.504-7
Produto	Sonda Endotraqueal Aramada com Balão GoodCome		

Modelo Produto Médico

Diâmetro Interno (mm): 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 5,5 / 6,0 / 6,5 / 7,0 / 7,5 / 8,0 / 8,5 / 9,0 / 9,5 / 10,0 / 10,5 / 11,0.

Nome Técnico	Sondas
Registro	10150470391
Processo	25351.512532/2014-19
Origem do Produto	<ul style="list-style-type: none">FABRICANTE: GC Medica Enterprise Ltd., - CHINA, REPÚBLICA POPULAR
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

[Voltar](#)

Registro ANVISA nº 10150470271 - SONDA SENGSTAKEN-BLAKEMORE DE SILICONE CREATE MEDIC

Área
8 - CORRELATOS
Registro
10150470271
Produto
SONDA SENGSTAKEN-BLAKEMORE DE SILICONE CREATE MEDIC
Nome Técnico
Sondas
Autorização
1015047
Processo
25351.521685/2008-30
Validade/Situação
VIGENTE Publicado deferimento
» conforme visto em 27/01/2020
Apresentação/Modelo
TIPO 42 - CALIBRES: 16FR, 18FR, 20FR; TIPO 52/TIPO 53 - CALIBRE: 18FR.
Classificação de Risco
II - MEDIO RISCO
Nome da Empresa/Detentor
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA (61.418.042/0001-31)
-
Origem
FABRICANTE - CREATE MEDIC CO., LTD. - JAPÃO
Última Atualização
27/01/2020

Este registro é válido.

Tabela TUSS

A lista abaixo apresenta os códigos TUSS para este registro.
Esta lista está atualizada perante a tabela de 09/2016.
Nenhum código TUSS encontrado para este registro.

Documentos Técnicos

A lista abaixo apresenta os documentos técnicos encontrados na anvisa para o Processo deste registro.

Petição/Protocolo	Data	Assunto	Situação
-	15/07/2008	MATERIAL - Registro de Famílias de Material de Uso Médico	Foi publicado em veículo oficial manifestação da ANVISA favorável ao pedido da empresa.
991736125	06/12/2012	Revalidação de Cadastro de FAMÍLIA de Material de Uso Médico	Publicado deferimento
344911084	05/11/2008	MATERIAL - Retificação ? Correção pela ANVISA	Publicado deferimento

Diário Oficial da União

SONDA SENGSTAKEN-BLAKEMORE EM SILICONE TIPO 32 – CREATE MEDIC



1 – Descrição

A sonda Sangstaken Blakemore – tipo 32 – Create Medic, é constituída 100% em silicone, apresenta marcação de profundidade no eixo e comprimento total de aproximadamente 100cm. Na ponta distal, encontra-se 4 orifícios laterais, por onde é feita a aspiração gástrica. Possui identificação dos balões por cores (amarelo – balão gástrico, e branco balão esofágico). Disponível nos tamanhos 14Fr, 16 Fr, 18 Fr e 20 Fr.

2- Indicação:

É indicada para inserção via nasal, promovendo hemostasia por compressão da hemorragia aguda das varizes esofágicas. Funciona por tamponamento, através da pressão exercida pelo balão.

3 – Instrução de uso

- Realizar teste dos balões, preenchendo-os com ar para averiguar algum tipo de vazamento, antes da inserção;
- Lubrificar a sonda com gel de xilocaína;
- Após realizar anestesia local na cavidade nasal e faríngea, insira o tubo no estômago pelo nariz através do esôfago.
- Depois de inserir o tubo no estômago, injetar o ar lentamente no balão gástrico. Puxe o tubo até que o balão comprima ligeiramente a junção esôfago-gástrica;
- Retraia o tubo com uma força de 2.9 e 4.9N (300 e 500gf). Então fixe o tubo com uma fita adesiva;
- Injete ar através da válvula para balão esofágico, até que a pressão interna atinja a pressão recomendada;
- Lave o lúmen interior do tubo e o interior do estômago com água fria para evitar o entupimento do lúmen. Então aspire o conteúdo do estômago;
- Depois de lavar e aspirar suficientemente o conteúdo do estômago, conecte o funil para aspiração gástrica a um aspirador e sugue as substâncias durante 12 horas;



- Remova lentamente o ar do balão e verifique a hemóstase 12 horas após a inserção do tubo. Diminuir a pressão muito rápido poderia causar o desprendimento do coágulo de sangue, causando uma outra hemorragia. Se a hemorragia persistir, infle o balão de novo com ar. Verifique o estado a cada 4 ou 6 horas;
- Para remoção do tubo, solte o ar lentamente do balão do esôfago, então diminua a força de tração no tubo, após 3 horas, continue a tracionar e solte o ar lentamente do balão gástrico
- Se não for observado sangramento em 1 hora, remover o tubo.

4 – Advertências

- Produto de uso único
- Proibido reprocessar
- Realizar testes de balões antes da inserção;
- Não utilizar se embalagem danificada.

5 – Cuidados de conservação e transporte

- Manter em local seco e fresco;
- Não armazenar em local com presença de gases tóxicos;
- Transportar na embalagem original até o momento da utilização.

6 – Apresentação


- Embalagem individual em papel grau cirúrgico e envolta numa caixa de papelão
- Esterilização por óxido de etileno.

“PRODUTO ESTÉRIL DE USO ÚNICO

Registro ministério da Saúde: 10150470463

6 – Informações para pedidos

CÓDIGO	PRODUTO	D.E	COMP
800.001.4348	SONDA SENGSTAKEN BLAKEMORE TIPO 32 14 FR	4.7MM	100CM
800.001.4349	SONDA SENGSTAKEN BLAKEMORE TIPO 32 16 FR	5.3MM	100CM
800.001.4350	SONDA SENGSTAKEN BLAKEMORE TIPO 32 18 FR	6.0MM	100CM
800.001.4351	SONDA SANGSTAKEN BLAKEMORE TIPO 32 21 FR	6.7MM	100CM



Mark Med

Produtos Hospitalares



Fundada em agosto de 1988, iniciou suas atividades com o processo produtivo das primeiras bolsas de colostomia e coletores de urina, posteriormente produzindo sondas e catéteres descartáveis.

Começou então a buscar novas tecnologias, através de suas próprias experiências. Desenvolvendo equipamentos atualizados, higiênicos e especiais, apoiando-se também em tecnologias internacionais, ambientes de produção projetados apropriadamente, sempre com o intuito de garantir produtos de alta qualidade.

Tornou-se uma das empresas líderes do segmento de produtos descartáveis hospitalares, refletindo o compromisso assumido em oferecer ao mercado brasileiro as mais avançadas soluções na área de correlatos.



Empresa certificada pela **ANVISA**
em **Boas Práticas de Fabricação**
desde Setembro de 2007.



Produtos

Os extensores, sondas e catéteres são confeccionados em PVC (Cloro de Polivinila) transparente. Embalados individualmente em PGC. São esterelizados pelo processo de Radiação Ionizante.

As Sondas apresentam formato cilíndrico reto e inteiro com extremidade proximal arredondada e orifícios laterais conforme sua utilização.

**Objetivos:**

Buscar e atingir as metas através de acompanhamento de índices, melhorando o processo e crescendo em produtividade.

Disponibilizar ao mercado produtos com qualidade, selecionando fornecedores.

Trabalhar para que o cliente receba o produto no menor prazo possível, mantendo a qualidade.


Aprimorar suas tecnologias para o crescimento da produção e investir em treinamento e capacitação dos colaboradores.

Política de Qualidade:


A Mark Med tem como Política de Qualidade fornecer produtos e serviços de acordo com as especificações e normas vigentes, buscando sempre a melhoria contínua através de seus processos e aperfeiçoamento de seus colaboradores, com o emprego de tecnologia e treinamentos.

A empresa garante o estabelecimento dos *Objetivos da Qualidade* que são compatíveis com a *Política da Qualidade* e traduzidos em indicadores e metas mensuráveis e monitoradas. Manter o Sistema de Qualidade aplicáveis em todos os níveis da organização, implementando e assegurando a sua compreensão por todos os empregados que afetam ou influenciam a produção, empenhando-se em colocar em prática a Norma da ANVISA RDC 59 de Boas Práticas de Fabricação e Procedimentos do Sistema, para que os produtos fabricados sejam seguros, eficazes e se adaptem de maneira geral ao uso pretendido.






Sonda Aspiro..... 6



Sonda Aspiração Traqueal..... 6



Sonda Gástrica Levine..... 7




Sonda Nasogástrica..... 7



Sonda Retal..... 8



Sonda Uretral..... 8



Catéter Óculos..... 9




Catéter Oxigênio..... 9



Extensor para Drenagem..... 10



Extensor para Oxigênio..... 10



Tubos Extensores..... 12



Torneira de Três Vias sem Conexão Rotativa..... 13



Torneira de Três Vias com Conexão Rotativa..... 13



Coletor Hospitalar..... 14



Coletor Infantil..... 14



Bolsa de Colostomia..... 15



Terminais e Furações..... 15



SONDAS

A **Sonda Aspiração Traqueal** é indicada a pacientes impossibilitados de eliminar as secreções mais profundas do pulmão e em pacientes entubados ou traqueostomizados.

A **Sonda Aspiro** tem a mesma finalidade da Sonda Aspiração Traqueal, porém, no lugar de conector, possui válvula de pressão negativa, onde o uso do polegar controla manualmente o fluxo de aspiração. São embaladas de modo retilíneo, somente em PGC e esterilizadas por Radiação Ionizante.

- Calibres de 04 a 24, com 50cm de comprimento.

SONDA ASPIRO

Parte Proximal

Arredondada.
Orifício central.

Detalhe:



2 FURAÇÕES LATERAIS



SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL


Parte Proximal

Arredondada.
Orifício central.

Detalhe:



2 FURAÇÕES LATERAIS



As **Sondas Gástrica Levine** e **Nasogástrica** são usadas para remover líquidos e gases do sistema gástrico, para obter uma amostra do conteúdo gástrico a fim de realizar estudos laboratoriais. Somente a Nasogástrica é utilizada para administrar medicamentos, alimentação ou realizar lavagem.

A Sonda Gástrica Levine apresenta tamanho de 120cm. A nasogástrica mede 40cm e 100cm.

- Calibres de 04 a 24.

SONDA GÁSTRICA LEVINE

Parte Proximal

Arredondada.
Orifício central.

Detalhe:



4 FURAÇÕES LATERAIS




SONDA NASOGÁSTRICA


Parte Proximal

Arredondada.
Sem orifício central.

Detalhe:



2 FURAÇÕES LATERAIS



SONDAS

A **Sonda Retal** é indicada para aliviar a tensão provocada por gases e líquidos no intestino grosso. Utilizável também para a retirada de conteúdo fecal através do reto. Já a **Sonda Uretral** é indicada quando o trato urinário está obstruído ou o paciente é incapaz de urinar. A cateterização pode ser necessária também para determinar a quantidade de urina residual na bexiga após o paciente urinar, desviar uma obstrução que bloqueia o fluxo urinário e promover uma forma de monitorizar o débito urinário horário em pacientes em estado crítico.

- Calibre - Retal: de 04 a 32, com 40 cm de comprimento. / Uretral: de 04 a 24, com 40 cm de comprimento.

SONDA RETAL



Parte Proximal

Arredondada.
Orifício central.

Detalhe:



1 FURAÇÃO LATERAL




SONDA URETRAL

Parte Proximal

Arredondada.
Sem orifício central.

Detalhe:



1 FURAÇÃO LATERAL




Servem para a aplicação de oxigênio por catéter nasal, para auxiliar na respiração do paciente.

O **Catéter tipo Óculos** apresenta calibre 12, de 45 cm de comprimento e um tubo calibre 12, de 90 cm de comprimento. Sua esterilização é feita pelo processo de Radiação Ionizante.

O **Catéter tipo Sonda** apresenta calibres de 04 a 18, com 40 cm de comprimento e sua esterilização é feita pelo processo de Radiação Ionizante.

CATÉTER ÓCULOS



Parte Proximal

Conector Nasal.

CATÉTER PARA OXIGÊNIO

Parte Proximal

Arredondada.
Sem orifício central.

Detalhe:



4 FURAÇÕES LATERAIS



Oxigenioterapia: é a administração de oxigênio, que é um gás essencial para o ser humano. Pode ser realizada através de catéter nasal, nebulização contínua, inalação e tenda de oxigênio.



EXTENSORES

O **Extensor para Drenagem** é indicado como prolongador de tubulação em pacientes sondados por uma sonda uretral, na drenagem de urina até um coletor de sistema aberto ou fechado.

- Calibre 16, com 150 e 200 cm de comprimento. Extremidade com um conector de PVC flexível.


O **Extensor para Oxigênio** é indicado como prolongador de tubulação em pacientes usuários de catéter de oxigênio tipo sonda, entre o paciente com catéter e a saída de oxigênio da parede ou cilindro.

- Calibre 16, com 200 cm de comprimento. Extremidade com dois conectores de PVC flexível.

EXTENSOR PARA DRENAGEM



EXTENSOR PARA OXIGÊNIO



O **Extensor para Aspiração Traqueal** é indicada como prolongador de tubulação entre o paciente com sonda e o frasco de aspiração.

-Calibre 24, com 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 1000, 1200 cm de comprimento. Extremidades com dois conectores de PVC.

EXTENSOR PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL



CONECTORES




O **Tubo Extensor** com conexão rotativa luer lock é indicado para aumentar o comprimento e facilitar as conexões de equipos e catéteres intravenosos, scalpels e/ou distribuidores de 2 e 4 vias, sendo utilizado por profissionais da área médico-hospitalar.

- Calibres de 6 a 12, com 20, 40, 60, 120 e 200 cm de comprimento.

TUBO EXTENSOR


Utilização:

Facilitar conexões de equipos e catéteres intravenosos, scalpels e como distribuidores de 2 e 4 vias.




A **Torneira de Três Vias** é indicada para conexão de acesso intravenoso, para monitoração evasiva de pressão, administração de líquidos (fármacos) e retirada de amostras. A **conexão rotativa** tem a finalidade de proporcionar maior segurança, servindo como trava entre as peças conectadas. São embaladas individualmente em PGC, em caixas com 100 peças.

TORNEIRA SEM CONEXÃO ROTATIVA



TORNEIRA COM CONEXÃO ROTATIVA



Os **Coletores** servem para controlar o fluxo de drenagem. A medição da urina permitirá medir a cada hora ou a intervalos específicos de tempos determinados pelo corpo clínico. São confeccionados com filme de polietileno de baixa densidade. O **Coletor de Urina Adulto** tem capacidade de 2 litros, graduado no tamanho de 20 x 35 cm e embalados em sacos plásticos. Já o **Coletor de Urina Infantil** apresenta capacidade de 100ml, graduado no tamanho de 10x18 cm e é embalado em saco plástico PE ou na forma individual em PGC.

COLETOR HOSPITALAR



COLETOR INFANTIL



Masculino

Orifício Circular

27cm

Feminino

Unisex

Orifício Oval

Diâmetro Horizontal - 30mm

Diâmetro Vertical - 40mm



Bolsa para Colostomia Intestinal com fita adesiva dupla face e adesivo hipoalérgico, resistente e que não desprende do conjunto. A parte adesiva não se desprende da bolsa e não deixa resíduo na pele do usuário. Pode ser permanente ou temporária e a consistência das fezes varia de acordo com a porção do intestino que foi retirada. Os diferentes calibres existem para atender às diversas possibilidades de cada paciente em relação ao tamanho da colostomia. São confeccionados com filme de polietileno de baixa densidade. Apresentam capacidade de 200ml no tamanho de 14 x 22 cm, com orifício central de diâmetro circular em três tamanhos, 30, 50 e 63 cm.



Diâmetro

30mm
01 Furação
Central

50mm
01 Furação
Central


63mm
01 Furação
Central

Terminais



Furações

1 FURAÇÃO LATERAL




2 FURAÇÕES LATERAIS





4 FURAÇÕES LATERAIS






Departamento de Vendas

Telefone / Fax: (11) 4035-6272
email: vendas@markmed.com.br





Mark Med INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Rua Exp. José Franco de Macedo, 27 - Penha
Bragança Paulista - SP - CEP 12929-460.

Telefones comerciais:
Tel.: 55 (11) 4035-6272
Fax.: 55 (11) 4035-6272

e-mail: markmed@markmed.com.br
site: www.markmed.com.br

ESTADO DE RONDÔNIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES
DELTA/SUPEL/RO
PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 410/2019/SUPEL/RO
ABERTURA: 29/04/2020 AS 09H00

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	V. UNIT	V. TOTAL
29	SONDA NASOGÁSTRICA (TIPO SENGSTAKEN/BLACKEMORE) ADULTA Nº 20 - CONSTITUÍDA EM TODA SUA TOTALIDADE EM SILICONE GRAU MEDICO PURO COM 100 CM, 2 BALÕES, 4 VIAS, FIO GUIA E APOIO DE ESPUMA PARA NARINA. DEVE APRESENTAR MARCADORES DE PROFUNDIDADE EM TODA SUA EXTENSÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL. RMS: 10297020056 PROCEDENCIA: URUGUAI MARCA/FABRICANTE: BCI/ELETROPLAST REF. Nº 20	UNID	270	R\$ 542,85	R\$ 146.569,50
30	SONDA NASOGÁSTRICA (TIPO SENGSTAKEN/BLACKEMORE) ADULTA Nº 20 - CONSTITUÍDA EM TODA SUA TOTALIDADE EM SILICONE GRAU MEDICO PURO COM 100 CM, 2 BALÕES, 4 VIAS, FIO GUIA E APOIO DE ESPUMA PARA NARINA. DEVE APRESENTAR MARCADORES DE PROFUNDIDADE EM TODA SUA EXTENSÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL. RMS: 10297020056 PROCEDENCIA: URUGUAI MARCA/FABRICANTE: BCI/ELETROPLAST] REF. Nº 20	UNID	90	R\$ 542,85	R\$ 48.856,50

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$ 195.426,00
(CENTO E NOVENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E VINTE E SEIS REAIS.)

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
SANTANDER	0651	13.000064-8
B. BRASIL	0386-7	14698-6
BRABESCO	2622-0	17654-0.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA APRESENTAÇÃO DA SUA PROPOSTA DE PREÇOS;

PRAZO DE PAGAMENTO: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS, CONTADO A PARTIR DA DATA FINAL DO PERÍODO DE ADIMPLEMENTO DE CADA PARCELA".

PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.

LOCAL E HORÁRIO DE ENTREGA:

OS MATERIAIS/INSUMOS DEVERÃO SER ENTREGUES NA **CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF II**, SITO À RUA: APARÍCIO DE MORAIS Nº 4378 – BAIRRO: SETOR INDUSTRIAL, CEP: 76824-128, NA CIDADE DE PORTO VELHO/RO. OS DIAS DE FUNCIONAMENTO SÃO DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA DAS 07H30 ÀS 13H30. PARA ENTREGA É NECESSÁRIA REALIZAÇÃO DE PRÉVIO AGENDAMENTO JUNTO AO CAF-II, INFORMAÇÕES ATRAVÉS DO E-MAIL: CAFII.REQUISICAO@GMAIL.COM OU PELOS TELEFONES: (69) 3216-5759/3216-5580.

GARANTIA: 12 (DOZE) MESES

DECLARAMOS QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, BEM COMO ACEITAMOS TODAS AS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES ESPECIFICADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.

ESTADO DE RONDÔNIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES
DELTA/SUPEL/RO
PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 410/2019/SUPEL/RO
ABERTURA: 29/04/2020 AS 09H00

DECLARAMOS QUE NOS PREÇOS COTADOS ESTÃO INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS QUE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, FAZEM PARTE DO PRESENTE OBJETO, TAIS COMO GASTOS DA EMPRESA COM SUPORTE TÉCNICO E ADMINISTRATIVO, IMPOSTOS, SEGUROS, TAXAS, OU QUAISQUER OUTROS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE GASTOS DA EMPRESA, SEM QUAISQUER ACRÉSCIMOS EM VIRTUDE DE EXPECTATIVA INFLACIONÁRIA E DEDUZIDOS OS DESCONTOS EVENTUALMENTE CONCEDIDOS.

“DECLARAMOS PARA TODO E QUALQUER EFEITO QUE ESTAMOS DE ACORDO COM AS NORMAS CONTIDAS NO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 410/2019, E QUE SUJEITAMO-NOS A LEI FEDERAL Nº. 8666/93, ATUALIZADA PELA LEI FEDERAL Nº. 8883/94 E DEMAIS LEIS QUE REGEM A PRESENTE LICITAÇÃO”.

SÃO PAULO, 29 DE ABRIL DE 2020.

DORIAN
COTTA:036
09978805

Assinado de forma
digital por DORIAN
COTTA:03609978805
Dados: 2020.04.30
09:00:42 -03'00'

ESTADO DE RONDÔNIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES
DELTA/SUPEL/RO
PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 410/2019/SUPEL/RO
ABERTURA: 29/04/2020 AS 09H00


[Consultas](#) / [Produtos para Saúde](#) / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto			
Nome da Empresa	BADEIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.		
CNPJ	43.566.371/0001-48	Autorização	1.02.970-2
Produto	SONDA PARA VARIZES ESOFAGICAS		

Modelo Produto Médico
98251404; 98251604; 98251804; 98252104.

Nome Técnico	Sondas
Registro	10297020056
Processo	25351.525988/2008-21
Origem do Produto	<ul style="list-style-type: none"> FABRICANTE: EPSA - ELECTROPLAST S.A. - URUGUAI
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

[Voltar](#)

Sonda para varizes esofágicas em PVC - (tipo Sengstaken Blackemore)		Embalagem	Qtde
 <p>Ref. 9825 - Tamanhos: Adulto: CH 14 - 16 - 18 - 21</p> <p>Sonda /Tubo para contenção de hemorragia no esôfago, flexível, em PVC na cor laranja, três vias, extremidade distal fechada com quatro orifícios para drenagem e irrigação, extremidade proximal com funil, balão gástrico e balão esofágico em látex, anéis radiopacos entre os balões. Sistema duplo de insuflação com válvulas de retenção, balões diferenciados (estomacal-cristal / esofágico-azul) para controle da insuflação. Escala graduada impressa a cada 5 cm, comprimento total aproximadamente 105 cm, estéril, descartável.</p> <p><i>Indicada para o controle transitório da hemorragia causada por varizes esofágicas e utilizada em pacientes com sangramento em curso no qual a equipe de saúde tem que atuar rapidamente e com eficácia.</i></p> <p>RMS: 10297020056 - NCM: 9018.39.29</p> <p>Não contém DEHP</p>		Display	1



ESTADO DE RONDÔNIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES
DELTA/SUPEL/RO
PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 410/2019/SUPEL/RO
ABERTURA: 29/04/2020 AS 09H00

Instalar o Flash >

Escolha uma
CATEGORIA

Produto:

Marca:

Categoria:

BUSCAR

Instalar o Flash >

Produtos > Digestória



Sonda para Varizes Esofágicas - PVC

Sonda para varizes esofágicas flexível de PVC cor laranja com três vias para contenção de hemorragia no esôfago; extremidade distal fechada com quatro orifícios para drenagem e irrigação, extremidade proximal com funil, balão gástrico e balão esofágico de látex (comprimento aproximado de 6,5/20 cm), com anéis radiopacos entre os balões. Sistema duplo de insuflação com válvulas de retenção e balões para controle da insuflação, diferenciados (estomacal-cristal; esofágico-azul). Escala graduada impressa a cada 5 cm, comprimento total aproximadamente 105 cm. Esterilizado por Óxido de Etileno e de uso único, disponível em embalagem individual. Não contém DEHP

Cód.: 98251404 (CH 14) / 98251604 (CH 16) / 98251804 (CH 18) / 98252104 (CH 21)

Marca: BCI Medical

VOLTAR

BY CONSULTOR NET
Desenvolvido e Hospedado

Registro ANVISA nº 10297020056 - SONDA PARA VARIZES ESOFÁGICAS

Área
8 - CORRELATOS
Registro
10297020056
Produto
SONDA PARA VARIZES ESOFÁGICAS
Nome Técnico
Sondas
Autorização
1029702
Processo
25351.525988/2008-21
Validade/Situação
VIGENTE Publicado deferimento
» conforme visto em 01/05/2020
Apresentação/Modelo
98251404; 98251604; 98251804; 98252104.
Classificação de Risco
II - MEDIO RISCO
Nome da Empresa/Detentor
BADEIA COMERCIO IMPORTAÇÃO LTDA (43.566.371/0001-48)
Origem
FABRICANTE - EPSA ? ELECTROPLAST S.A. - URUGUAI
Última Atualização
01/05/2020

Este registro é válido.

Tabela TUSS

A lista abaixo apresenta os códigos TUSS para este registro.
Esta lista está atualizada perante a tabela de 09/2016.

Código TUSS	Descrição	Referência
70869600	SONDA PARA VARIZES ESOFAGICAS 98252104	98252104
70869618	SONDA PARA VARIZES ESOFAGICAS 98251404	98251404
70869626	SONDA PARA VARIZES ESOFAGICAS 98251604	98251604

Documentos Técnicos

A lista abaixo apresenta os documentos técnicos encontrados na anvisa para o Processo deste registro.

Petição/Protocolo	Data	Assunto	Situação
-	18/07/2008	MATERIAL - Registro de Famílias de Material de Uso Médico	Foi publicado o deferimento do processo ou da petição.
240567139	28/03/2013	Revalidação de Cadastro de FAMÍLIA de Material de Uso Médico	Publicado deferimento

Diário Oficial da União

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL
25	<p>SONDA NASOGÁSTRICA (TIPO SENGs TAKEN/BLACKEMORE) ADULTO Nº 16 – DE SILICONE OU MATERIAL COMPATÍVEL/SIMILAR, 105 CM, 2 BALÕES, 3 VIAS, FIO GUIA. DEVE APRESENTAR MARCADORES DE PROFUNDIDADE EM TODA SUA EXTENSÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERELIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.</p> <p>MARCA / FABRICANTE: BCI MEDICAL / ELECTROPLAST</p> <p>MODELO: CH 16</p> <p>PROCEDÊNCIA: URUGUAI - RMS: 10297020056.</p> <p>V. UNITÁRIO: QUINHENTOS E VINTE E UM REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS.</p> <p>V. TOTAL: CENTO E SETENTA E NOVE MIL OITOCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS.</p>	UND	345	R\$ 521,36	R\$ 179.869,20
26	<p>SONDA NASOGÁSTRICA (TIPO SENGs TAKEN/BLACKEMORE) ADULTO Nº 16 – DE SILICONE OU MATERIAL COMPATÍVEL/SIMILAR, 105 CM, 2 BALÕES, 3 VIAS, FIO GUIA. DEVE APRESENTAR MARCADORES DE PROFUNDIDADE EM TODA SUA EXTENSÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERELIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.</p> <p>MARCA / FABRICANTE: BCI MEDICAL / ELECTROPLAST</p> <p>MODELO: CH 16.</p> <p>PROCEDÊNCIA: URUGUAI - RMS: 10297020056.</p> <p>V. UNITÁRIO: QUINHENTOS E VINTE E UM REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS.</p> <p>V. TOTAL: CINQUENTA E NOVE MIL NOVECIENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS.</p>	UND	115	R\$ 521,36	R\$ 59.956,40
27	<p>SONDA NASOGÁSTRICA (TIPO SENGs TAKEN/BLACKEMORE) ADULTO Nº 18 – DE SILICONE OU MATERIAL COMPATÍVEL/SIMILAR, 105 CM, 2 BALÕES, 3 VIAS, FIO GUIA E APOIO DE ESPUMA PARA NARINA. DEVE APRESENTAR MARCADORES DE PROFUNDIDADE EM TODA SUA EXTENSÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERELIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.</p> <p>MARCA / FABRICANTE: BCI MEDICAL / ELECTROPLAST</p> <p>MODELO: CH 18.</p> <p>PROCEDÊNCIA: URUGUAI - RMS: 10297020056.</p> <p>V. UNITÁRIO: QUINHENTOS E SETE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS.</p> <p>V. TOTAL: CENTO E SESSENTA E SETE MIL QUINHENTOS E VINTE E UM REAIS E VINTE CENTAVOS.</p>	UND	330	R\$ 507,64	R\$ 167.521,20

28	SONDA NASOGÁSTRICA (TIPO SENGSTAKEN/BLACKMORE) ADULTO Nº 18 – DE SILICONE OU MATERIAL COMPATÍVEL/SIMILAR, 105 CM, 2 BALÕES, 3 VIAS, FIO GUIA E APOIO DE ESPUMA PARA NARINA. DEVE APRESENTAR MARCADORES DE PROFUNDIDADE EM TODA SUA EXTENSÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERELIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS. MARCA / FABRICANTE: BCI MEDICAL / ELECTROPLAST MODELO: CH 18. PROCEDÊNCIA: URUGUAI - RMS: 10297020056. V. UNITÁRIO: QUINHENTOS E SETE REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS. V. TOTAL: CINQUENTA E CINCO MIL OITOCENTOS E QUARENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS.	UND	110	R\$ 507,64	R\$ 55.840,40
----	--	-----	-----	------------	---------------

VALOR TOTAL DA PROPOSTA – R\$ 463.187,20
(QUATROCENTOS E SESENTA TRÊS MIL CENTO E OITENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS)

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
CAIXA ECONÔMICA	1371	2073-2
BANCO DO BRASIL	4298-6	15428-8
BRDESCO	2776-6	21315-2

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS.

PRAZO DE PAGAMENTO: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS OU SE FOR O CASO, 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, CONTADOS DA DATA DA APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL/FATURA, NOS TERMOS DO ART. 5º, § 3º, DA LEI Nº 8.666, DE 1993.

PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS, CORRIDOS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO..

CONDIÇÕES DE ENTREGA: AS DESPESAS DE FRETE / EMBALAGEM ESTÃO INCLUSAS NO PREÇO PROPOSTO, E EM HIPÓTESE ALGUMA SERÃO DESTACADAS QUANDO DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL / FATURA.

PRAZO VALIDADE E GARANTIA DO PRODUTO: 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NA UNIDADE REQUISITANTE.

“DECLARAMOS PARA TODO E QUALQUER EFEITO QUE ESTAMOS DE ACORDO COM AS NORMAS CONTIDAS NO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 410/19, E QUE SUJEITAMO-NOS A LEI FEDERAL Nº. 8666/93, ATUALIZADA PELA LEI FEDERAL Nº. 8883/94 E DEMAIS LEIS QUE REGEM A PRESENTE LICITAÇÃO”.

SÃO PAULO, 30 DE ABRIL DE 2020.



ANDRÉ PEREIRA DA CRUZ
 DIRETOR
 RG 50.941.168-X CPF 004.610.203-51

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	BADEIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.		
CNPJ	43.566.371/0001-48	Autorização	1.02.970-2
Produto	SONDA PARA VARIZES ESOFÁGICAS		

Modelo Produto Médico

98251404; 98251604; 98251804; 98252104.

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
Nenhum Arquivo Encontrado(a)		

Nome Técnico	Sondas
Registro	10297020056
Processo	25351.525988/2008-21
Fabricante Legal	<ul style="list-style-type: none">FABRICANTE: EPSA – ELECTROPLAST S.A. - URUGUAI
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Voltar



SONDA PARA VARIZES ESOFÁGICAS, BCI MEDICAL

CARACTERÍSTICAS



Tubulação flexível de PVC cor laranja de três vias para contenção de hemorragia no esôfago, extremidade distal fechada com quatro orifícios para drenagem e irrigação, extremidade proximal com funil DIN, balão gástrico e balão esofágico, de látex, com anéis radiopacos entre os balões, Sistema duplo de insuflação com válvulas de retenção e

balões para controle da insuflação diferenciados (estomacal-cristal; esofágico-azul), escala graduada impressa a cada 5 cm, comprimento total, aproximadamente 105 cm. Acondicionada em papel grau cirúrgico, esterilizado por óxido de etileno.

MEDIDAS E CALIBRES

REFERÊNCIA	COMPRIMENTO	DIMENSÃO	COMPRIMENTO BALÃO GÁSTRICO	COMPRIMENTO BALÃO ESOFÁGICO
98251404	CH 14	105 cm	6,5 cm	20 cm
98251604	CH 16	105 cm	6,5 cm	20 cm
98251804	CH 18	105 cm	6,5 cm	20 cm
98252104	CH 21	105 cm	6,5 cm	20 cm

COMPOSIÇÃO

Tubo: PVC

Balões, esofágico e gástrico: Látex

Funil: PVC

Balão para controle esofágico: PVC azul

Balão para controle esofágico: PVC cristal

Isento de ftalato (DEHP)



SONDA PARA VARIZES ESOFÁGICAS, BCI MEDICAL

INDICAÇÃO DE USO/FINALIDADE

A Sonda para Varizes Esofágicas é indicada para o controle transitório da hemorragia causada por varizes esofágicas.

Sua ação consiste em efetuar uma compressão direta sobre o foco hemorrágico e diminuir o fluxo sanguíneo através das veias colateral e porta-sistêmicas.

O principal uso do produto é em caso de hemorragia massiva nos quais o tratamento farmacológico não é eficaz, a endoscopia terapêutica falha e, é tecnicamente impossível devido à falta de visibilidade e risco de morte elevada.

É utilizada em pacientes com sangramento em curso no qual a equipe de saúde tem que atuar rapidamente e com eficácia.

ADVERTÊNCIAS, PRECAUÇÕES, CUIDADOS ESPECIAIS E ESCLARECIMENTO SOBRE O USO DO PRODUTO

- O produto é apresentado estéril, em embalagem individual e sua esterilidade está garantida somente se a embalagem estiver intacta.
- Recomenda-se limitar o tempo de insuflação dos balões a menos de 24 horas e de preferência a menos de 12 horas, para diminuir o risco de isquemia das mucosas.
- Aconselha-se desinflar o balão esofágico, meia hora após ter transcorrido 12 horas de uso, para diminuir o risco de isquemia da mucosa.
- No caso de ocorrência de complicações durante a aplicação, que determine uma rápida retirada do produto, deve-se cortar a sonda em sua emergência exterior a nível nasal ou bucal, com a qual se consegue desinflar ambos os balões e se garante a extração do mesmo com facilidade.
- A aplicação deste produto deve ser reservada, exclusivamente, a médicos ou outro membro da equipe de saúde, que possua qualificação e experiência necessária para poder efetuar-la
- O produto é de uso único, não deve ser reesterilizado, nem utilizar nenhum de seus componentes.
- O produto deve ser armazenado em local limpo, seco e protegido da luz e do calor.

INSTRUÇÕES DE USO DO PRODUTO

1. Controlar e verificar a integridade do produto, particularmente: operacionalidade da luz da sonda e ausência de fugas nos balões.



SONDA PARA VARIZES ESOFÁGICAS, BCI MEDICAL

2. Proceder à lavagem da cavidade gástrica para confirmar o diagnóstico de hemorragia por varizes esofágicas.
3. Em pacientes com alteração do estado de consciência é recomendável a intubação oro-traqueal prévia à colocação da sonda, para minimizar o risco de aspiração pulmonar.
4. Lubrificar a sonda, inclusive a superfície dos balões desinflados, para facilitar a progressão durante a colocação.
5. Passar a sonda através da boca ou do nariz até o estômago. (introduzir até a marca de graduação 50); a confirmação do posicionamento correto é feita injetando ar através da luz do lavado gástrico e auscultando a nível epigástrico.
6. Insuflar o balão gástrico com 40 ml de ar; tracionar ligeiramente a sonda para fora até que o balão insuflado se encaixe na zona da cárdia (união esofagogástrica).
7. Fixar externamente a sonda mantendo a tração mediante a colocação do peso de 1 quilo, aproximadamente, através de um sistema de roldanas.
8. Colocar uma sonda de aspiração comum para retirar as secreções esofágicas.
9. Se após estas manobras o sangramento continuar, deve interpretar-se que a fonte do mesmo são varizes esofágicas. Neste caso, deve-se insuflar o balão esofágico até uma pressão de 35 a 40 mm de Hg.
10. Comprovar o correto posicionamento da sonda mediante um RX simples do abdome.

ESTERILIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E ARMAZENAMENTO

A sonda esofágica é fornecida estéril sendo sua esterilização por Óxido de Etileno. A esterilidade é garantida desde que a embalagem não seja danificada ou violada. Não voltar a esterilizar o produto e não utilizar após a data de validade da esterilização. Material de uso único, não pode ser reprocessado.

Condições de armazenamento: armazenar, transportar e manipular em local limpo, seco e ventilado.

Prazo de validade garantido, por 05 anos a partir da data de esterilização, desde que as condições de armazenamento sejam respeitadas e a embalagem não seja danificada ou violada.

FICHA TÉCNICA



SONDA PARA VARIZES ESOFÁGICAS, BCI MEDICAL

FABRICANTE

Fabricante:

Electroplast S/A
Servando Gomez, nº 2450
Montevideo - Uruguai

Importador e Distribuidor:

Badeia Comércio e Importação Ltda
Rua do Hipódromo, 1465/1473 – Fone: 11-2292.0474 / Fax.: 11-2292.2053
Cep.: 03162-020 – São Paulo - SP
e-mail: badeia@badeia.com.br
site : www.badeia.com.br
Responsável técnico: Celso Correa – CRBIO: 100741

Registro ANVISA: 10297020056



DISTRIBUIDORA
C.N.P.J.: 19.859.630/0001-44

À
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL/RO

Prezados Senhores:

Apresentamos a V. S^a., nossa proposta de preços de fornecimento de materiais de consumo (Material MédicoHospitalares/Penso - Sondas e outros) -, nos termos do Edital e seus Anexos, conforme quadro abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA COM CUFF Nº 7,5 TUBO EM PVC REFORÇADO INTERNAMENTE COM UM FIO DE AÇO INOXIDÁVEL OPACO À RADIAÇÃO, EM FORMATO DE ESPIRAL, PONTA DISTAL BISELADA, PONTA PROXIMAL POSSUI UM CONECTOR DE 1 MM, BALÃO SOFT SEAL COM OLHO TIPO MURPHY, QUE POSSIBILITA UMA VENTILAÇÃO BILATERAL, E UMA LINHA DE INSUFLAÇÃO DO BALÃO INTEGRADA A Sonda, COM BALÃO PILOTO DE PVC, SUA EXTREMIDADE É LISA, O QUE FACILITA A ENTUBAÇÃO E EXTUBAÇÃO, FLEXÍVEL PARA ADAPTAR-SE A POSIÇÃO DO PACIENTE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC, ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS. ANVISA ANVISA 10369460135	UNIDADE	2.775	SOLIDOR	56,36	156.399,00
02	SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA COM CUFF Nº 7,5 TUBO EM PVC REFORÇADO INTERNAMENTE COM UM FIO DE AÇO INOXIDÁVEL OPACO À RADIAÇÃO, EM FORMATO DE ESPIRAL, PONTA DISTAL BISELADA, PONTA PROXIMAL POSSUI UM CONECTOR DE 1 MM, BALÃO SOFT SEAL COM OLHO TIPO MURPHY, QUE POSSIBILITA UMA VENTILAÇÃO BILATERAL, E UMA LINHA DE INSUFLAÇÃO DO BALÃO INTEGRADA A Sonda, COM BALÃO PILOTO DE PVC, SUA EXTREMIDADE É LISA, O QUE FACILITA A ENTUBAÇÃO E EXTUBAÇÃO, FLEXÍVEL PARA ADAPTAR-SE A POSIÇÃO DO PACIENTE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC, ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS. ANVISA 10369460135	UNIDADE	925	SOLIDOR	56,36	52.133,00

PORTO VELHO - RO
ENDEREÇO: AV. SALGADO FILHO, 1616
CEP: 76.804-118

FONE: (69) 3302-2125 CEL: (69) 98158-7371
BAIRRO: NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS E-
MAIL: lrdistribuidora01@hotmail.com

**DISTRIBUIDORA****C.N.P.J.: 19.859.630/0001-44**

03	SONDA DE ASPIRAÇÃO ENDOTRAQUEAL COM VÁLVULA DE CONTROLE DE SUÇÃO 8 FR, CONFECCIONADA EM PVC, ATÓXICO COM 40 CM DE COMPRIMENTO, PONTA DISTAL COM ÂNGULO DE 15º, DOIS OLHOS LATERAIS. PONTA DA VÁLVULA POSSUIR CONECTOR LUER SLIP. POSSUI GRADUAÇÕES COM 2 CM DE DISTÂNCIA A PARTIR DE 6 CM ATÉ 22 CM DA PONTA DISTAL. ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS. ANVISA 10150470537	UNIDADE	6.300	FOYOMED	13,90	87.570,00
04	SONDA DE ASPIRAÇÃO ENDOTRAQUEAL COM VÁLVULA DE CONTROLE DE SUÇÃO 8 FR, CONFECCIONADA EM PVC, ATÓXICO COM 40 CM DE COMPRIMENTO, PONTA DISTAL COM ÂNGULO DE 15º, DOIS OLHOS LATERAIS. PONTA DA VÁLVULA POSSUIR CONECTOR LUER SLIP. POSSUI GRADUAÇÕES COM 2 CM DE DISTÂNCIA A PARTIR DE 6 CM ATÉ 22 CM DA PONTA DISTAL. ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS. ANVISA 10150470537	UNIDADE	2.100	FOYOMED	13,90	29.190,00
05	SONDA ENDOBRONQUEAL DO TIPO CARLENS DIREITA SEM GANCHO Nº28 - CONSTITUÍDA POR DUPLO LUMEN, TUBOS DE EXTENSÃO CODIFICADOS POR CORES E LIGAÇÃO EM "Y". DEVE POSSUIR BALÃO PILOTO PARA VERIFICAR INSUFLAÇÃO DO BALÃO, CATETERES DE ASPIRAÇÃO, ESTILETE MALEÁVEL E VÁLVULA UNIDIRECIONAL COM TAMPA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS. ANVISA10297020039	UNIDADE	105	BCI MEDICAL	391,42	41.099,10
06	SONDA ENDOBRONQUEAL DO TIPO CARLENS DIREITA SEM GANCHO Nº28 - CONSTITUÍDA POR DUPLO LUMEN, TUBOS DE EXTENSÃO CODIFICADOS POR CORES E LIGAÇÃO EM "Y". DEVE POSSUIR BALÃO PILOTO PARA VERIFICAR INSUFLAÇÃO DO BALÃO, CATETERES DE ASPIRAÇÃO, ESTILETE MALEÁVEL E VÁLVULA UNIDIRECIONAL COM TAMPA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS. ANVISA10297020039	UNIDADE	35	BCI MEDICAL	391,42	13.699,70

PORTO VELHO - RO
ENDEREÇO: AV. SALGADO FILHO, 1616
CEP: 76.804-118

FONE: (69) 3302-2125 CEL: (69) 98158-7371
BAIRRO: NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS E-
MAIL: lrdistribuidora01@hotmail.com

**DISTRIBUIDORA****C.N.P.J.: 19.859.630/0001-44**

07	SONDA ENDOBRONQUEAL DO TIPO CARLENS ESQUERDA SEM GANCHO Nº28 - CONSTITUÍDA POR DUPLO LUMEN, TUBOS DE EXTENSÃO CODIFICADOS POR CORES E LIGAÇÃO EM "Y". DEVE POSSUIR BALÃO PILOTO PARA VERIFICAR INSUFLAÇÃO DO BALÃO, CATETERES DE ASPIRAÇÃO, ESTILETE MALEÁVEL E VÁLVULA UNIDIRECIONAL COM TAMPA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC,. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS. ANVISA10297020039	UNIDADE	105	BCI MEDICAL	391,42	41.099,10
08	SONDA ENDOBRONQUEAL DO TIPO CARLENS ESQUERDA SEM GANCHO Nº28 - CONSTITUÍDA POR DUPLO LUMEN, TUBOS DE EXTENSÃO CODIFICADOS POR CORES E LIGAÇÃO EM "Y". DEVE POSSUIR BALÃO PILOTO PARA VERIFICAR INSUFLAÇÃO DO BALÃO, CATETERES DE ASPIRAÇÃO, ESTILETE MALEÁVEL E VÁLVULA UNIDIRECIONAL COM TAMPA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC,. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS. ANVISA10297020039	UNIDADE	35	BCI MEDICAL	391,42	13.699,70
37	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS. ANVISA10207820015	UNIDADE	110.700	MARKMED	1,32	146.124,00
38	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS. ANVISA10207820015	UNIDADE	47.700	MARKMED	1,65	78.705,00
39	SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA COM CUFF Nº 5,0 TUBO EM PVC REFORÇADO INTERNAMENTE COM UM FIO DE AÇO INOXIDÁVEL OPACO À RADIAÇÃO, EM FORMATO DE ESPIRAL, PONTA DISTAL BISELADA, PONTA PROXIMAL POSSUI UM CONECTOR DE 1 MM, BALÃO SOFT SEAL COM OLHO TIPO MURPHY, QUE POSSIBILITA UMA VENTILAÇÃO BILATERAL, E UMA LINHA DE INSUFLAÇÃO DO BALÃO INTEGRADA A Sonda, COM BALÃO PILOTO DE PVC, SUA EXTREMIDADE É LISA, O QUE FACILITA A ENTUBAÇÃO E EXTUBAÇÃO, FLEXÍVEL	UNIDADE	800	GOODCOME	53,45	42.760,00

PORTO VELHO - RO
ENDEREÇO: AV. SALGADO FILHO, 1616
CEP: 76.804-118

FONE: (69) 3302-2125 CEL: (69) 98158-7371
BAIRRO: NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS E-
MAIL: lrdistribuidora01@hotmail.com

**DISTRIBUIDORA****C.N.P.J.: 19.859.630/0001-44**

	PARA ADAPTAR-SE A POSIÇÃO DO PACIENTE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC, ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS. ANVISA 10150470361					
54	SONDA DE ASPIRAÇÃO ENDOTRAQUEAL COM VÁLVULA DE CONTROLE DE SUÇÃO 4 FR, CONFECCIONADA EM PVC, ATÓXICO COM 40 CM DE COMPRIMENTO, PONTA DISTAL COM ÂNGULO DE 15º, DOIS OLHOS LATERAIS. PONTA DA VÁLVULA POSSUEM CONECTOR LUER SLIP. POSSUI GRADUAÇÕES COM 2 CM DE DISTÂNCIA A PARTIR DE 6 CM ATÉ 22 CM DA PONTA DISTAL. ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS. ANVISA 5480163570005	UNIDADE	3.300	MARKMED	3,75	12.375,00
55	SONDA DE ASPIRAÇÃO ENDOTRAQUEAL COM VÁLVULA DE CONTROLE DE SUÇÃO 6 FR, CONFECCIONADA EM PVC, ATÓXICO COM 40 CM DE COMPRIMENTO, PONTA DISTAL COM ÂNGULO DE 15º, DOIS OLHOS LATERAIS. PONTA DA VÁLVULA POSSUIR CONECTOR LUER SLIP. POSSUI GRADUAÇÕES COM 2 CM DE DISTÂNCIA A PARTIR DE 6 CM ATÉ 22 CM DA PONTA DISTAL. ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS. ANVISA 5480163570005	UNIDADE	7.200	MARKMED	4,83	34.776,00
89	SONDA FOLEY DUAS VIAS ADULTO Nº 10 FABRICADA EM LÁTEX (BORRACHA 100% NATURAL) SILICONADA. COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATÉ 200°C. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS. ANVISA 10369460176	UNIDADE	3.600	SOLIDOR	7,31	26.316,00

PORTO VELHO - RO
ENDEREÇO: AV. SALGADO FILHO, 1616
CEP: 76.804-118

FONE: (69) 3302-2125 CEL: (69) 98158-7371
BAIRRO: NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS E-
MAIL: lrdistribuidora01@hotmail.com

**DISTRIBUIDORA****C.N.P.J.: 19.859.630/0001-44**

101	SONDA FOLEY TRÊS VIAS ADULTO Nº 16 FABRICADA EM LÁTEX (BORRACHA 100% NATURAL) SILICONADA. COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATE 200°C. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS. ANVISA10369460176	UNIDADE	5.640	SOLIDOR	11,14	62.829,60
106	SONDA GÁSTRICA CURTA Nº 04, EM PVC SILICONADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS. ANVISA8028000034	UNIDADE	9.200	BIOSANI	0,54	4.968,00
107	SONDA GÁSTRICA CURTA Nº 06, EM PVC SILICONADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS. ANVISA8028000034	UNIDADE	15.400	BIOSANI	0,58	8.932,00
108	SONDA GÁSTRICA CURTA Nº 08, EM PVC SILICONADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS. ANVISA8028000034	UNIDADE	19.800	BIOSANI	1,82	36.036,00

PORTO VELHO - RO
ENDEREÇO: AV. SALGADO FILHO, 1616
CEP: 76.804-118

FONE: (69) 3302-2125 CEL: (69) 98158-7371
BAIRRO: NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS E-
MAIL: Irdistribuidora01@hotmail.com

**DISTRIBUIDORA****C.N.P.J.: 19.859.630/0001-44**

109	SONDA GÁSTRICA CURTA Nº 10, EM PVC SILICONADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS. ANVISA8028000034	UNIDADE	14.600	BIOSANI	2,21	32.266,00
110	SONDA GÁSTRICA CURTA Nº 12, EM PVC SILICONADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS. ANVISA8028000034	UNIDADE	11.600	BIOSANI	0,68	7.888,00
111	SONDA GÁSTRICA CURTA Nº 14, EM PVC SILICONADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS. ANVISA8028000034	UNIDADE	3.600	BIOSANI	0,83	2.988,00
112	SONDA GÁSTRICA CURTA Nº 16, EM PVC SILICONADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS. ANVISA8028000034	UNIDADE	3.900	BIOSANI	0,76	2.964,00

PORTO VELHO - RO
ENDEREÇO: AV. SALGADO FILHO, 1616
CEP: 76.804-118

FONE: (69) 3302-2125 CEL: (69) 98158-7371
BAIRRO: NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS E-
MAIL: lrdistribuidora01@hotmail.com

**DISTRIBUIDORA****C.N.P.J.: 19.859.630/0001-44**

113	SONDA GÁSTRICA CURTA Nº 18, EM PVC SILICONADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS. ANVISA8028000034	UNIDADE	3.600	BIOSANI	0,83	2.988,00
114	SONDA GÁSTRICA CURTA Nº 20, EM PVC SILICONADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS. ANVISA8028000034	UNIDADE	2.000	BIOSANI	1,25	2.500,00
115	SONDA GÁSTRICA CURTA Nº 22, EM PVC SILICONADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS. ANVISA8028000034	UNIDADE	2.000	BIOSANI	1,20	2.400,00
116	SONDA GÁSTRICA CURTA Nº 24, EM PVC SILICONADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS. ANVISA8028000034	UNIDADE	1.400	BIOSANI	1,42	1.988,00

PORTO VELHO - RO
ENDEREÇO: AV. SALGADO FILHO, 1616
CEP: 76.804-118

FONE: (69) 3302-2125 CEL: (69) 98158-7371
BAIRRO: NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS E-
MAIL: Irdistribuidora01@hotmail.com

**DISTRIBUIDORA****C.N.P.J.: 19.859.630/0001-44**

121	SONDA GÁSTRICA LONGA Nº 12, EM PVC SILICONADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS. ANVISA8028000034	UNIDADE	11.600	BIOSANI	0,95	11.020,00
122	SONDA GÁSTRICA LONGA Nº 14, EM PVC SILICONADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS. ANVISA8028000034	UNIDADE	9.600	BIOSANI	0,96	9.216,00
128	SONDA MALECOT Nº 14 FABRICADA EM BORRACHA DE LÁTEX. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS. ANVISA10229650041	UNIDADE	1.200	TAYLOR	31,03	37.236,00
129	SONDA MALECOT Nº 16 FABRICADA EM BORRACHA DE LÁTEX. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS. ANVISA10229650041	UNIDADE	1.200	TAYLOR	31,03	37.236,00
130	SONDA MALECOT Nº 18 FABRICADA EM BORRACHA DE LÁTEX. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS. ANVISA10229650041	UNIDADE	1.200	TAYLOR	31,03	37.236,00
132	SONDA MALECOT Nº 22 FABRICADA EM BORRACHA DE LÁTEX. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS. ANVISA10229650041	UNIDADE	1.000	TAYLOR	31,03	31.030,00

PORTO VELHO - RO
ENDEREÇO: AV. SALGADO FILHO, 1616
CEP: 76.804-118

FONE: (69) 3302-2125 CEL: (69) 98158-7371
BAIRRO: NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS E-
MAIL: lrdistribuidora01@hotmail.com

**DISTRIBUIDORA****C.N.P.J.: 19.859.630/0001-44**

133	SONDA MALECOT Nº 24 FABRICADA EM BORRACHA DE LÁTEX. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS. ANVISA10229650041	UNIDADE	600	TAYLOR	31,04	18.624,00
145	SONDA RETAL Nº 08 CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS. ANVISA10207820019	UNIDADE	10.000	MARKMED	0,60	6.000,00
146	SONDA RETAL Nº 10 CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS. ANVISA10207820019	UNIDADE	5.200	MARKMED	0,61	3.172,00
147	SONDA RETAL Nº 12 CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS. ANVISA10207820019	UNIDADE	6.200	MARKMED	0,68	4.216,00
148	SONDA RETAL Nº 14 CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS. ANVISA10207820019	UNIDADE	4.600	MARKMED	0,71	3.266,00
149	SONDA RETAL Nº 16 CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS. ANVISA10207820019	UNIDADE	4.600	MARKMED	0,74	3.404,00
150	SONDA RETAL Nº 18 CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS. ANVISA10207820019	UNIDADE	2.600	MARKMED	0,82	2.132,00

PORTO VELHO - RO
ENDEREÇO: AV. SALGADO FILHO, 1616
CEP: 76.804-118

FONE: (69) 3302-2125 CEL: (69) 98158-7371
BAIRRO: NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS E-
MAIL: lrdistribuidora01@hotmail.com

**DISTRIBUIDORA****C.N.P.J.: 19.859.630/0001-44**

151	SONDA RETAL Nº 20 CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS. ANVISA10207820019	UNIDADE	1.800	MARKMED	1,03	1.854,00
152	SONDA RETAL Nº 22 CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS. ANVISA10207820019	UNIDADE	1.400	MARKMED	1,03	1.442,00
155	SONDA URETRAL Nº 08 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS. ANVISA10207820014	UNIDADE	13.600	MARKMED	0,62	8.432,00
158	SONDA URETRAL Nº 14 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS. ANVISA:80163570001	UNIDADE	42.200	MEDSONDA	0,82	34.604,00
159	SONDA URETRAL Nº 16 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS. ANVISA:10369460910	UNIDADE	10.600	SOLIDOR	0,67	7.102,00

PORTO VELHO - RO
ENDEREÇO: AV. SALGADO FILHO, 1616
CEP: 76.804-118

FONE: (69) 3302-2125 CEL: (69) 98158-7371
BAIRRO: NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS E-
MAIL: lrdistribuidora01@hotmail.com

LR

DISTRIBUIDORA

C.N.P.J.: 19.859.630/0001-44

160	SONDA URETRAL Nº 18 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS. ANVISA:10369460910	UNIDADE	3.200	SOLIDOR	0,72	2.304,00
161	SONDA URETRAL Nº 20 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS. ANVISA:10369460910	UNIDADE	2.200	SOLIDOR	0,75	1.650,00
162	SONDA URETRAL Nº 22 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS. ANVISA:10369460910	UNIDADE	1.000	SOLIDOR	0,79	790,00

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo de entrega: 30 (dias) dias corridos, contado a partir da confirmação de recebimento da Nota de Empenho.

Local de entrega: Central de Abastecimento Farmacêutico - **CAF II**, sito à Rua: Aparício de Moraes nº 4378 – bairro: Setor Industrial, CEP: 76824-128, na cidade de Porto Velho/RO. Os dias de funcionamento são de segunda-feira a sexta-feira das 07h30 às 13h30.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

Porto Velho – RO, 30 de abril de 2020.



Gerente administrador
Leandro Ribeiro Fernandes Batista
RG: 1052247 SESDEC/RO
CPF: 004.235.872-85

19.859.630/0001-44
L.R.F. BATISTA - EPP
Rua: Salgado Filho, Fundos
esq. com Paulo Leal, 1616
B: N. Sra. das Graças CEP: 76.804-118

PORTO VELHO - RO
ENDEREÇO: AV. SALGADO FILHO, 1616
CEP: 76.804-118

FONE: (69) 3302-2125 CEL: (69) 98158-7371
BAIRRO: NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS E-
MAIL: lrdistribuidora01@hotmail.com

**Detalhe do Produto: TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO COM BALÃO SOLIDOR**

Nome da Empresa:	LAB IMPT COMERCIAL IMPTADA E EXPTADA LTDA		
CNPJ:	01.005.728/0001-79	Autorização:	1036946
Produto:	TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO COM BALÃO SOLIDOR		
Modelo Produto Médico:	3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0		
Registro:	10369460135		
Processo:	25351.504769/2016-09		
Origem do Produto	: WELL LEAD MEDICAL CO, LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR FABRICANTE : WELL LEAD MEDICAL CO, LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR		
Vencimento do Registro:	11/10/2020		
			<< VOLTAR

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) – Trecho 5 – Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

Copyright © 2003 Anvisa

Detalhe do Produto: Sonda de Aspiração Traqueal Foyomed

Nome da Empresa:	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA		
CNPJ:	61.418.042/0001-31	Autorização:	1015047
Produto:	Sonda de Aspiração Traqueal Foyomed		
Modelo Produto Médico:	LB621006 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 6FR		
	LB624016 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VÁLVULA 16FR		
	LB624018 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VÁLVULA 18FR		
	LB624020 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VÁLVULA 20FR		
	LB624022 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VÁLVULA 22FR		
	LB624024 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VÁLVULA 24FR		
	LB621008 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 8FR		
	LB621010 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 10FR		
	LB621012 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 12FR		
	LB621014 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 14FR		
	LB621016 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 16FR		
	LB621018 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 18FR		
	LB621020 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 20FR		
	LB621022 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 22FR		
	LB621024 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 24FR		
	LB624004 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VÁLVULA 4FR		
	LB624006 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VÁLVULA 6FR		
	LB624008 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VÁLVULA 8FR		
	LB624010 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VÁLVULA 10FR		
	LB624012 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VÁLVULA 12FR		
	LB621004 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 4FR		
	LB624014 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VÁLVULA 14FR		
Registro:	10150470537		
Processo:	25351.324749/2017-67		
Origem do Produto	FABRICANTE : NINGBO MFLAB MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR		
Vencimento do Registro:	03/07/2022		
<< VOLTAR			

**Detalhe do Produto: SONDA ENDOBRONQUIAL BCI MEDICAL**

Nome da Empresa:	BADEIA COMERCIO E IMPTACAO LTDA.		
CNPJ:	43.566.371/0001-48	Autorização:	1029702
Produto:	SONDA ENDOBRONQUIAL BCI MEDICAL		
Modelo Produto Médico:	Sonda Endobronquial Duplo Lumen Esquerdo/Direito: 26, 28, 35, 37, 39 e 41CH.		
Registro:	10297020039		
Processo:	25351.088431/2006-34		
Origem do Produto	FABRICANTE : ELECTROPLAST S.A. - URUGUAI		
Vencimento do Registro:	07/08/2021		
			<< VOLTAR

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) – Trecho 5 – Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

Copyright © 2003 Anvisa

[Institucional](#)[Anvisa Divulga](#)[Serviços](#)[Áreas de Atuação](#)[Legislação](#)**Detalhe do Produto: Sonda Sengstaken Blakemore de Silicone Create Medic**

Nome da Empresa:	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA		
CNPJ:	61.418.042/0001-31	Autorização:	1015047
Produto:	Sonda Sengstaken Blakemore de Silicone Create Medic		
Modelo Produto Médico:	Tipo 32 - calibres 14Fr, 15Fr, 16Fr, 18Fr, 20Fr e 21Fr.		
Registro:	10150470463		
Processo:	25351.661359/2015-21		
Origem do Produto	FABRICANTE : CREATE MEDIC CO., LTD. - JAPÃO		
Vencimento do Registro:	18/01/2021		
<div><< VOLTAR</div>			

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) – Trecho 5 – Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

Copyright © 2003 Anvisa

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	MARK MED INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.		
CNPJ	59.556.621/0001-07	Autorização	1.02.078-2
Produto	SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL MARK MED		

Modelo Produto Médico

Sonda de aspiração traqueal com 50 cm de comprimento podendo ser calibre feminino (04, 06, 08, 10, 12, 14, 16,18, 20, 22 e 24 Fr), calibre masculino (04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 e 24 Fr) e calibre usual (04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 e 24 Fr), ponta arredondada e aberta com 2 furos laterais e na outra ponta um conector em Y ou em tampa.

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
Nenhum Arquivo Encontrado(a)		

Nome Técnico	Sondas
Registro	10207820015
Processo	25000.051269/9916
Fabricante Legal	<ul style="list-style-type: none">FABRICANTE: MARK MED INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - BRASIL
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Voltar

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA		
CNPJ	61.418.042/0001-31	Autorização	1.01.504-7
Produto	Sonda Endotraqueal Aramada com Balão GoodCome		

Modelo Produto Médico

Diâmetro Interno (mm): 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 5,5 / 6,0 / 6,5 / 7,0 / 7,5 / 8,0 / 8,5 / 9,0 / 9,5 / 10,0 / 10,5 / 11,0.

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
Nenhum Arquivo Encontrado(a)		

Nome Técnico	Sondas
Registro	10150470391
Processo	25351.512532/2014-19
Fabricante Legal	<ul style="list-style-type: none">FABRICANTE: GC Medica Enterprise Ltd., - CHINA, REPÚBLICA POPULAR
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Voltar

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		
CNPJ	01.005.728/0001-79	Autorização	1.03.694-6
Produto	TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO COM BALÃO SOLIDOR		

Modelo Produto Médico

3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
Nenhum Arquivo Encontrado(a)		

Nome Técnico	Tubo Traqueal
Registro	10369460135
Processo	25351.504769/2016-09
Fabricante Legal	<ul style="list-style-type: none">FABRICANTE: WELL LEAD MEDICAL CO, LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

[Voltar](#)

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	MEDSONDA IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA		
CNPJ	05.150.338/0001-43	Autorização	8.01.635-7
Produto	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL		

Modelo Produto Médico

SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 04FRx48cm; Sonda Aspiração Traqueal 06FRx48cm; Sonda Aspiração Traqueal 08FRx48cm; Sonda Aspiração Traqueal 10FRx48cm; Sonda Aspiração Traqueal 12FRx48cm; Sonda Aspiração Traqueal 14FRx48cm; Sonda Aspiração Traqueal 16FRx48cm; Sonda Aspiração Traqueal 18FRx48cm; Sonda Aspiração Traqueal 20FRx48cm; Sonda Aspiração Traqueal 22FRx48cm; Sonda Aspiração Traqueal 24FRx48cm; Sonda Aspiração Traqueal com Válvula Digital 04Fx40cm; Sonda Aspiração Traqueal com Válvula Digital 06FRx40cm; Sonda Aspiração Traqueal com Válvula Digital 08FRx40cm; Sonda Aspiração Traqueal com Válvula Digital 10FRx48cm; Sonda Aspiração Traqueal com Válvula Digital 12FRx48cm; Sonda Aspiração Traqueal com Válvula Digital 14FRx48cm; Sonda Aspiração Traqueal com Válvula Digital 16FRx48cm; Sonda Aspiração Traqueal com Válvula Digital 18FRx48cm; Sonda Aspiração Traqueal com Válvula Digital 20FRx48cm; Sonda Aspiração Traqueal 04FRx50cm; Sonda Aspiração Traqueal 06FRx50cm; Sonda Aspiração Traqueal 08FRx50cm; Sonda Aspiração Traqueal 10FRx50cm; Sonda Aspiração Traqueal 12FRx50cm; Sonda Aspiração Traqueal 14FRx50cm; Sonda Aspiração Traqueal 16FRx50cm; Sonda Aspiração Traqueal 18FRx50cm; Sonda Aspiração Traqueal 20FRx50cm; Sonda Aspiração Traqueal 22FRx50cm; Sonda Aspiração Traqueal 24FRx50cm; Sonda Aspiração Traqueal com Válvula Digital 04FRx50cm; Sonda Aspiração Traqueal com Válvula Digital 06FRx50cm; Sonda Aspiração Traqueal com Válvula Digital 08FRx50cm; Sonda Aspiração Traqueal com Válvula Digital 10FRx50cm; Sonda Aspiração Traqueal com Válvula Digital 12FRx50cm; Sonda Aspiração Traqueal com Válvula Digital 14FRx50cm; Sonda Aspiração Traqueal com Válvula Digital 16FRx50cm; Sonda Aspiração Traqueal com Válvula Digital 18FRx50cm; Sonda Aspiração Traqueal com Válvula Digital 20FRx50cm

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
Nenhum Arquivo Encontrado(a)		

Nome Técnico	Sondas
Registro	80163570005
Processo	25351.042802/2003-99
Fabricante Legal	<ul style="list-style-type: none">FABRICANTE: MEDSONDA IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA - BRASIL
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	MEDSONDA IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA		
CNPJ	05.150.338/0001-43	Autorização	8.01.635-7
Produto	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL		

Modelo Produto Médico

SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 04FRx48cm; Sonda Aspiração Traqueal 06FRx48cm; Sonda Aspiração Traqueal 08FRx48cm; Sonda Aspiração Traqueal 10FRx48cm; Sonda Aspiração Traqueal 12FRx48cm; Sonda Aspiração Traqueal 14FRx48cm; Sonda Aspiração Traqueal 16FRx48cm; Sonda Aspiração Traqueal 18FRx48cm; Sonda Aspiração Traqueal 20FRx48cm; Sonda Aspiração Traqueal 22FRx48cm; Sonda Aspiração Traqueal 24FRx48cm; Sonda Aspiração Traqueal com Válvula Digital 04Fx40cm; Sonda Aspiração Traqueal com Válvula Digital 06FRx40cm; Sonda Aspiração Traqueal com Válvula Digital 08FRx40cm; Sonda Aspiração Traqueal com Válvula Digital 10FRx48cm; Sonda Aspiração Traqueal com Válvula Digital 12FRx48cm; Sonda Aspiração Traqueal com Válvula Digital 14FRx48cm; Sonda Aspiração Traqueal com Válvula Digital 16FRx48cm; Sonda Aspiração Traqueal com Válvula Digital 18FRx48cm; Sonda Aspiração Traqueal com Válvula Digital 20FRx48cm; Sonda Aspiração Traqueal 04FRx50cm; Sonda Aspiração Traqueal 06FRx50cm; Sonda Aspiração Traqueal 08FRx50cm; Sonda Aspiração Traqueal 10FRx50cm; Sonda Aspiração Traqueal 12FRx50cm; Sonda Aspiração Traqueal 14FRx50cm; Sonda Aspiração Traqueal 16FRx50cm; Sonda Aspiração Traqueal 18FRx50cm; Sonda Aspiração Traqueal 20FRx50cm; Sonda Aspiração Traqueal 22FRx50cm; Sonda Aspiração Traqueal 24FRx50cm; Sonda Aspiração Traqueal com Válvula Digital 04FRx50cm; Sonda Aspiração Traqueal com Válvula Digital 06FRx50cm; Sonda Aspiração Traqueal com Válvula Digital 08FRx50cm; Sonda Aspiração Traqueal com Válvula Digital 10FRx50cm; Sonda Aspiração Traqueal com Válvula Digital 12FRx50cm; Sonda Aspiração Traqueal com Válvula Digital 14FRx50cm; Sonda Aspiração Traqueal com Válvula Digital 16FRx50cm; Sonda Aspiração Traqueal com Válvula Digital 18FRx50cm; Sonda Aspiração Traqueal com Válvula Digital 20FRx50cm

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
Nenhum Arquivo Encontrado(a)		

Nome Técnico	Sondas
Registro	80163570005
Processo	25351.042802/2003-99
Fabricante Legal	<ul style="list-style-type: none">FABRICANTE: MEDSONDA IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA - BRASIL
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		
CNPJ	01.005.728/0001-79	Autorização	1.03.694-6
Produto	SONDA DE FOLEY SOLIDOR®		

Modelo Produto Médico

Duas vias 5 a 10mL – 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28

Duas vias 3 a 5mL – 6, 8, 10

Embalagem esteril contendo 01 Sonda de Foley

Duas vias 30mL – 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28

Três vias 30mL – 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
Nenhum Arquivo Encontrado(a)		

Nome Técnico	Sondas
Registro	10369460176
Processo	25351.505005/2016-05
Fabricante Legal	<ul style="list-style-type: none">FABRICANTE: WELL LEAD MEDICAL CO, LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

[Voltar](#)

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	BIOSANI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA		
CNPJ	06.143.681/0001-23	Autorização	8.02.860-0
Produto	SONDA NASOGASTRICA		

Modelo Produto Médico

3548 - Sonda Nasogástrica Curta nº 04; 3549 - Sonda Nasogástrica Curta nº 06; 3550 - Sonda Nasogástrica Curta nº 08; 3551 - Sonda Nasogástrica Curta nº 10; 3552 - Sonda Nasogástrica Curta nº 12; 3553 - Sonda Nasogástrica Curta nº 14; 3554 - Sonda Nasogástrica Curta nº 16; 3555 - Sonda Nasogástrica Curta nº 18; 3556 - Sonda Nasogástrica Curta nº 20; 3583 - Sonda Nasogástrica Curta nº 22; 3537 – Sonda Nasogástrica Longa nº 04; 3538 - Sonda Nasogástrica Longa nº 06; 3539 - Sonda Nasogástrica Longa nº 08; 3540 - Sonda Nasogástrica Longa nº 10; 3541 - Sonda Nasogástrica Longa nº 12; 3542 - Sonda Nasogástrica Longa nº 14; 3543 - Sonda Nasogástrica Longa nº 16; 3544 - Sonda Nasogástrica Longa nº 18; 3545 - Sonda Nasogástrica Longa nº 20; 3546 - Sonda Nasogástrica Longa nº 22; 3547 - Sonda Nasogástrica Longa nº 24.

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
Nenhum Arquivo Encontrado(a)		

Nome Técnico	Sondas
Registro	80286000034
Processo	25351.513023/2011-96
Fabricante Legal	<ul style="list-style-type: none">FABRICANTE: BIOSANI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA - BRASIL
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Voltar

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA		
CNPJ	47.193.115/0001-03	Autorização	1.02.296-5
Produto	SONDA URETRAL TAYLOR		

Modelo Produto Médico

MALECOT (CASPER)

PEZZER

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
Nenhum Arquivo Encontrado(a)		

Nome Técnico	Sondas
Registro	10229650041
Processo	25351.296116/2005-06
Fabricante Legal	<ul style="list-style-type: none">FABRICANTE: CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA - BRASIL
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

[Voltar](#)

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	MARK MED INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.		
CNPJ	59.556.621/0001-07	Autorização	1.02.078-2
Produto	SONDA RETAL MARK MED		

Modelo Produto Médico

Embalagem individual estéril com 01 Sonda Retal com 40 cm de comprimento com variação fde Fr. 04 a 32

com tampa.

com ponta arredondada e aberta (um furo) lateral e provida na outra extremidade de um conector padrão

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
Nenhum Arquivo Encontrado(a)		

Nome Técnico	Sondas
Registro	10207820019
Processo	25000.052849/9911
Fabricante Legal	<ul style="list-style-type: none">FABRICANTE: MARK MED INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - BRASIL
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Voltar

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	MARK MED INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.		
CNPJ	59.556.621/0001-07	Autorização	1.02.078-2
Produto	SONDA URETRAL MARK MED		

Modelo Produto Médico

Sonda confeccionada em PVC com 40 cm de comprimento nos calibres 04, 06, 08 (uso infantil), 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 e 24 Fr (uso adulto) com ponta arredondada e fechada, podendo ser com 1 ou 2 furos laterais e provida na outra extremidade de um conector padrão.

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
Nenhum Arquivo Encontrado(a)		

Nome Técnico	Sondas
Registro	10207820014
Processo	25000.051270/9903
Fabricante Legal	<ul style="list-style-type: none">FABRICANTE: MARK MED INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - BRASIL
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Voltar

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	MEDSONDA IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA		
CNPJ	05.150.338/0001-43	Autorização	8.01.635-7
Produto	SONDA URETRAL		

Modelo Produto Médico

Sonda uretral nº 04; Sonda uretral nº 06; Sonda uretral nº 08; Sonda uretral nº 10; Sonda uretral nº 12; Sonda uretral nº 14; Sonda uretral nº 16; Sonda uretral nº 18; Sonda uretral nº 20; Sonda uretral nº 22; Sonda uretral nº 24.

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
Nenhum Arquivo Encontrado(a)		

Nome Técnico	Sondas
Registro	80163570001
Processo	25351.042799/2003-11
Fabricante Legal	<ul style="list-style-type: none">FABRICANTE: MEDSONDA IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA - BRASIL
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Voltar

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		
CNPJ	01.005.728/0001-79	Autorização	1.03.694-6
Produto	SONDA URETRAL SOLIDOR		

Modelo Produto Médico

6 FR, 8 FR, 10 FR, 12 FR, 14 FR, 16 FR, 18 FR, 20 FR, 22 FR, 24 FR

comprimento aproximado de 240 mm +/- 10 mm ou 410 mm +/- 10 mm

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
Nenhum Arquivo Encontrado(a)		

Nome Técnico	Torneiras
Registro	10369460210
Processo	25351.581427/2018-84
Fabricante Legal	<ul style="list-style-type: none">FABRICANTE: BONREE MEDICAL CO. LTD. - CHINA, REPÚBLICA POPULAR
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

[Voltar](#)

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	BIOSANI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA		
CNPJ	06.143.681/0001-23	Autorização	8.02.860-0
Produto	SONDA DE ASPIRAÇÃO		

Modelo Produto Médico

SONDA DE ASPIRAÇÃO N° 04, SONDA DE ASPIRAÇÃO N° 06, SONDA DE ASPIRAÇÃO N° 08, SONDA DE ASPIRAÇÃO N° 10, SONDA DE ASPIRAÇÃO N° 12, SONDA DE ASPIRAÇÃO N° 14, SONDA DE ASPIRAÇÃO N° 16, SONDA DE ASPIRAÇÃO N° 18, SONDA DE ASPIRAÇÃO N° 20, SONDA DE ASPIRAÇÃO N° 22, SONDA DE ASPIRAÇÃO N° 24, SONDA DE ASPIRAÇÃO COM VÁLVULA N° 04, SONDA DE ASPIRAÇÃO COM VÁLVULA N° 06, SONDA DE ASPIRAÇÃO COM VÁLVULA N° 08, SONDA DE ASPIRAÇÃO COM VÁLVULA N° 10, SONDA DE ASPIRAÇÃO COM VÁLVULA N° 12, SONDA DE ASPIRAÇÃO COM VÁLVULA N° 14, SONDA DE ASPIRAÇÃO COM VÁLVULA N° 16.

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
Nenhum Arquivo Encontrado(a)		

Nome Técnico	Sondas
Registro	80286000037
Processo	25351.533995/2011-38
Fabricante Legal	<ul style="list-style-type: none">FABRICANTE: BIOSANI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA - BRASIL
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Voltar

COMUNICADO

NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19)

ACESSAR >

O Seu Portal de Compras da Saúde.

Central de Atendimento | (11) 3652-2525 • (11) 94481-3168 | @ f blog



Área do Cliente ▾

O que você procura?

BUSCAR

00 ▾

[Compra Rápida](#)[Meus Pedidos](#) | [Meu Cadastro](#)

Hospital

Categorias

Você não é um Hospital?

Encontre sua loja

Você está em: [Início](#) > [Hospital](#) > [Tubo Endotraqueal Aramado](#)

*Imagens Ilustrativas



USO RESTRITO

> Saiba mais

Tubo Endotraqueal Aramado

Caixa com 10 unidades

Sem Estoque

ESCOLHA O MODELO

Tubo Endotraqueal Aramado-
Com Balao - 6.0 D Cod.: 409
Validade: 30/08/2024

Sem Estoque

0 ▾

AVISE-ME
QUANDO
CHEGAR

Tubo Endotraqueal Aramado-
Com Balao - 7.5 D Cod.: 412
Validade: 30/08/2024

Sem Estoque

0 ▾

AVISE-ME
QUANDO
CHEGAR

Tubo Endotraqueal Aramado-
Com Balao - 6.5 D Cod.: 410
Validade: Indeterminada

Sem Estoque

0 ▾

AVISE-ME
QUANDO
CHEGAR

Adicionar aos Favoritos

Marca: Solidor

Registro M.S.: 10369460135

Descrição do Produto

- Tubo endotraqueal aramado (espiralado) com balão utilizado para intubação endotraqueal.
- Marcadores com marcação em centímetro.
- Embalagem individual, tipo Blister (PGC) de fácil abertura (em pétala).
- Fabricado com material atóxico, translúcido, termo sensível, radiopaco, em PVC siliconizado.
- Conector em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável, com orifício lateral "Murphy".
- Balão de baixa pressão e alto volume.
- Disponível nos tamanhos: 6.0/ 6.5/ 7.0/7.5/8.0/8.5/9.0. (Diâmetro)

Assine nossa Newsletter e receba
OFERTAS, CUPONS E DESCONTOS
EXCLUSIVOS!

Seu e-mail

Escolha sua loja



Não sou um robô

reCAPTCHA
Privacidade - Termos

ASSINAR

Esse site é protegido pelo reCAPTCHA e a [Política de Privacidade](#) e [Termos de Serviços](#) do Google se aplicam.



Sobre a
Bunzl
Saúde

Política de
Compra

Compra
Rápida

Fale
Conosco

Formas de Pagamento:



Segurança:



BUNZL SAÚDE© - TODOS DIREITOS RESERVADOS.

CNPJ: 01.005.728/0001-79 | Inscrição Estadual: 492.315.879.112

Rua Padre Damaso, 173 | Osasco - SP | CEP: 06016-010 | Fone/SAC: (11) 3652-2525

Os preços, promoções, fretes e condições de pagamento são exclusivos para compras pelo site. As imagens dos produtos são meramente ilustrativas. Os estoques são limitados e os valores podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de divergência, o preço válido é da finalização da compra.

Design: **Studio61** | Desenvolvimento: **18digital**

NOME DO PRODUTO: SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL FOYOMED

Registro MS: 10150470537

DADOS PRODUTO REGISTRO ANVISA

Nome técnico: Sondas

Matéria Prima: PVC

Método de Esterilização:

Produto Estéril: (x) Sim () Não

Validade: 5 anos

Uso Único**DESCRIÇÃO DO PRODUTO**

As sondas de aspiração traqueal – Foyomed são em PVC. Existem duas apresentações com válvula e sem válvula, seus conectores são coloridos para identificação relacionada a numeração. Possuem na ponta distal um orifício central e quatro laterais.

INDICAÇÃO DE USO




Indicada para aspiração traqueal de fluidos corporais de vias aéreas superiores

INSTRUÇÃO DE USO

- Abrir a embalagem de forma asséptica.
- Retirar a sonda de aspiração traqueal Foyomed.
- Insira a extremidade do tubo do paciente na traquéia.
- Ligar o conector ao sistema de aspiração a vácuo.
- Ajustar a pressão e aspirar.

- Caso seja sonda com válvula, tampe a válvula com o dedo polegar para realizar a aspiração.
- Controle a pressão de sucção pressionando a válvula (se presente).

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

FOTO	
	 
Sem Válvula	Com Válvula

APRESENTAÇÃO COMERCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	COR	COMP.
LB621004	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SEM VÁLVULA	4FR	CINZA	40cm
LB621006	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SEM VÁLVULA	6FR	VERDE CLARO	40cm
LB621008	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SEM VÁLVULA	8FR	AZUL CLARO	40cm
LB621010	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SEM VÁLVULA	10FR	PRETO	50cm
LB621012	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SEM VÁLVULA	12FR	BRANCO	50cm
LB621014	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SEM VÁLVULA	14FR	VERDE ESCURO	50cm
LB621016	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SEM VÁLVULA	16FR	LARANJA	50cm
LB621018	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SEM VÁLVULA	18FR	VERMELHO	50cm
LB621020	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SEM VÁLVULA	20FR	AMARELO	50cm

LB624004	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VÁLVULA	4FR	CINZA	40cm
LB624006	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VÁLVULA	6FR	VERDE CLARO	40cm
LB624008	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VÁLVULA	8FR	AZUL CLARO	40cm
LB624010	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VÁLVULA	10FR		50cm
LB624012	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VÁLVULA	12FR	BRANCO	50cm
LB624014	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VÁLVULA	14FR	VERDE ESCURO	50cm
LB624016	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VÁLVULA	16FR	LARANJA	50cm
LB624018	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VÁLVULA	18FR	VERMELHO	50cm
LB624020	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VÁLVULA	20FR	AMARELO	50cm

FORMA DE APRESENTAÇÃO EMBALAGEM

A Sonda de Aspiração Traqueal Foyomed é fornecida estéril, embalada unitariamente, em envelope de papel grau cirúrgico e filme Polietileno termosselada (com válvula) e embalado em envelope plástico e filme laminado transparente fechado por termoselagem (sem válvula)

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Manter em temperatura ambiente.

PRECAUÇÕES/ CONTRAINDICAÇÕES

- Uso único, descartar após o uso.
- Reprocessamento Proibido.
- Evitar frio extremo e calor excessivo.
- Não utilizar o produto se a embalagem estiver danificada.
- Livre de látex.
- Este produto deve ser usado por profissional da saúde devidamente habilitado e treinado.
- Atóxico.

Importado e Distribuído por:

Cirúrgica Fernandes Ltda

Al. África, 570, Santana de Parnaíba – SP


CNPJ: 61.418.042.0001/31 SAC 0800-771647

Site: www.cfernandes.com.br

Resp. Téc. Enfa. Lucia A. Higa – Coren SP 069259

Produto: Marca: Categoria:

BUSCAR

[Produtos](#) > [Anestesia](#) > [Tubos/Sondas](#)**Conjunto Sonda Endobronquial de Duplo Lúmen (Tipo Robertshaw)**

Sonda endobronquial de duplo lúmen tipo Robertshaw, sem gancho de carina, para intubação bronquial seletiva direito ou esquerdo, em PVC termosensível descartável, transparente, graduado, linha radiopaca contínua, balão traqueal incolor de baixa pressão e alto volume com balão de controle incolor; balão bronquial azul de baixa pressão e alto volume com balão de controle azul, encaixes para seringas Luer e Luer-Lock com válvula de segurança, conectores standard semi-montados. Acompanha: 4 sondas de aspiração transparentes com dispositivo regulador, 2 intermediários em ângulo de diferentes cores; 2 conectores giratórios transparentes; 1 intermediário transparente em "Y", 1 chave para extração de conectores e 1 mandril auxiliar à introdução, estéril, "Látex Free". Não contém DEHP

TAMANHOS: Ch. 26 – 28 – 35 – 37 – 39 – 41

Cód.: 9791 (direito) / 9792 (esquerdo)

Marca: BCI Medical

VOLTAR

BY CONSULTOR NET
Desenvolvido e Hospedado

0 itens

Lista de Cotações

Nenhum produto na lista

Procurar produto

VISUALIZAR A LISTA

PROCURAR

PESQUISA DE PRODUTOS

SETORES

Mostrar todos

FAMÍLIA E MODELOS

Mostrar todos

MARCA

Mostrar todos

Limpar Filtros

Informações

Instruções de Uso

PESQUISAR

Variações

Código	Descrição
800.001.4349	Sonda Nasog.Sengstaken Type-32 – 16 Fr – Create
800.001.4350	Sonda Nasog.Sengstaken Type-32 – 18 Fr – Create
800.001.4351	Sonda Nasog.Sengstaken Type-32 – 21 Fr Create
800.001.4348	Sonda Nasog.Sengstaken Type-32 – 14 Fr – Create



[Início](#) / [Centro](#)

[cirúrgico](#) / [Sonda](#) / [Sengstaken](#) / Sonda Sengstaken Create

Sonda Sengstaken Create

Registro Anvisa: 10150470463

A Sonda Sengstaken-Blakemore é indicado para promover a hemostasia por compressão da hemorragia aguda das varizes esofágica. Feita em 100% silicone para pacientes alérgicos ao latex. Apresentação em diversos calibres.


Solicite seu Orçamento

Selecione

1

ADICIONAR

Categorias: [Centro cirúrgico](#), [Sengstaken](#), [Sonda](#)



SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL

INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO PRODUTO:

A Sonda para Aspiração Traqueal - Mark Med é uma sonda confeccionada em tubo de PVC, atóxico, apirgênico, oncol, transparente de paredes finas e maleável, com 50 cm de comprimento nos tamanhos: 04, 06, 08 (uso infantil) 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 e 24 Fr (uso adulto), com ponta arredondada e aberta, com (2) furo lateral e provida na outra extremidade de um conector padrão. O produto será embalado individualmente em envelopes confeccionados em papel grau cirúrgico, identificado, contendo 01 unidade e acondicionado em caixa de papelão esterilizado por Raio Ionizante, com validade de 4 anos a partir da data de fabricação do lote, desde que a embalagem não tenha sido violada.

INDICAÇÃO/FINALIDADE:

Indicado aos pacientes impossibilitados de eliminar as secreções do pulmão.

INSTRUÇÕES PARA USO DO PRODUTO:

TÉCNICAS DE USO:

Aspiração deve ser feita a intervalos de duas horas até o máximo de quatro horas. Fazer a tapotagem antes da aspiração para mobilizar a secreção. Deve-se assegurar que a cabeça do paciente não está flexionada para frente. Se o paciente estiver consciente, estimulá-lo a tossir, a fim de superficializar a secreção. Pinger a sonda e introduzi-la na cavidade endotraqueal, com a mão direita promover movimentos de semirrotação na sonda de aspiração a medida que for tracionando para fora. Terminada a aspiração, retirar a sonda cuidadosamente e despirá-la. Em pacientes fazendo uso de respirador, ventilar a cada manobra de aspiração. Não aspirar por mais 10 a 15 segundos, porque podem ocorrer arritmias, bradicardias ou parada respiratória nos pacientes com respiração limitrofa, também podem ocorrer eventualmente riscos como estenose, fístula ou edema de glote, em todos os casos. Durante a aspiração, observar as reações do paciente, que podem ser: sudorese, cianose, ritmo respiratório, etc e nesse caso, retirar imediatamente a sonda.



[Início](#) / [Anestesia](#) / [Sonda](#) / [Endotraqueal aramada](#) / Sonda Endotraqueal Aramada Goodcome

Sonda Endotraqueal Aramada Goodcome

Registro Anvisa: 10150470391

Sonda endotraqueal aramada com balão de baixa pressão e alto volume e com um olho Tipo Murphy em diversos tamanhos. A sonda reforçada internamente minimiza o risco de esmagamento e torção, reduzindo o risco de dobra ou vinco sendo assim com risco mínimo de trauma traqueal. Indicada para entubação oral ou nasal.

Solicite seu Orçamento

Selecione

1

ADICIONAR

Categorias: [Anestesia](#), [Endotraqueal aramada](#), [Sonda](#)

0 itens [Lista de Cotações](#)

Nenhum produto na lista

Procurar produto

VISUALIZAR A LISTA

PROCURAR

PESQUISA DE PRODUTOS

SETORES

Mostrar todos

FAMÍLIA E MODELOS

Mostrar todos

MARCA

Mostrar todos

Limpar Filtros

PESQUISAR

Informações

Instruções de Uso

Variações

Código

Descrição

GC8040B100

Sonda End.Aramada C/Bl.10,0mm Goodcome

GC8040B025

Sonda End.Aramada C/Bl.2,5mm Goodcome



O Seu Portal de Compras da Saúde.

[Central de Atendimento](#) | (11) 3652-2525 • (11) 94481-3168 | [f](#) [blog](#)[Área do Cliente](#) ▾

🔍 O que você procura?

BUSCAR

[00](#) ▾[Compra Rápida](#)[Meus Pedidos](#) | [Meu Cadastro](#)

Laboratório

Hospital

Dental

Veterinário

Homecare

Estética

Farmácia

Estudante

Você está em: [Início](#) > [Tubo Endotraqueal Aramado](#)

*Imagens Ilustrativas



USO RESTRITO

[> Saiba mais](#)

Tubo Endotraqueal Aramado

Caixa com 10 unidades

Sem Estoque

ESCOLHA O MODELO

Tubo Endotraqueal Aramado-
Com Balao - 6.0 D Cod.: 409
Validade: 30/08/2024

Sem Estoque

0 ▾

AVISE-ME
QUANDO
CHEGAR

Tubo Endotraqueal Aramado-
Com Balao - 7.5 D Cod.: 412
Validade: 30/08/2024

Sem Estoque

0 ▾

AVISE-ME
QUANDO
CHEGAR

Tubo Endotraqueal Aramado-
Com Balao - 6.5 D Cod.: 410
Validade: Indeterminada

Sem Estoque

0 ▾

AVISE-ME
QUANDO
CHEGAR[Adicionar aos Favoritos](#)

Marca: Solidor

Registro M.S.: 10369460135

Descrição do Produto

- Tubo endotraqueal aramado (espiralado) com balão utilizado para intubação endotraqueal.
- Marcadores com marcação em centímetro.
- Embalagem individual, tipo Blister (PGC) de fácil abertura (em pétala).
- Fabricado com material atóxico, translúcido, termo sensível, radiopaco, em PVC siliconizado.
- Conector em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável, com orifício lateral "Murphy".
- Balão de baixa pressão e alto volume.
- Disponível nos tamanhos: 6.0/ 6.5/ 7.0/7.5/8.0/8.5/9.0. (Diâmetro)

Assine nossa Newsletter e receba
OFERTAS, CUPONS E DESCONTOS
EXCLUSIVOS!

Seu e-mail

Escolha sua loja



Não sou um robô

reCAPTCHA
Privacidade - Termos

ASSINAR

Esse site é protegido pelo reCAPTCHA e a [Política de Privacidade](#) e [Termos de Serviços](#) do Google se aplicam.



Sobre a
Bunzl
Saúde

Política de
Compra

Compra
Rápida

Fale
Conosco

Formas de Pagamento:



Segurança:




BUNZL SAÚDE® - TODOS DIREITOS RESERVADOS.

CNPJ: 01.005.728/0001-79 | Inscrição Estadual: 492.315.879.112

Rua Padre Damaso, 173 | Osasco - SP | CEP: 06016-010 | Fone/SAC: (11) 3652-2525

Os preços, promoções, fretes e condições de pagamento são exclusivos para compras pelo site. As imagens dos produtos são meramente ilustrativas. Os estoques são limitados e os valores podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de divergência, o preço válido é da finalização da compra.

Design: **Studio61** | Desenvolvimento: **18digital**



SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VÁLVULA

INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO PRODUTO:

A Sonda para Aspiração Traqueal - Mark Med é uma sonda confeccionada em tubo de PVC, atóxico, apirrogênico, cristal, transparente de paredes finas e maleáveis, com 50 cm de comprimento nos calibres: 04, 06, 08 (uso infantil) 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 e 24 Fr (uso adulto), com ponte arredondada e everta, com 02 furos laterais e provida na outra extremidade de um conector em Y para controle da aspiração. O produto será embalado individualmente em envelopes confeccionados em papel grau cirúrgico, identificado, contendo 01 unidade e acondicionado em caixa de papelão. Esterilizado por Raio Ionizante, com validade de 4 anos a partir da data de fabricação do lote, desde que a embalagem não tenha sido violada.

INDICAÇÃO/FINALIDADE:

Indicado aos pacientes impossibilitados de eliminar as secreções do pulmão.

INSTRUÇÕES PARA USO DO PRODUTO:

TÉCNICAS DE USO:

A aspiração deve ser feita a intervalos de duas horas até o máximo de quatro horas. Fazer a tapotagem antes da aspiração para mobilizar a secreção. Deve-se assegurar que a cabeça do paciente não está flexionada para frente. Se o paciente estiver consciente, solicita-lo a tossir, a fim de superficializar a secreção. Pinçar a sonda e introduzi-la na cânula endotraqueal, com a mão direita promover movimentos de semi-rotação na sonda de aspiração, a medida que for tracionando para fora. Terminada a aspiração, retirar a sonda cuidadosamente e desprezá-la. Em pacientes fazendo uso de respirador, ventilar a cada manobra de aspiração. Não aspirar por mais 10 a 15 segundos, porque podem ocorrer arritmias, bradicardias ou parada respiratória nos pacientes com respiração limítrofe, também podem ocorrer eventualmente riscos como estenose, fistula ou edema de glote, em todos os casos. Durante a aspiração, observar as reações do paciente, que podem ser: sudorese, cianose, ritmo respiratório, etc. e nesses casos, retirar imediatamente a sonda.

SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL


-Destinado a pacientes impossibilitados de eliminar as secreções e entubados ou ainda traqueostomizados , é confeccionada em PVC (policloreto de vinil), comprimento de 48 cm cada unidade, transparente, flexível e atóxico.

-Esterilizado por óxido de etileno embalado em P.G.C.

ANVISA Nº 80163570005

PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA

TAMANHOS: 08/10/12 EMBALADO EM TERMOFORMADORA


**SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VÁLVULA DIGITAL**

-Destinado a pacientes impossibilitados de eliminar as secreções e entubados ou ainda traqueostomizados , é confeccionada em PVC (policloreto de vinil), comprimento de 40 cm para as sondas de tamanho 04 á 08, e 48cm para as sondas de tamanho 10 á 20, produto transparente, flexível e atóxico.

-Esterilizado por óxido de etileno embalado em P.G.C.

ANVISA Nº 80163570005

PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA





O Seu Portal de Compras da Saúde.

[Central de Atendimento](#) | (11) 3652-2525 • ☎ (11) 94481-3168 | @ f blog[Área do Cliente](#) ▼

🔍 O que você procura?

BUSCAR

00 ▼

[Compra Rápida](#)[Meus Pedidos](#) | [Meu Cadastro](#)

Laboratório

Hospital

Dental

Veterinário

Homecare

Estética

Farmácia

Estudante

Você está em: [Início](#) > [Sonda de Foley - Solidor](#)

*Imagens Ilustrativas



USO RESTRITO

> Saiba mais

Sonda de Foley - Solidor

Caixa com 10 unidades

ESCOLHA O MODELO

Sonda de Foley - Solidor-2

Vias - 16/5 CC (Balao) Cod.:

20

R\$36,43

0

[COMPRAR](#)

Validade: 28/04/2021

Sonda de Foley - Solidor-3

Vias - 16/30 CC (Balao) Cod.:

32

R\$45,27

0

[COMPRAR](#)

Validade: 30/07/2024

Sonda de Foley - Solidor-3

[Adicionar aos Favoritos](#)

Marca: Solidor

Registro M.S.: 10369460176

Descrição do Produto

- Utilizadas para realização de sondagem vesical, promovendo o esvaziamento da bexiga.
- Dispositivo que se acopla a bolsa coletora de urina de sistema fechado.
- Confeccionado em látex siliconizado.

Modelos

CAP. CUFF (BALÃO)	Nº	MODELO	APRESENTAÇÃO
3-5 cc	8 (indicação pediátrica)	2 Vias	Caixa com 10 unidades
3-5 cc	10 (indicação pediátrica)	2 Vias	Caixa com 10 unidades
5-10 e 30 cc	12	2 Vias	Caixa com 10 unidades
5-10 e 30 cc	14	2 Vias	Caixa com 10 unidades
5-10 e 30 cc	16	2 Vias	Caixa com 10 unidades
5-10 e 30 cc	18	2 Vias	Caixa com 10 unidades
5-10 e 30 cc	20	2 Vias	Caixa com 10 unidades
5-10 e 30 cc	22	2 Vias	Caixa com 10 unidades
5-10 e 30 cc	24	2 Vias	Caixa com 10 unidades
30 cc	16	3 Vias	Caixa com 10 unidades
30 cc	18	3 Vias	Caixa com 10 unidades
30 cc	20	3 Vias	Caixa com 10 unidades
30 cc	22	3 Vias	Caixa com 10 unidades
30 cc	24	3 Vias	Caixa com 10 unidades
30 cc	26	3 Vias	Caixa com 10 unidades
30 cc	26	2 Vias	Caixa com 10 unidades
30 cc	26	2 Vias	Caixa com 10 unidades
30 cc	28	2 Vias	Caixa com 10 unidades

Últimos produtos visitados



USO RESTRITO

Tubo Endotraqueal Aramado

Caixa com 10 unidades

Sem Estoque

AVISE-ME

Assine nossa Newsletter e receba
OFERTAS, CUPONS E DESCONTOS
EXCLUSIVOS!

Seu e-mail

Escolha sua loja



Não sou um robô

reCAPTCHA
Privacidade - Termos

ASSINAR

Esse site é protegido pelo reCAPTCHA e a [Política de Privacidade](#) e [Termos de Serviços](#) do Google se aplicam.



Sobre a
Bunzl
Saúde

Política de
Compra

Compra
Rápida

Fale
Conosco

Formas de Pagamento:



Segurança:



BUNZL SAÚDE® - TODOS DIREITOS RESERVADOS.

CNPJ: 01.005.728/0001-79 | Inscrição Estadual: 492.315.879.112

Rua Padre Damaso, 173 | Osasco - SP | CEP: 06016-010 | Fone/SAC: (11) 3652-2525

Os preços, promoções, fretes e condições de pagamento são exclusivos para compras pelo site. As imagens dos produtos são meramente ilustrativas. Os estoques são limitados e os valores podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de divergência, o preço válido é da finalização da compra.

Design: **Studio61** | Desenvolvimento: **18digital**

2020

Email: comercial@biosani.net.br

Ficha Técnica de Produtos



Tel:(43) 3557-4814

www.biosani.net.br

Av: Thereza de Souza Carneiro, 1327, Distrito Industrial Hugo Parin, CEP: 84990-000
Arapoti-PR, Insc. Estadual: 9030347851, CNPJ: 06.143.681/0001-23

linha Médico-Hospitalar

SONDA NASOGÁSTRICA

INDICAÇÃO, FINALIDADE, OU USO A QUE SE DESTINA O PRODUTO

Utilizada com finalidade de alimentação por curto prazo, quando por alguma razão o paciente não pode utilizar a boca no processo digestivo. As Sondas curtas são àquelas que são introduzidas até o estômago, As longas são àquelas que são introduzidas até o trato intestinal. As sondas são conectadas a um equipo de nutrição, que por sua vez é conectado ao frasco de alimentação ou a uma seringa.

FORMAS DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

A sonda Nasogástrica é embalada individualmente em um pouch que apresenta em um dos lados papel grau cirúrgico e, do outro, filme em polietileno/polipropileno, vedado pôr termo selagem e esterilizado por oxido de etileno.

DESCRIÇÃO DETALHADA DO PRODUTO

Sonda de alimentação classificadas como:

- Sonda Nasogástrica Curta e longa;
- Sonda Estomacal Infantil Curta e longa.

Composta de 2 componentes: tubo de PVC e tampa ou conector. O tubo de PVC é flexível com uma das extremidades fechada próximos a ponta e na outra extremidade (distal) apresenta um conector na cor branca com tampa.

DESCRIÇÃO DETALHADA DOS COMPONENTES

Cada sonda é constituída por dois componentes básicos em seu conjunto: Tubo de PVC Conector Universal com tampa

Conector: Confeccionado em PVC flexível, próprio para injeção, devendo estar livre de impurezas e contaminantes, atóxico e apirogenico.

Tampa para sonda: Confeccionada em Polietileno de baixa densidade de cor natural ou pigmentada.

Tubo PVC: O tubo é confeccionado em PVC (policloreto de vinila), é um produto atóxico e apirogênico, transparente e flexível. com dureza "shore A 75".

SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N°

04 06 08 | 10 12 14 16 18 20 22 24 1metro Aberta
2 furos 4 furos

SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N°

04 06 08 | 10 12 14 16 18 40 cm Fechada
2 furos 4 furos

Embalagem primária: Papel Grau Cirúrgico – Papel Medical 60 g/m2 sem laca. Filme de polipropileno/polietileno 0.6

Embalagem secundária: Caixa de Papelão com onda simples cor parda.



MODO DE USO

- ✓ Retirar o produto da embalagem utilizando técnica asséptica;
- ✓ Medir o comprimento da inserção da sonda e marcar o local com esparadrapo;
- ✓ Dobrar a extremidade da sonda antes de adaptar a seringa ou equipo de ar;
- ✓ Conectar a sonda no equipo ou seringa e por ela introduzir o alimento vagarosamente, evitando que se esvazie, para evitar a entrada de ar;
- ✓ Após a dieta, lavar a sonda com 20 ml de água, a fim de remover as partículas que nela ficarem aderidas;
- ✓ Fechar a sonda;

PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS, CUIDADOS ESPECIAIS E ESCLARECIMENTOS SOBRE O USO DO PRODUTO

- ✓ O produto não apresenta riscos desde que observada a sua correta utilização de acordo com técnicas médicas;
- ✓ Este produto destina-se a ser utilizado por profissionais habilitados e devidamente treinado na técnica própria à ser utilizada;
- ✓ Deve assegurar a compatibilidade de uso com seringas e o equipo;
- ✓ A conexão entre os componentes do tubo de PVC e luer deve suportar as condições normais de uso do produto;
- ✓ O produto deve ser armazenado em local seco, arejado e longe do contato do solo, protegido de forma a evitar danos a embalagem;
- ✓ Usar o produto somente quando todos os seus componentes estiverem integralmente constituídos, sem furos, quebras, rebarbas, componentes soltando, presença de material estranho;
- ✓ A embalagem deve estar perfeitamente lacrada, não podendo estar: danificada, perfurada, úmida deve estar impresso o numero do lote legível, não devendo ser usado fora do prazo de validade;
- ✓ Produto de uso único estéril e apirogenico. Deve ser descartado após o uso;
- ✓ O produto não pode apresentar vazamentos durante o uso, no caso desta ocorrência substituir o produto;

CONDIÇÃO DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

- ✓ Manter em local seco, limpo e em temperatura ambiente.



Registro: M.S.
Nº 8.02860.0.0034



(55-11) 3207-1522

LiveZilla Live Help

Buscar Produtos:

Ok

Área Restrita

Email:

Senha:

Ok

Cadastre-se

**Sonda Malecot Uretral de Borracha Látex - TAYLOR®****Descrição:**

- . Fabricada em borracha de látex
- . Modelo Malecot Uretral calibre 12 a 40 Fr (esterilizado)
- . Esterilizado a gás óxido de etileno
- . Embalado individualmente em papel grau cirúrgico

Promoções**Lançamentos****Todos os Produtos****Nossos Produtos**Baixe a lista de
Produtos CB

Código	Produto
1155-12	Malecot nº 12 Estéril Unidade
1155-14	Malecot nº 14 Estéril Unidade
1155-16	Malecot nº 16 Estéril Unidade
1155-18	Malecot nº 18 Estéril Unidade
1155-20	Malecot nº 20 Estéril Unidade
1155-22	Malecot nº 22 Estéril Unidade
1155-24	Malecot nº 24 Estéril Unidade
1155-26	Malecot nº 26 Estéril Unidade
1155-28	Malecot nº 28 Estéril Unidade
1155-30	Malecot nº 30 Estéril Unidade
1155-32	Malecot nº 32 Estéril Unidade
1155-34	Malecot nº 34 Estéril Unidade
1155-36	Malecot nº 36 Estéril Unidade
1155-38	Malecot nº 38 Estéril Unidade
1155-40	Malecot nº 40 Estéril Unidade

Fazer Pedido

[« voltar](#)**Endereço**

Rua Joaquim Piza, 130 Cambuci - São
Paulo -SP CEP 01528-010

Teleendas

Tel.: (11) 3207-1522 (11) 3277-8886 Fax:
(11) 3207-8549

Email

cirurgicabrasil@cirurgicabrasil.com.br



SONDA RETAL

INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO PRODUTO:

A sonda retal - Mark Med é uma sonda confeccionada em tubo de PVC, atóxico, apirrogênico, cristal, transparente de paredes finas e maleáveis, com 40 cm de comprimento, nos calibres: 04, 06, 08 (uso infantil) 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 e 32 Fr (uso adulto), com ponta arredondada e aberta, com 1 furo lateral e provida na outra extremidade de um conector padrão com tampa para os calibres 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, e 24 e sem tampa e conector para os calibres 26, 28, 30, e 32. O produto será embalado individualmente em envelopes confeccionados em papel grau cirúrgico identificado contendo 01 unidade e acondicionado em caixa de papelão. Esterilizado por Radiação Ionizante, com validade de 60 meses a partir da data de fabricação do lote, desde que a embalagem não tenha sido violada.

CONDIÇÕES ESPECIAIS DE ARMAZENAMENTO / CONSERVAÇÃO / MANIPULAÇÃO:

Transportar e estocar o produto em local seco, em temperatura ambiente evitando exposição ao sol, poeira, calor excessivo e umidade. A manipulação deverá ser feita apenas por pessoas devidamente especializadas na área médica-hospitalar tais como enfermeiro(a).

INSTRUÇÕES PARA USO DO PRODUTO:

TÉCNICAS DE USO:

Conectar a sonda à extensão do irrigador, retirando o ar sobre a cuba-rim. Clampar a extensão do irrigador. Lubrificar a sonda retal, utilizando uma gaze com vaselina. Introduzir, com a mão direita, 8 a 10 cm de Sonda Retal no ânus, fazendo uso de uma gaze, utilizando movimentos rotatórios, e pedir ao paciente que inspire e expire profundamente, a fim de manter o relaxamento esfinteriano. Firmar a sonda retal com uma das mãos e com a outra desclampar a extensão do irrigador. Deixar escoar lentamente o líquido até restar pequena quantidade no irrigador e em seguida clampar a extensão. Quando o paciente não suportar todo o líquido do irrigador, clampar a extensão. Em se tratando da função de alívio o procedimento se iguala para efetuação da higiene do paciente.



SONDA URETRAL

INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO PRODUTO:

A Sonda Uretral – Mark Med é uma sonda confeccionada em tubo de PVC, atóxico, apirogênico, cristal, transparente de paredes finas e maleáveis, com 40 cm de comprimento nos calibres: 04, 06, 08 (uso infantil), 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 e 24 Fr (uso adulto) com ponta arredondada e fechada, com 1 furo lateral e provida na outra extremidade de um conector padrão. O produto será embalado individualmente em envelopes confeccionados em papel grau cirúrgico, identificado, contendo 01 unidade e acondicionado em caixa de papelão. Esterilizado por Radiação Ionizante, com validade de 4 anos a partir da data de fabricação do lote, desde que a embalagem não tenha sido violada.

INDICAÇÃO/ FINALIDADE:

Indicado quando ocorre a obstrução do trato urinário ou quando o paciente é incapaz de urinar e no pós-cirúrgico para drenar a urina retida ou promover uma forma de monitorizar o débito urinário horário em pacientes em estado crítico.

INSTRUÇÕES PARA USO DO PRODUTO:

TÉCNICAS DE USO:

Ao aplicar a sonda, usar luvas e máscara, esterilizadas e descartáveis, reunir todos os materiais necessários para o procedimento. Para pacientes do sexo feminino, afastar os pequenos lábios com o polegar e o indicador da mão esquerda e com a mão direita introduzir a sonda pré-lubrificada (mais ou menos 10 cm) e colocar a outra extremidade na cuba-rim para receber a drenagem. Pacientes do sexo masculino, segurar o pênis com uma gaze com a mão esquerda, e mantê-lo em posição perpendicular ao abdômen, afastar o prepúcio com o polegar e introduzir a sonda até 18 a 20 cm com movimentos para baixo e baixar o pênis algumas vezes para facilitar a passagem na uretra bulbar. Em ambos os pacientes após o término da introdução, fixar a sonda na coxa ou na reunião hipogástrica.

SONDA URETRAL


- Produto destinado a drenagem de urina na uretra do paciente, é confeccionado em PVC (policloreto de vinil), comprimento de 40cm cada unidade, transparente, flexível e atóxico.

-Esterilizado por óxido de etileno embalado em P.G.C.

ANVISA Nº 80163570001

PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA

TAMANHOS: 08/10/12 EMBALADO EM TERMOFORMADORA


**CATETER NASAL OXIGÊNIO**

-Destinado a aplicação de oxigênio nos pulmões do paciente combatendo a deficiência de oxigênio facilitando a expectoração, é confeccionada em PVC (policloreto de vinil) comprimento de 40 cm cada unidade, verde, produto transparente, flexível e atóxico.

-Esterilizado por óxido de etileno embalado em P.G.C.

ANVISA Nº 80163570002

PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA





Categorias

O que você procura?

BUSCAR

00



Área do Cliente

O que você procura?

BUSCAR

00

[Compra Rápida](#)[Meus Pedidos](#) | [Meu Cadastro](#)

Laboratório

Hospital

Dental

Veterinário

Homecare

Estética

Farmácia

Estudante

Você está em: [Início](#) > [Sonda Uretral de Alívio](#)

*Imagens Ilustrativas



USO LEIGO

[> Saiba mais](#)

Sonda Uretral de Alívio

Caixa com 10 unidades

ESCOLHA O MODELO

Sonda Uretral de Alívio-6FR

Cod.: 595

R\$7,48

0

COMPRAR

Validade: 30/08/2023

Sonda Uretral de Alívio-22FR

Cod.: 603

R\$5,74

0

COMPRAR

Validade: 30/12/2021

Sonda Uretral de Alívio-8FR

Cod.: 596

R\$8,37

0

COMPRAR

Validade: 30/08/2023



Adicionar aos Favoritos

Marca: Solidor

Registro M.S.: 10369460177 / 10369460210

Descrição do Produto

- Sonda descartável siliconizada confeccionada em tubo de PVC (Cloreto de Polivinila).
- Atóxico, apirogênico, cristal, transparente de paredes finas e maleáveis.
- Ponta arredondada e fechada com furo lateral.
- Conector padrão com tampa.
- Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e esterilizado por óxido de etileno.

Últimos produtos visitados





Categorias



BUSCAR

00



USO RESTRITO

Sonda de Foley - Solidor

Caixa com 10 unidades

A partir de: R\$27,96

COMPRAR

USO RESTRITO

Tubo Endotraqueal Aramado

Caixa com 10 unidades

Sem Estoque

AVISE-ME

Assine nossa Newsletter e receba
OFERTAS, CUPONS E DESCONTOS
EXCLUSIVOS!

Seu e-mail

Escolha sua loja



Não sou um robô

reCAPTCHA
Privacidade - Termos**ASSINAR**Esse site é protegido pelo reCAPTCHA e a [Política de Privacidade](#) e [Termos de Serviços](#) do Google se aplicam.**Sobre a
Bunzl
Saúde****Política de
Compra****Compra
Rápida****Fale
Conosco****Formas de Pagamento:****Segurança:**



Categorias



BUSCAR



Os preços, promoções, fretes e condições de pagamento são exclusivos para compras pelo site. As imagens dos produtos são meramente ilustrativas. Os estoques são limitados e os valores podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de divergência, o preço válido é da finalização da compra.

Design: **Studio61** | Desenvolvimento: **18digital**

2020

Email: comercial@biosani.net.br

Ficha Técnica de Produtos



Tel: (43) 3557-4814

www.biosani.net.br

Av: Thereza de Souza Carneiro, 1327, Distrito Industrial Hugo Parin, CEP: 84990-000
Arapoti-PR, Insc. Estadual: 9030347851, CNPJ: 06.143.681/0001-23

linha Médico-Hospitalar

SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL

INDICAÇÃO, FINALIDADE, OU USO A QUE SE DESTINA O PRODUTO

A Sonda Aspiração é um artigo médico hospitalar estéril e de uso único, indicado para realizar a aspiração de secreções traqueobrônquicas, trata-se de uma necessidade de manutenção as vias aéreas sem secreções e essencial para garantir a eficácia das trocas gasosas e a prevenção de complicações pulmonares. A aspiração de secreções traqueobrônquicas consiste na introdução de uma sonda nas vias respiratórias do paciente, para a extração de secreções. Para que a secreção seja removida, a sonda de aspiração deve ser conectada a um aspirador com pressão de sucção. O processo de aspiração é definido como o movimento de fluidos e gases de um lugar para outro por gradiente de pressão. A Sonda de Aspiração deve ser usada em um sistema aberto e de uso transitório, não deve ser usado no paciente por mais de 60 minutos. Deve ser assegurada a compatibilidade de uso com o aspirador de sucção. No modelo com válvula possui um conector que permite o controle manual do fluxo

FORMAS DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

A sonda de Aspiração é embalada individualmente em um pouch que apresenta em um dos lados papel grau cirúrgico e, do outro, filme em polietileno/polipropileno, vedado pôr termo selagem e esterilizado por oxido de etileno

COMERCIALIZADO NAS SEGUINTE APRESENTAÇÕES:

SONDA DE ASPIRAÇÃO N°

04	06	08	10	12	14	16	18	20	22	24
40 cm			46 cm							

SONDA DE ASPIRAÇÃO COM VÁLVULA N°

04	06	08	10	12	14	16
40 cm			46 cm			

DESCRIÇÃO DETALHADA DOS COMPONENTES

Apresenta-se como um tubo de PVC flexível com uma das extremidades com a ponta no modelo aberta, com 2 orifícios alternados para a aspiração. A outra extremidade (distal) apresenta um conector ou conector e válvula dependendo do modelo.

TUBO DE PVC	04	06	08	10	12	14	16	18	20	22	24
Comprimento (cm)	40			46							
Diâmetro externo (mm)	1,65	2,25	2,85	3,25	3,9	4,65	5,2	5,9	6,4	7,0	7,6
Diâmetro interno (mm)	0,9	1,2	1,5	2,0	2,6	3,3	3,6	4,0	4,5	5,0	5,3
Tolerância (mm)	± 0,15			± 0,20				± 0,30			

Tubo PVC: O tubo é confeccionado em PVC (policloreto de vinila), é um produto atóxico e apirogênico, transparente e flexível. com dureza "shore A 75", tem superfície lisa, paredes regulares, é cortado em 40 centímetros nos números 04, 06 e 08 e em 46 centímetros do número 10 até o 24, livre de dobras, onde apresenta variações de diâmetro para cada calibre de sonda, conforme a tabela acima. Sendo que em uma das extremidades possui ponta no modelo aberta com 2 orifícios.

Conector: Confeccionado em composto ABS Terulan GP35 rígido, próprio para injeção, devendo estar livre de impurezas e contaminantes, sendo um produto atóxico e apirogênico.



2 furos
Aberta

Conector com válvula: Confeccionado em composto ABS Terulan GP35 rígido, próprio para injeção, livre de impurezas e contaminantes, sendo um produto atóxico e apirogênico.

Tampa para sonda: Confeccionado em Polietileno de baixa densidade de cor natural ou pigmentada.

Embalagem primária: Papel Grau Cirúrgico – Papel Medical 60 g/m2 sem laca. Filme de polipropileno/polietileno 0.6.

Embalagem secundária: Caixa de Papelão com onda simples cor parda.

MODO DE USO

- ✓ O procedimento de aspiração deve ser realizado por um profissional habilitado com domínio da técnica;
- ✓ Retirar o produto da embalagem utilizando técnica asséptica;
- ✓ A sonda pode ser introduzida na traqueostomia, na boca ou nas narinas até atingir o local para retirada das secreções conforme indicação médica;
- ✓ Introduzir a sonda conforme técnica médica;
- ✓ Conectar ao aspirador;
- ✓ Após a aspiração das secreções, desconectar o aspirador e retirar a sonda.

PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS, CUIDADOS ESPECIAIS E ESCLARECIMENTOS SOBRE O USO DO PRODUTO.

- ✓ O produto não apresenta riscos desde que observada a sua correta utilização de acordo com técnicas médicas.
- ✓ Este produto destina-se a ser utilizado por profissionais habilitados e devidamente treinados.
- ✓ A conexão entre o tubo de PVC e os conectores deve suportar as condições normais de uso do produto.
- ✓ O produto deve ser armazenado em local seco, arejado e longe do contato do solo, protegido de forma a evitar danos à embalagem.
- ✓ Usar o produto somente quando todos os seus componentes estiverem integralmente constituídos, sem furos, quebras, rebarbas, soltos ou com presença de material estranho.
- ✓ A embalagem deve estar perfeitamente lacrada, não podendo estar: danificada, perfurada ou úmida
- ✓ Deve estar impresso o número do lote legível, não devendo ser usado fora do prazo de validade.
- ✓ O produto não pode apresentar vazamentos durante o uso, no caso desta ocorrência substituir o produto.
- ✓ Produto de uso único estéril e apirogênico. Deve ser descartado após o uso. Não podendo ser reutilizado.

CONDIÇÃO DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

- ✓ Manter em local seco, limpo e em temperatura ambiente.



Registro: M.S.
Nº 8.02860.0.0037



35	Sonda para alimentação enteral 6000 (nasointestinal, nasointestinal) ou de dubbhoff confeccionada em 100% silicone grau farmacêutico nr 6FR, com tubo radiopaco branco facilitando sua visualização no raio-x, conector proximal em "Y" adaptável a todos os tipos de equipo com extensor. Guia de inserção em nylon pré lubrificada, contendo peso distal flexível em silicone e tungstênio e orifícios intercalados para facilitar passagem de alimentos, sendo um no final da ponteira. Apresentação em embalagem unitária e esterilizado em óxido de etileno (ETO). Reg. ANVISA nº 80020550062. Caixa c/ 10	Medicone	Und	2.850	25,00	71.250,00
Valor Unitário: Vinte e cinco reais.						
Valor Total: Setenta e um mil duzentos e cinquenta reais.						
VALOR TOTAL DA PROPOSTA.....R\$ 561.250,00 (Quinhentos sessenta e um mil duzentos e cinquenta reais).						

DO PRAZO DE ENTREGA: De Acordo com Edital.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: de acordo com Edital.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

Cuiabá-MT, 30 de abril de 2020.

MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA.

CNPJ: 94.304.672/0001-34

I.E: 177/0109630

Marínes Zabotte, RG 08769710 SEJUSP/MT e CPF 483.629.051-15

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	MEDICONE PROJETOS E SOLUÇÕES PARA A INDÚSTRIA E A SAÚDE LTDA		
CNPJ	94.304.672/0001-34	Autorização	8.00.205-5
Produto	Sonda de Alimentação Enteral 6000 Silicone Medicone		

Modelo Produto Médico

Sonda de Alimentação Enteral 06 Fr - Pediátrica - 6000 - Silicone - Medicone - Ref 6011; Sonda de Alimentação Enteral 08 Fr - Infantil - 6000 - Silicone - Medicone - Ref 6012; Sonda de Alimentação Enteral 08 Fr - Adulto - 6000 - Silicone - Medicone - Ref 6001; Sonda de Alimentação Enteral 10 Fr - Adulto - 6000 - Silicone - Medicone - Ref 6002; Sonda de Alimentação Enteral 12 Fr - Adulto - 6000 - Silicone - Medicone - Ref 6003; Sonda de Alimentação Enteral 15 Fr - Adulto - 6000 - Silicone - Medicone - Ref 6004.

Nome Técnico	Sondas
Registro	80020550062
Processo	25351.099482/2015-89
Origem do Produto	<ul style="list-style-type: none">FABRICANTE: MEDICONE PROJETOS E SOLUÇÕES PARA A INDÚSTRIA E A SAÚDE LTDA - BRASIL
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

[Voltar](#)

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	MEDICONE PROJETOS E SOLUÇÕES PARA A INDÚSTRIA E A SAÚDE LTDA		
CNPJ	94.304.672/0001-34	Autorização	8.00.205-5
Produto	Sonda de Alimentação Enteral 7000 Silicone - Medicone		

Modelo Produto Médico

MODELOS: REF 7001: Sonda para Alimentação Enteral 08 Fr - Adulto - 7000 - Silicone - Ref 7001; REF 7002: Sonda para Alimentação Enteral 10 Fr - Adulto - 7000 - Silicone - Ref 7002; REF 7003: Sonda para Alimentação Enteral 12 Fr - Adulto - 7000 - Silicone - Ref 7003; REF 7004: Sonda para Alimentação Enteral 15 Fr - Adulto - 7000 - Silicone - Ref 7004;

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
Nenhum Arquivo Encontrado(a)		

Nome Técnico	Sondas
Registro	80020550065
Processo	25351.531917/2017-59
Fabricante Legal	<ul style="list-style-type: none">FABRICANTE: MEDICONE PROJETOS E SOLUÇÕES PARA A INDÚSTRIA E A SAÚDE LTDA - BRASIL
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

[Voltar](#)

Sonda de Silicone 6000

Sonda para Alimentação Enteral Medicone 6000 foi desenvolvida para proporcionar conforto e segurança na alimentação enteral dos pacientes impossibilitados de receberem sua dieta por via oral.

100%
silicone

Sobre a Sonda

- Produzidas 100% em silicone, são flexíveis e adaptam-se facilmente à anatomia do paciente, permitindo uma introdução suave e sem traumas;
- Conector "y" em silicone que confere perfeita adaptação a todos os tipos de equipos;
- Possui tubo extensor entre o "y" e a porta proximal do fio-guia, podendo ser removido em caso de aumento do comprimento da sonda. *Repasse de sonda;
- São resistentes e suportam longos períodos em contato com a acidez do suco gástrico sem perder suas propriedades elásticas, podendo permanecer em uso por até seis meses no paciente;
- Acompanham fio-guia em aço inox (modelos adulto e infantil) e fio-guia em nylon (modelo neonato e pediátrico). Pré-lubrificada;
- São produzidas conforme as Boas Práticas de Fabricação da ANVISA – RDC nº 16/2013.



Vantagens

As Sondas para Alimentação Enteral Medicone são produzidas com silicone grau farmacêutico de alta qualidade, proporcionando um produto:

- Completamente biodegradável, portanto, ecologicamente correto;
- São de fácil higienização, pois a dieta não se deposita nas paredes da sonda;
- Esterilizadas em óxido de etileno;
- Biocompatíveis, atóxicas por excelência, apirogênicas, não irritam e nem provocam reações alérgicas.

Registro ANVISA: 80020550062 - Material promocional destinado a profissionais da saúde.

www.medicone.com.br





Conector proximal em "Y" em silicone

Adaptável a todos os tipos de equipo, permitindo acesso pela segunda via para que seja efetuada a assepsia e a administração de medicamentos sem interrupção da dieta.



Tubo branco radiopaco

Obtido através da adição de sulfato de bário e dióxido de titânio ao silicone: pode ser localizado com RX.



Marcas ao longo do corpo

Possui marcas ao longo de seu corpo que indicam a posição da ponteira no momento da introdução.



Peso distal

Possui um peso maior obtido através da adição de pó de tungstênio ao silicone, facilitando o posicionamento e a sustentação da mesma no estômago ou no duodeno.



Ponteira distal

O orifício na extremidade distal permite um melhor fluxo na administração da dieta, evitando entupimentos e acúmulos de resíduos no corpo da ponteira.



Orifícios laterais

Possui também dois orifícios laterais na ponteira para auxiliar na manutenção de um fluxo elevado.



Modelos neonato

O tamanho 5 FR contém 4 orifícios laterais desencontrados no tubo e não possui ponteira distal.



Modelos pediátricos e infantis

Nos tamanhos 6 FR e 8 FR há ponteira tipo tampão e o tubo possui 4 orifícios laterais desencontrados.

Está disponível nos seguintes tamanhos e modelos:

TAMANHO	DIÂMETRO	COMPRIMENTO (mm)
Neonato	05 FR	40 cm
Pediátrica	06 FR	60 cm
Infantil	08 FR	60 cm
Adulto	08 FR	105 cm
Adulto	10 FR	105 cm
Adulto	12 FR	120 cm




Uma empresa do grupo
HALEXSTAR
Indústria Farmacêutica

SAC 0800 722 2728
sac@medicone.com.br

MEDICONE PROJETOS E SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E A SAÚDE LTDA.
Av. das Indústrias, 1585 - Distrito Industrial | Cachoeirinha | RS | Brasil | CEP 94.930-230
F: 55.51.3470.0800 | CNPJ: 94.304672/0001-34 | Indústria Brasileira





SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL 7000 SILICONE



Registro Anvisa nº: 80020550065

Material promocional destinado a profissionais de saúde.

A Sonda para Alimentação Enteral 7000 é constituída por tubo de silicone transparente com tarja radiopaca lilás, conector proximal de silicone na cor lilás com dupla derivação (formato em Y) que ajusta-se facilmente a todos os tipos de equipo e ponteira distal de silicone com peso, obtido pela adição de Tungstênio em pó ao silicone para facilitar a migração e sua sustentação no estômago/duodeno. Possui guia de inserção, fabricado em aço inox AISI304 que é fornecido lubrificado a base de silicone.

MODELOS COMERCIAIS

Descrição comercial	Referência/ Modelo	Diâmetro	Comprimento
Sonda de Alimentação Enteral – 08 Fr Adulto - 7000 Silicone Medicone - REF 7001	Ref. 7001 – Adulto 08 Fr	08 Fr	1050 mm
Sonda de Alimentação Enteral – 10 Fr Adulto - 7000 Silicone Medicone - REF 7002	Ref. 7002 – Adulto 10 Fr	10 Fr	1050 mm
Sonda de Alimentação Enteral – 12 Fr Adulto - 7000 Silicone Medicone - REF 7003	Ref. 7003 – Adulto 12 Fr	12 Fr	1200 mm



Código/Revisão: 66467/00

Medicone Projetos e Soluções para a Indústria e a Saúde Ltda.
Av. das Indústrias, 1.585 - Distrito Industrial - Cachoeirinha, RS - Brasil | CEP 94930-230
CNPJ: 94.304672/0001-34 | I.E.: 177/0109630 | Fone/Fax: +55 (51) 3470-0800
SAC 0800 722 2728 | sac@medicone.com.br | www.medicone.com.br



NRX Medical Systems

M.A Batista Junior ME.

Rua Maria Lucia, 3339- Bairro Tiradentes- fone: (69)3214-3031/ 9981-7259- CEP78.910-000- Porto Velho-RO

C.N.P.J. 05.885.332/0001-14

Inscrição Estadual 0000000121330-0

Registro CREA 2578EMRO

Porto Velho, RO, 29 de Abril de 2020.

Ao,
Governo do Estado de Rondônia
Superintendência Estadual de Compras e Licitações – SUPEL/RO
Ref.: Proposta Comercial Pregão Eletrônico nº **410/2019/SIGMA/SUPEL/RO**
Processo Administrativo Nº.: **0 0036.320367/2019-58.**
Data Abertura: 29/04/2020
Hora: 09:00 hs (horário de Brasília)

Prezados Senhores,

Encaminhamos à essa Comissão Permanente de Licitações – SIGMA/ SUPEL, referente a Licitação em epígrafe, objetivando a execução dos serviços objeto do referido certame. Nossa proposta de preços de fornecimento de materiais/bens compostos e irrealizáveis de acordo com exigências do Edital e seus Anexos, conforme quadro abaixo,

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição Registro de Preços para futura e eventual aquisição de **materiais de consumo sondas.**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QDE	VLR. UNIT (R\$)	VLR. TOTAL (R\$)	ANVISA	MARCA / MODELO
35	SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL PEDIÁTRICA CONFECCIONADA EM 100% SILICONE GRAU FARMACÊUTICO N°06 - CONSTITUÍDA DE TUBO RADIOPACO BRANCO, CONECTOR PROXIMAL EM "Y" ADAPTÁVEL A TODOS OS TIPOS DE EQUIPO. GUIA DE INSERÇÃO EM AÇO INOX. DEVE ACOMPANHAR BISNAGA COM LUBRIFICANTE PARA FACILITAÇÃO DA RETIRADA DO GUIA E/OU PRÉ-LUBRIFICADA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS. <u>OFERECEMOS EM POLIURETANO JA LUBRIFICADA</u>	UND	2.850	25,00	71.250,00	80019160013	Solumed

M.A. BATISTA JUNIOR ME. - NRX MEDICAL SYSTEMS

Rua Maria Lucia, 3339 - Bairro Tiradentes - CEP78.910-000 - Porto Velho-RO

Tel: (69) 3214-3031/ 9981-7259 - Email: mabatistalicitacao@outlook.com

NRX Medical Systems

M.A Batista Junior ME.

Rua Maria Lucia, 3339- Bairro Tiradentes- fone: (69)3214-3031/ 9981-7259- CEP78.910-000- Porto Velho-RO

C.N.P.J. 05.885.332/0001-14

Inscrição Estadual 0000000121330-0

Registro CREA 2578EMRO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QDE	VLR. UNIT (R\$)	VLR. TOTAL (R\$)	ANVISA	MARCA / MODELO
36	SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL PEDIÁTRICA CONFECCIONADA EM 100% SILICONE GRAU FARMACÊUTICO N°06 - CONSTITUÍDA DE TUBO RADIOPACO BRANCO, CONECTOR PROXIMAL EM "Y" ADAPTÁVEL A TODOS OS TIPOS DE EQUIPO. GUIA DE INSERÇÃO EM AÇO INOX. DEVE ACOMPANHAR BISNAGA COM LUBRIFICANTE PARA FACILITAÇÃO DA RETIRADA DO GUIA E/OU PRÉ-LUBRIFICADA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS. <u>OFERECEMOS EM POLIURETANO JA LUBRIFICADA</u>	UND	950	13,00	12.350,00	80019160013	Solumed
39	SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA COM CUFF N° 5,0 TUBO EM PVC REFORÇADO INTERNAMENTE COM UM FIO DE AÇO INOXIDÁVEL OPACO À RADIAÇÃO, EM FORMATO DE ESPIRAL, PONTA DISTAL BISELADA, PONTA PROXIMAL POSSUI UM CONECTOR DE 1 MM, BALÃO SOFT SEAL COM OLHO TIPO MURPHY, QUE POSSIBILITA UMA VENTILAÇÃO BILATERAL, E UMA LINHA DE INSUFLAÇÃO DO BALÃO INTEGRADA A SONDA, COM BALÃO PILOTO DE PVC, SUA EXTREMIDADE É LISA, O QUE FACILITA A ENTUBAÇÃO E EXTUBAÇÃO, FLEXÍVEL PARA ADAPTAR-SE A POSIÇÃO DO PACIENTE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC, ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.	UND	800	59,00	47.200,00	10297020045	BCI Medical

M.A. BATISTA JUNIOR ME. - NRX MEDICAL SYSTEMS

Rua Maria Lucia, 3339 - Bairro Tiradentes - CEP78.910-000 - Porto Velho-RO

Tel: (69) 3214-3031/ 9981-7259 - Email: mabatistalicitacao@outlook.com

NRX Medical Systems

M.A Batista Junior ME.

Rua Maria Lucia, 3339- Bairro Tiradentes- fone: (69)3214-3031/ 9981-7259- CEP78.910-000- Porto Velho-RO

C.N.P.J. 05.885.332/0001-14

Inscrição Estadual 0000000121330-0

Registro CREA 2578EMRO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QDE	VLR. UNIT (R\$)	VLR. TOTAL (R\$)	ANVISA	MARCA / MODELO
41	SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA COM CUFF N° 6,0 TUBO EM PVC REFORÇADO INTERNAMENTE COM UM FIO DE AÇO INOXIDÁVEL OPACO À RADIAÇÃO, EM FORMATO DE ESPIRAL, PONTA DISTAL BISELADA, PONTA PROXIMAL POSSUI UM CONECTOR DE 1 MM, BALÃO SOFT SEAL COM OLHO TIPO MURPHY, QUE POSSIBILITA UMA VENTILAÇÃO BILATERAL, E UMA LINHA DE INSUFLAÇÃO DO BALÃO INTEGRADA A SONDA, COM BALÃO PILOTO DE PVC, SUA EXTREMIDADE É LISA, O QUE FACILITA A ENTUBAÇÃO E EXTUBAÇÃO, FLEXÍVEL PARA ADAPTAR-SE A POSIÇÃO DO PACIENTE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC, ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.	UND	1100	59,00	64.900,00	10297020045	BCI Medical
42	SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA COM CUFF N° 6,5 TUBO EM PVC REFORÇADO INTERNAMENTE COM UM FIO DE AÇO INOXIDÁVEL OPACO À RADIAÇÃO, EM FORMATO DE ESPIRAL, PONTA DISTAL BISELADA, PONTA PROXIMAL POSSUI UM CONECTOR DE 1 MM, BALÃO SOFT SEAL COM OLHO TIPO MURPHY, QUE POSSIBILITA UMA VENTILAÇÃO BILATERAL, E UMA LINHA DE INSUFLAÇÃO DO BALÃO INTEGRADA A SONDA, COM BALÃO PILOTO DE PVC, SUA EXTREMIDADE É LISA, O QUE FACILITA A ENTUBAÇÃO E EXTUBAÇÃO, FLEXÍVEL PARA ADAPTAR-SE A POSIÇÃO DO PACIENTE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC, ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.	UND	1100	59,00	64.900,00	10297020045	BCI Medical

M.A. BATISTA JUNIOR ME. - NRX MEDICAL SYSTEMS

Rua Maria Lucia, 3339 - Bairro Tiradentes - CEP78.910-000 - Porto Velho-RO

Tel: (69) 3214-3031/ 9981-7259 - Email: mabatistalicitacao@outlook.com

NRX Medical Systems

M.A Batista Junior ME.

Rua Maria Lucia, 3339- Bairro Tiradentes- fone: (69)3214-3031/ 9981-7259- CEP78.910-000- Porto Velho-RO

C.N.P.J. 05.885.332/0001-14

Inscrição Estadual 0000000121330-0

Registro CREA 2578EMRO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QDE	VLR. UNIT (R\$)	VLR. TOTAL (R\$)	ANVISA	MARCA / MODELO
43	SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA COM CUFF N° 7,0 TUBO EM PVC REFORÇADO INTERNAMENTE COM UM FIO DE AÇO INOXIDÁVEL OPACO À RADIAÇÃO, EM FORMATO DE ESPIRAL, PONTA DISTAL BISELADA, PONTA PROXIMAL POSSUI UM CONECTOR DE 1 MM, BALÃO SOFT SEAL COM OLHO TIPO MURPHY, QUE POSSIBILITA UMA VENTILAÇÃO BILATERAL, E UMA LINHA DE INSUFLAÇÃO DO BALÃO INTEGRADA A SONDA, COM BALÃO PILOTO DE PVC, SUA EXTREMIDADE É LISA, O QUE FACILITA A ENTUBAÇÃO E EXTUBAÇÃO, FLEXÍVEL PARA ADAPTAR-SE A POSIÇÃO DO PACIENTE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC, ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.	UND	3000	59,00	177.000,00	10297020045	BCI Medical
44	SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA COM CUFF N° 8,0 TUBO EM PVC REFORÇADO INTERNAMENTE COM UM FIO DE AÇO INOXIDÁVEL OPACO À RADIAÇÃO, EM FORMATO DE ESPIRAL, PONTA DISTAL BISELADA, PONTA PROXIMAL POSSUI UM CONECTOR DE 1 MM, BALÃO SOFT SEAL COM OLHO TIPO MURPHY, QUE POSSIBILITA UMA VENTILAÇÃO BILATERAL, E UMA LINHA DE INSUFLAÇÃO DO BALÃO INTEGRADA A SONDA, COM BALÃO PILOTO DE PVC, SUA EXTREMIDADE É LISA, O QUE FACILITA A ENTUBAÇÃO E EXTUBAÇÃO, FLEXÍVEL PARA ADAPTAR-SE A POSIÇÃO DO PACIENTE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC, ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.	UND	3200	59,00	188.800,00	10297020045	BCI Medical

M.A. BATISTA JUNIOR ME. - NRX MEDICAL SYSTEMS

Rua Maria Lucia, 3339 - Bairro Tiradentes - CEP78.910-000 - Porto Velho-RO

Tel: (69) 3214-3031/ 9981-7259 - Email: mabatistalicitacao@outlook.com

NRX Medical Systems

M.A Batista Junior ME.

Rua Maria Lucia, 3339- Bairro Tiradentes- fone: (69)3214-3031/ 9981-7259- CEP78.910-000- Porto Velho-RO

C.N.P.J. 05.885.332/0001-14

Inscrição Estadual 0000000121330-0

Registro CREA 2578EMRO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QDE	VLR. UNIT (R\$)	VLR. TOTAL (R\$)	ANVISA	MARCA / MODELO
45	SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA COM CUFF Nº 8,5 TUBO EM PVC REFORÇADO INTERNAMENTE COM UM FIO DE AÇO INOXIDÁVEL OPACO À RADIAÇÃO, EM FORMATO DE ESPIRAL, PONTA DISTAL BISELADA, PONTA PROXIMAL POSSUI UM CONECTOR DE 1 MM, BALÃO SOFT SEAL COM OLHO TIPO MURPHY, QUE POSSIBILITA UMA VENTILAÇÃO BILATERAL, E UMA LINHA DE INSUFLAÇÃO DO BALÃO INTEGRADA A SONDA, COM BALÃO PILOTO DE PVC, SUA EXTREMIDADE É LISA, O QUE FACILITA A ENTUBAÇÃO E EXTUBAÇÃO, FLEXÍVEL PARA ADAPTAR-SE A POSIÇÃO DO PACIENTE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC, ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.	UND	2900	59,00	171.100,00	10297020045	BCI Medical
46	SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA COM CUFF Nº 9,0 TUBO EM PVC REFORÇADO INTERNAMENTE COM UM FIO DE AÇO INOXIDÁVEL OPACO À RADIAÇÃO, EM FORMATO DE ESPIRAL, PONTA DISTAL BISELADA, PONTA PROXIMAL POSSUI UM CONECTOR DE 1 MM, BALÃO SOFT SEAL COM OLHO TIPO MURPHY, QUE POSSIBILITA UMA VENTILAÇÃO BILATERAL, E UMA LINHA DE INSUFLAÇÃO DO BALÃO INTEGRADA A SONDA, COM BALÃO PILOTO DE PVC, SUA EXTREMIDADE É LISA, O QUE FACILITA A ENTUBAÇÃO E EXTUBAÇÃO, FLEXÍVEL PARA ADAPTAR-SE A POSIÇÃO DO PACIENTE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC, ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.	UND	1200	59,00	70.800,00	10297020045	BCI Medical

M.A. BATISTA JUNIOR ME. - NRX MEDICAL SYSTEMS

Rua Maria Lucia, 3339 - Bairro Tiradentes - CEP78.910-000 - Porto Velho-RO

Tel: (69) 3214-3031/ 9981-7259 - Email: mabatistalicitacao@outlook.com

NRX Medical Systems

M.A Batista Junior ME.

Rua Maria Lucia, 3339- Bairro Tiradentes- fone: (69)3214-3031/ 9981-7259- CEP78.910-000- Porto Velho-RO

C.N.P.J. 05.885.332/0001-14

Inscrição Estadual 0000000121330-0

Registro CREA 2578EMRO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QDE	VLR. UNIT (R\$)	VLR. TOTAL (R\$)	ANVISA	MARCA / MODELO
58	SONDA ENDOBRONQUEAL DO TIPO CARLENS DIREITA SEM GANCHO N°35 - CONSTITUÍDA POR DUPLO LUMEN, TUBOS DE EXTENSÃO CODIFICADOS POR CORES E LIGAÇÃO EM "Y". DEVE POSSUIR BALÃO PILOTO PARA VERIFICAR INSUFLAÇÃO DO BALÃO, CATETERES DE ASPIRAÇÃO, ESTILETE MALEÁVEL E VÁLVULA UNIDIRECIONAL COM TAMP. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.	UND	160	480,00	76.800,00	10297020039	BCI Medical
59	SONDA ENDOBRONQUEAL DO TIPO CARLENS DIREITA SEM GANCHO N°37 - CONSTITUÍDA POR DUPLO LUMEN, TUBOS DE EXTENSÃO CODIFICADOS POR CORES E LIGAÇÃO EM "Y". DEVE POSSUIR BALÃO PILOTO PARA VERIFICAR INSUFLAÇÃO DO BALÃO, CATETERES DE ASPIRAÇÃO, ESTILETE MALEÁVEL E VÁLVULA UNIDIRECIONAL COM TAMP. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.	UND	160	480,00	76.800,00	10297020039	BCI Medical
60	SONDA ENDOBRONQUEAL DO TIPO CARLENS DIREITA SEM GANCHO N°39 - CONSTITUÍDA POR DUPLO LUMEN, TUBOS DE EXTENSÃO CODIFICADOS POR CORES E LIGAÇÃO EM "Y". DEVE POSSUIR BALÃO PILOTO PARA VERIFICAR INSUFLAÇÃO DO BALÃO, CATETERES DE ASPIRAÇÃO, ESTILETE MALEÁVEL E VÁLVULA UNIDIRECIONAL COM TAMP. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.	UND	140	480,00	67.200,00	10297020039	BCI Medical

M.A. BATISTA JUNIOR ME. - NRX MEDICAL SYSTEMS

Rua Maria Lucia, 3339 - Bairro Tiradentes - CEP78.910-000 - Porto Velho-RO

Tel: (69) 3214-3031/ 9981-7259 - Email: mabatistalicitacao@outlook.com

NRX Medical Systems

M.A Batista Junior ME.

Rua Maria Lucia, 3339- Bairro Tiradentes- fone: (69)3214-3031/ 9981-7259- CEP78.910-000- Porto Velho-RO

C.N.P.J. 05.885.332/0001-14

Inscrição Estadual 0000000121330-0

Registro CREA 2578EMRO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QDE	VLR. UNIT (R\$)	VLR. TOTAL (R\$)	ANVISA	MARCA / MODELO
61	SONDA ENDOBRONQUEAL DO TIPO CARLENS ESQUERDA SEM GANCHO N°35 - CONSTITUÍDA POR DUPLO LUMEN, TUBOS DE EXTENSÃO CODIFICADOS POR CORES E LIGAÇÃO EM "Y". DEVE POSSUIR BALÃO PILOTO PARA VERIFICAR INSUFLAÇÃO DO BALÃO, CATETERES DE ASPIRAÇÃO, ESTILETE MALEÁVEL E VÁLVULA UNIDIRECIONAL COM TAMP. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.	UND	160	480,00	76.800,00	10297020039	BCI Medical
62	SONDA ENDOBRONQUEAL DO TIPO CARLENS ESQUERDA SEM GANCHO N°37 - CONSTITUÍDA POR DUPLO LUMEN, TUBOS DE EXTENSÃO CODIFICADOS POR CORES E LIGAÇÃO EM "Y". DEVE POSSUIR BALÃO PILOTO PARA VERIFICAR INSUFLAÇÃO DO BALÃO, CATETERES DE ASPIRAÇÃO, ESTILETE MALEÁVEL E VÁLVULA UNIDIRECIONAL COM TAMP. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.	UND	160	480,00	76.800,00	10297020039	BCI Medical
63	SONDA ENDOBRONQUEAL DO TIPO CARLENS ESQUERDA SEM GANCHO N°39 - CONSTITUÍDA POR DUPLO LUMEN, TUBOS DE EXTENSÃO CODIFICADOS POR CORES E LIGAÇÃO EM "Y". DEVE POSSUIR BALÃO PILOTO PARA VERIFICAR INSUFLAÇÃO DO BALÃO, CATETERES DE ASPIRAÇÃO, ESTILETE MALEÁVEL E VÁLVULA UNIDIRECIONAL COM TAMP. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.	UND	140	480,00	67.200,00	10297020039	BCI Medical

M.A. BATISTA JUNIOR ME. - NRX MEDICAL SYSTEMS

Rua Maria Lucia, 3339 - Bairro Tiradentes - CEP78.910-000 - Porto Velho-RO

Tel: (69) 3214-3031/ 9981-7259 - Email: mabatistalicitacao@outlook.com

NRX Medical Systems

M.A Batista Junior ME.

Rua Maria Lucia, 3339- Bairro Tiradentes- fone: (69)3214-3031/ 9981-7259- CEP78.910-000- Porto Velho-RO

C.N.P.J. 05.885.332/0001-14

Inscrição Estadual 0000000121330-0

Registro CREA 2578EMRO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QDE	VLR. UNIT (R\$)	VLR. TOTAL (R\$)	ANVISA	MARCA / MODELO
65	SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA SEM CUFF (ESPIRALADA) N° 3.0 COM ESPIRAL EM AÇO INOX, EM PVC DESCARTÁVEL, TERMOSENSÍVEL E TRANSPARENTE, SEM BALÃO, CONECTOR COLOCADO, RADIOPACO, GRADUADO, COM ORIFÍCIO LATERAL MURPHY, PARA INTUBAÇÃO ORAL OU NASAL, ESTÉRIL, "LÁTEX FREE". EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS	UND	4600	95,00	437.000,00	10297020046	BCI Medical
66	SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA SEM CUFF (ESPIRALADA) N° 3.5 COM ESPIRAL EM AÇO INOX, EM PVC DESCARTÁVEL, TERMOSENSÍVEL E TRANSPARENTE, SEM BALÃO, CONECTOR COLOCADO, RADIOPACO, GRADUADO, COM ORIFÍCIO LATERAL MURPHY, PARA INTUBAÇÃO ORAL OU NASAL, ESTÉRIL, "LÁTEX FREE". EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.	UND	4600	95,00	437.000,00	10297020046	BCI Medical
67	SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA SEM CUFF (ESPIRALADA) N° 4.0 COM ESPIRAL EM AÇO INOX, EM PVC DESCARTÁVEL, TERMOSENSÍVEL E TRANSPARENTE, SEM BALÃO, CONECTOR COLOCADO, RADIOPACO, GRADUADO, COM ORIFÍCIO LATERAL MURPHY, PARA INTUBAÇÃO ORAL OU NASAL, ESTÉRIL, "LÁTEX FREE". EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.	UND	4600	95,00	437.000,00	10297020046	BCI Medical

M.A. BATISTA JUNIOR ME. - NRX MEDICAL SYSTEMS

Rua Maria Lucia, 3339 - Bairro Tiradentes - CEP78.910-000 - Porto Velho-RO

Tel: (69) 3214-3031/ 9981-7259 - Email: mabatistalicitacao@outlook.com

NRX Medical Systems

M.A Batista Junior ME.

Rua Maria Lucia, 3339- Bairro Tiradentes- fone: (69)3214-3031/ 9981-7259- CEP78.910-000- Porto Velho-RO

C.N.P.J. 05.885.332/0001-14

Inscrição Estadual 0000000121330-0

Registro CREA 2578EMRO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QDE	VLR. UNIT (R\$)	VLR. TOTAL (R\$)	ANVISA	MARCA / MODELO
76	SONDA FOLEY DUAS VIAS ADULTO Nº 14 CONFECCIONADA EM SILICONE PURO TRANSPARENTE COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATE 200°C. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.	UND	12000	6,00	72.000,00		Solidor
80	SONDA FOLEY DUAS VIAS ADULTO Nº 24 CONFECCIONADA EM SILICONE PURO TRANSPARENTE COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATE 200°C. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.	UND	3300	6,50	21.450,00		Solidor
90	SONDA FOLEY DUAS VIAS ADULTO Nº 12 FABRICADA EM LÁTEX (BORRACHA 100% NATURAL) SILICONADA. COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATE 200°C. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.	UND	8800	4,50	39.600,00		Solidor

M.A. BATISTA JUNIOR ME. - NRX MEDICAL SYSTEMS

Rua Maria Lucia, 3339 - Bairro Tiradentes - CEP78.910-000 - Porto Velho-RO

Tel: (69) 3214-3031/ 9981-7259 - Email: mabatistalicitacao@outlook.com

NRX Medical Systems

M.A Batista Junior ME.

Rua Maria Lucia, 3339- Bairro Tiradentes- fone: (69)3214-3031/ 9981-7259- CEP78.910-000- Porto Velho-RO

C.N.P.J. 05.885.332/0001-14

Inscrição Estadual 0000000121330-0

Registro CREA 2578EMRO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QDE	VLR. UNIT (R\$)	VLR. TOTAL (R\$)	ANVISA	MARCA / MODELO
91	SONDA FOLEY DUAS VIAS ADULTO Nº 16 FABRICADA EM LÁTEX (BORRACHA 100% NATURAL) SILICONADA. COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATE 200°C. A Sonda deverá ter em seu marcados em seu corpo o tamanho e capacidade do balão. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.	UND	11600	6,50	75.400,00		Solidor
92	SONDA FOLEY DUAS VIAS ADULTO Nº 18 FABRICADA EM LÁTEX (BORRACHA 100% NATURAL) SILICONADA. COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATE 200°C. A Sonda deverá ter em seu marcados em seu corpo o tamanho e capacidade do balão. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.	UND	10000	5,90	59.000,00		Solidor
93	SONDA FOLEY DUAS VIAS ADULTO Nº 20 FABRICADA EM LÁTEX (BORRACHA 100% NATURAL) SILICONADA. COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATE 200°C. A Sonda deverá ter em seu marcados em seu corpo o tamanho e capacidade do balão. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.	UND	6400	6,00	38.400,00		Solidor

M.A. BATISTA JUNIOR ME. - NRX MEDICAL SYSTEMS

Rua Maria Lucia, 3339 - Bairro Tiradentes - CEP78.910-000 - Porto Velho-RO

Tel: (69) 3214-3031/ 9981-7259 - Email: mabatistalicitacao@outlook.com

NRX Medical Systems

M.A Batista Junior ME.

Rua Maria Lucia, 3339- Bairro Tiradentes- fone: (69)3214-3031/ 9981-7259- CEP78.910-000- Porto Velho-RO

C.N.P.J. 05.885.332/0001-14

Inscrição Estadual 0000000121330-0

Registro CREA 2578EMRO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QDE	VLR. UNIT (R\$)	VLR. TOTAL (R\$)	ANVISA	MARCA / MODELO
106	SONDA GÁSTRICA CURTA Nº 04, EM PVC SILICONADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.	UND	9200	0,55	5.060,00	80212340034	Biobase
107	SONDA GÁSTRICA CURTA Nº 06, EM PVC SILICONADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.	UND	15400	0,70	10.780,00	80212340034	Biobase
113	SONDA GÁSTRICA CURTA Nº 18, EM PVC SILICONADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.	UND	3600	0,90	3.240,00	80286000034	Biosani

M.A. BATISTA JUNIOR ME. - NRX MEDICAL SYSTEMS

Rua Maria Lucia, 3339 - Bairro Tiradentes - CEP78.910-000 - Porto Velho-RO

Tel: (69) 3214-3031/ 9981-7259 - Email: mabatistalicitacao@outlook.com

NRX Medical Systems

M.A Batista Junior ME.

Rua Maria Lucia, 3339- Bairro Tiradentes- fone: (69)3214-3031/ 9981-7259- CEP78.910-000- Porto Velho-RO

C.N.P.J. 05.885.332/0001-14

Inscrição Estadual 0000000121330-0

Registro CREA 2578EMRO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QDE	VLR. UNIT (R\$)	VLR. TOTAL (R\$)	ANVISA	MARCA / MODELO
117	SONDA GÁSTRICA LONGA Nº 04, EM PVC SILICONADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.	UND	4800	0,80	3.840,00	80212340034	Biobase
118	SONDA GÁSTRICA LONGA Nº 06, EM PVC SILICONADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.	UND	9600	0,71	6.816,00	80212340034	Biobase
119	SONDA GÁSTRICA LONGA Nº 08, EM PVC SILICONADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.	UND	10200	0,77	7.854,00	80212340034	Biobase

M.A. BATISTA JUNIOR ME. - NRX MEDICAL SYSTEMS

Rua Maria Lucia, 3339 - Bairro Tiradentes - CEP78.910-000 - Porto Velho-RO

Tel: (69) 3214-3031/ 9981-7259 - Email: mabatistalicitacao@outlook.com

NRX Medical Systems

M.A Batista Junior ME.

Rua Maria Lucia, 3339- Bairro Tiradentes- fone: (69)3214-3031/ 9981-7259- CEP78.910-000- Porto Velho-RO

C.N.P.J. 05.885.332/0001-14

Inscrição Estadual 0000000121330-0

Registro CREA 2578EMRO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QDE	VLR. UNIT (R\$)	VLR. TOTAL (R\$)	ANVISA	MARCA / MODELO
120	SONDA GÁSTRICA LONGA Nº 10, EM PVC SILICONADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.	UND	10400	0,84	8.736,00	80212340034	Biobase
121	SONDA GÁSTRICA LONGA Nº 12, EM PVC SILICONADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.	UND	11600	1,00	11.600,00	80212340034	Biobase
122	SONDA GÁSTRICA LONGA Nº 14, EM PVC SILICONADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS	UND	9600	1,00	9.600,00	80212340034	Biobase

M.A. BATISTA JUNIOR ME. - NRX MEDICAL SYSTEMS

Rua Maria Lucia, 3339 - Bairro Tiradentes - CEP78.910-000 - Porto Velho-RO

Tel: (69) 3214-3031/ 9981-7259 - Email: mabatistalicitacao@outlook.com

NRX Medical Systems

M.A Batista Junior ME.

Rua Maria Lucia, 3339- Bairro Tiradentes- fone: (69)3214-3031/ 9981-7259- CEP78.910-000- Porto Velho-RO

C.N.P.J. 05.885.332/0001-14

Inscrição Estadual 0000000121330-0

Registro CREA 2578EMRO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QDE	VLR. UNIT (R\$)	VLR. TOTAL (R\$)	ANVISA	MARCA / MODELO
123	SONDA GÁSTRICA LONGA Nº 16, EM PVC SILICONADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.	UND	9600	1,00	9.600,00	80212340034	Biobase
124	SONDA GÁSTRICA LONGA Nº 18, EM PVC SILICONADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.	UND	8800	1,00	8.800,00	80212340034	Biobase
125	SONDA GÁSTRICA LONGA Nº 20, EM PVC SILICONADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.	UND	8800	1,20	10.560,00	80212340034	Biobase

M.A. BATISTA JUNIOR ME. - NRX MEDICAL SYSTEMS

Rua Maria Lucia, 3339 - Bairro Tiradentes - CEP78.910-000 - Porto Velho-RO

Tel: (69) 3214-3031/ 9981-7259 - Email: mabatistalicitacao@outlook.com

NRX Medical Systems

M.A Batista Junior ME.

Rua Maria Lucia, 3339- Bairro Tiradentes- fone: (69)3214-3031/ 9981-7259- CEP78.910-000- Porto Velho-RO

C.N.P.J. 05.885.332/0001-14

Inscrição Estadual 0000000121330-0

Registro CREA 2578EMRO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QDE	VLR. UNIT (R\$)	VLR. TOTAL (R\$)	ANVISA	MARCA / MODELO
126	SONDA GÁSTRICA LONGA Nº 22, EM PVC SILICONADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.	UND	6400	1,30	8.320,00	80212340034	Biobase
127	SONDA GÁSTRICA LONGA Nº 24, EM PVC SILICONADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.	UND	4400	1,40	6.160,00	80212340034	Biobase
141	SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL INFANTIL CONFECCIONADA EM 100% SILICONE GRAU FARMACÊUTICO Nº 08 - CONSTITUÍDA DE TUBO RADIOPACO BRANCO, CONECTOR PROXIMAL EM "Y" ADAPTÁVEL A TODOS OS TIPOS DE EQUIPO. GUIA DE INSERÇÃO EM AÇO INOX. DEVE ACOMPANHAR BISNAGA COM LUBRIFICANTE PARA FACILITAÇÃO DA RETIRADA DO GUIA E/OU PRÉ-LUBRIFICADA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS. <u>OFERECEMOS EM POLIURETANO JA LUBRIFICADA</u>	UND	4200	13,00	54.600,00	80019160013	Solumed

M.A. BATISTA JUNIOR ME. - NRX MEDICAL SYSTEMS

Rua Maria Lucia, 3339 - Bairro Tiradentes - CEP78.910-000 - Porto Velho-RO

Tel: (69) 3214-3031/ 9981-7259 - Email: mabatistalicitacao@outlook.com

NRX Medical Systems

M.A Batista Junior ME.

Rua Maria Lucia, 3339- Bairro Tiradentes- fone: (69)3214-3031/ 9981-7259- CEP78.910-000- Porto Velho-RO

C.N.P.J. 05.885.332/0001-14

Inscrição Estadual 0000000121330-0

Registro CREA 2578EMRO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QDE	VLR. UNIT (R\$)	VLR. TOTAL (R\$)	ANVISA	MARCA / MODELO
155	SONDA URETRAL Nº 08 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.	UND	13600	0,64	8.704,00	80286009007	Biosani
156	SONDA URETRAL Nº 10 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS	UND	53600	0,64	34.304,00	80286009007	Biosani
157	SONDA URETRAL Nº 12 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.	UND	58000	0,70	40.600,00	80286009007	Biosani

M.A. BATISTA JUNIOR ME. - NRX MEDICAL SYSTEMS

Rua Maria Lucia, 3339 - Bairro Tiradentes - CEP78.910-000 - Porto Velho-RO

Tel: (69) 3214-3031/ 9981-7259 - Email: mabatistalicitacao@outlook.com

NRX Medical Systems

M.A Batista Junior ME.

Rua Maria Lucia, 3339- Bairro Tiradentes- fone: (69)3214-3031/ 9981-7259- CEP78.910-000- Porto Velho-RO

C.N.P.J. 05.885.332/0001-14

Inscrição Estadual 0000000121330-0

Registro CREA 2578EMRO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QDE	VLR. UNIT (R\$)	VLR. TOTAL (R\$)	ANVISA	MARCA / MODELO
163	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 04 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.	UND	21000	0,65	13.650,00	80286000037	Biosani
164	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 06 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.	UND	50200	0,56	28.112,00	80286000037	Biosani
165	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.	UND	46400	0,62	28.768,00	80286000037	Biosani

M.A. BATISTA JUNIOR ME. - NRX MEDICAL SYSTEMS

Rua Maria Lucia, 3339 - Bairro Tiradentes - CEP78.910-000 - Porto Velho-RO

Tel: (69) 3214-3031/ 9981-7259 - Email: mabatistalicitacao@outlook.com

NRX Medical Systems

M.A Batista Junior ME.

Rua Maria Lucia, 3339- Bairro Tiradentes- fone: (69)3214-3031/ 9981-7259- CEP78.910-000- Porto Velho-RO

C.N.P.J. 05.885.332/0001-14

Inscrição Estadual 0000000121330-0

Registro CREA 2578EMRO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QDE	VLR. UNIT (R\$)	VLR. TOTAL (R\$)	ANVISA	MARCA / MODELO
166	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS	UND	61200	0,65	39.780,00	80286000037	Biosani
167	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS	UND	39600	0,80	31.680,00	80286000037	Biosani
168	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 18 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS	UND	12000	0,90	10.800,00	80286000037	Biosani

M.A. BATISTA JUNIOR ME. - NRX MEDICAL SYSTEMS

Rua Maria Lucia, 3339 - Bairro Tiradentes - CEP78.910-000 - Porto Velho-RO

Tel: (69) 3214-3031/ 9981-7259 - Email: mabatistalicitacao@outlook.com

NRX Medical Systems

M.A Batista Junior ME.

Rua Maria Lucia, 3339- Bairro Tiradentes- fone: (69)3214-3031/ 9981-7259- CEP78.910-000- Porto Velho-RO

C.N.P.J. 05.885.332/0001-14

Inscrição Estadual 0000000121330-0

Registro CREA 2578EMRO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QDE	VLR. UNIT (R\$)	VLR. TOTAL (R\$)	ANVISA	MARCA / MODELO
169	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 20 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS	UND	7800	0,95	7.410,00	80286000037	Biosani
171	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.	UND	36.900	0,55	20.295,00	80286000037	Biosani
172	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.	UND	15.900	0,58	9.222,00	80286000037	Biosani
Valor Total da Proposta (R\$):					3.365.641,00		
Valor Total da Proposta por Extenso (R\$): Treês milhões, trezentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e um reais							

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência

M.A. BATISTA JUNIOR ME. - NRX MEDICAL SYSTEMS

Rua Maria Lucia, 3339 - Bairro Tiradentes - CEP78.910-000 - Porto Velho-RO

Tel: (69) 3214-3031/ 9981-7259 - Email: mabatistalicitacao@outlook.com

NRX Medical Systems

M.A Batista Junior ME.

Rua Maria Lucia, 3339- Bairro Tiradentes- fone: (69)3214-3031/ 9981-7259- CEP78.910-000- Porto Velho-RO

C.N.P.J. 05.885.332/0001-14

Inscrição Estadual 0000000121330-0

Registro CREA 2578EMRO

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, mão-de-obra e todos os tributos, impostos e encargos fiscais, sociais trabalhistas, previdenciários e comerciais, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos e, ainda, os gastos com transporte e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas.

- **Prazo de Validade da Proposta:** 60 (Sessenta) dias corridos, a contar da data apresentação da sua proposta de preços;
- **Prazo de Entrega:** 30 (dias) dias corridos, contado a partir da confirmação de recebimento da Nota de Empenho.
- **Local de Entrega:** Central de Abastecimento farmacêutico – CAF II: Rua: Aparício de Moraes nº. 4378 Bairro - Setor Industrial, - Telefone: (69) 3216–5759 - Porto Velho, Rondônia
- **Garantia do Produto:** Garantia de 12 (doze) meses, contra defeitos (vícios redibitórios), no que diz respeito à falhas ou defeitos ocultos existente no objeto passível de o tornarem impróprio ao uso a que se destina ou lhe diminuir sensivelmente o valor, de tal modo que o ato negocial não se realizaria se esses defeitos fossem conhecidos;
- O produto ofertado deverá atender aos dispositivos da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e às demais legislações pertinentes
- **Condições de Pagamento:** conforme ao edital;
- **Dados Bancários:** Banco do Brasil; Agência: 3231-X; Conta Corrente: 11.463-4;

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, e para esse fim fornecemos os seguintes dados

Licitante: **M. A. BATISTA JUNIOR ME** – NRX MEDICAL SYSTEMS CPNJ: 05.885.332/0001-14

Endereço: Rua Maria Lucia, 3339, Bairro Tiradentes. Porto Velho/RO. Tel/Fax: (69) 3214-3031/9982-6821. Email: mabatistalicitacao@outlook.com

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

M. A. BATISTA JUNIOR ME – NRX MEDICAL SYSTEMS, apresenta, os dados de seu Representante Legal, para assinatura do eventual CONTRATO:

Representante Legal: Mario Alaercio Batista Júnior - Cargo: Socio-Gerente - CPF n: 742.446.472-87 - RG n. 710.633 SSP/RO

Nacionalidade: Brasileira

Estado Civil: Casado

Profissão: Representante Comercial

Dados Bancários: Banco do Brasil; Ag.: 3231-X; C/C: 11.463-4



Mario A. Batista Junior
NRX Medical Systems
CPF nº 742.446.472-87

05.885.332/0001-14
M. A. BATISTA JUNIOR - ME
Rua. Maria Lucia nº. 3339
Bairro Tiradentes - CEP. 78.910-000
PORTO VELHO - RO

Registro ANVISA nº 80212340034 - Sonda nasogástrica

Área
8 - CORRELATOS
Registro
80212340034
Produto
Sonda nasogástrica
Nome Técnico
Sondas
Autorização
8021234
Processo
25351.287826/2018-51
Validade/Situação
VIGENTE Publicado deferimento
» conforme visto em 01/05/2020
Apresentação/Modelo
Sonda Nasogástrica Longa Nº 04, Sonda Nasogástrica Longa Nº 06, Sonda Nasogástrica Longa Nº 08, Sonda Nasogástrica Longa Nº 10, Sonda Nasogástrica Longa Nº 12, Sonda Nasogástrica Longa Nº 14, Sonda Nasogástrica Longa Nº 16, Sonda Nasogástrica Longa Nº 18, Sonda Nasogástrica Longa Nº 20, Sonda Nasogástrica Longa Nº 22, Sonda Nasogástrica Longa Nº 24. Sonda Nasogástrica Curta Nº 04, Sonda Nasogástrica Curta Nº 06, Sonda Nasogástrica Curta Nº 08, Sonda Nasogástrica Curta Nº 10, Sonda Nasogástrica Curta Nº 12, Sonda Nasogástrica Curta Nº 14, Sonda Nasogástrica Curta Nº 16, Sonda Nasogástrica Curta Nº 18, Sonda Nasogástrica Curta Nº 20, Sonda Nasogástrica Curta Nº 22 e Sonda Nasogástrica Curta Nº 24
Classificação de Risco
II - MEDIO RISCO
Nome da Empresa/Detentor
BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. (05.216.859/0001-56) -
Origem
FABRICANTE - BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - BRASIL
Última Atualização
01/05/2020

Este registro é válido.

Tabela TUSS

A lista abaixo apresenta os códigos TUSS para este registro.
Esta lista está atualizada perante a tabela de 09/2016.
Nenhum código TUSS encontrado para este registro.

A lista abaixo apresenta os documentos técnicos encontrados na anvisa para o Processo deste registro.

Petição/Protocolo	Data	Assunto	Situação
-	15/05/2018	MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico	Foi publicado o deferimento do processo ou da petição.

Diário Oficial da União

Registro ANVISA nº 80286009007 - SONDA URETRAL

Área
8 - CORRELATOS
Registro
80286009007
Produto
SONDA URETRAL
Nome Técnico
Sondas
Autorização
8028600
Processo
25351.001205/2011-21
Validade/Situação
VIGENTE Publicado deferimento
» conforme visto em 01/05/2020
Apresentação/Modelo
SONDA URETRAL 04, SONDA URETRAL 06, SONDA URETRAL 08, SONDA URETRAL 10, SONDA URETRAL 12, SONDA URETRAL 14, SONDA URETRAL 16, SONDA URETRAL 18, SONDA URETRAL 20, SONDA URETRAL 22, SONDA URETRAL 24.
Classificação de Risco
II - MEDIO RISCO
Nome da Empresa/Detentor
BIOSANI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA (06.143.681/0001-23)
Origem
FABRICANTE - BIOSANI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA - BRASIL
Última Atualização
01/05/2020

Este registro é válido.

Tabela TUSS

A lista abaixo apresenta os códigos TUSS para este registro.
Esta lista está atualizada perante a tabela de 09/2016.
Nenhum código TUSS encontrado para este registro.

Documentos Técnicos

A lista abaixo apresenta os documentos técnicos encontrados na anvisa para o Processo deste registro.

Petição/Protocolo	Data	Assunto	Situação
-	23/12/2010	MATERIAL - Cadastro de Material de Uso Médico	Foi publicado o deferimento do processo ou da petição.

Diário Oficial da União

Registro ANVISA nº 80286000037 - SONDA DE ASPIRAÇÃO

Área
8 - CORRELATOS
Registro
80286000037
Produto
SONDA DE ASPIRAÇÃO
Nome Técnico
Sondas
Autorização
8028600
Processo
25351.533995/2011-38
Validade/Situação
VIGENTE Publicado deferimento
» conforme visto em 01/05/2020
Apresentação/Modelo
SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº 04, SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº 06, SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº 08, SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº 10, SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº 12, SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº 14, SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº 16, SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº 18, SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº 20, SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº 22, SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº 24, SONDA DE ASPIRAÇÃO COM VÁLVULA Nº 04, SONDA DE ASPIRAÇÃO COM VÁLVULA Nº 06, SONDA DE ASPIRAÇÃO COM VÁLVULA Nº 08, SONDA DE ASPIRAÇÃO COM VÁLVULA Nº 10, SONDA DE ASPIRAÇÃO COM VÁLVULA Nº 12, SONDA DE ASPIRAÇÃO COM VÁLVULA Nº 14, SONDA DE ASPIRAÇÃO COM VÁLVULA Nº 16.
Classificação de Risco
II - MEDIO RISCO
Nome da Empresa/Detentor
BIOSANI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA (06.143.681/0001-23)
Origem
FABRICANTE - BIOSANI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA - BRASIL
Última Atualização
01/05/2020

Este registro é válido.

Tabela TUSS

A lista abaixo apresenta os códigos TUSS para este registro.
Esta lista está atualizada perante a tabela de 09/2016.
Nenhum código TUSS encontrado para este registro.

Documentos Técnicos

A lista abaixo apresenta os documentos técnicos encontrados na anvisa para o Processo deste registro.

Petição/Protocolo	Data	Assunto	Situação
-	29/08/2011	MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico	Foi publicado o deferimento do processo ou da petição.
192644206	20/01/2020	MATERIAL ? Alteração de informações em cadastro	Em exigência
3203629199	20/11/2019	MATERIAL ? Alteração de informações em cadastro	Publicado indeferimento

Diário Oficial da União

2020

Email: comercial@biosani.net.br

Ficha Técnica de Produtos



Tel:(43) 3557-4814

www.biosani.net.br

Av: Thereza de Souza Carneiro, 1327, Distrito Industrial Hugo Parin, CEP: 84990-000
Arapoti-PR, Insc. Estadual: 9030347851, CNPJ: 06.143.681/0001-23

Linha Médico-Hospitalar

SONDA URETRAL

INDICAÇÃO, FINALIDADE, OU USO A QUE SE DESTINA O PRODUTO

A sonda Uretral é um artigo médico estéril, siliconizado e de uso único, indicado para realizar a drenagem urinária em pacientes com distúrbio urológico. É uma sonda de alívio (permanência curta).

A sonda Uretral apresenta-se como um tubo de PVC flexível com uma das extremidades no modelo fechado e com dois (2) orifícios nas laterais, onde essa ponta da sonda deve estar isenta de rebarba. Já na outra extremidade (distal) apresenta um conector com tampa.

A sonda uretral tem a finalidade de: Preparar o paciente para determinadas cirurgias; evitar que o paciente urine, de forma espontânea; aliviar distensão vesical pela retenção da urina; Em casos excepcionais obter uma amostra estéril de urina.

FORMAS DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

A sonda Uretral é embalada individualmente em um pouch que apresenta em um dos lados papel grau cirúrgico e, do outro, filme em polietileno/polipropileno, vedado pôr termo selagem e esterilizado por oxido de etileno.

Comercializada nas Seguintes Apresentações:

SONDA URETRAL N°

04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24
35 cm

DESCRIÇÃO DETALHADA DO PRODUTO

TUBO DE PVC	04	06	08	10	12	14	16	18	20	22	24
Comprimento (cm)	40										
Diâmetro externo (mm)	1,65	2,25	2,85	3,25	3,9	4,65	5,2	5,9	6,4	7,0	7,6
Diâmetro interno (mm)	0,9	1,2	1,5	2,0	2,6	3,3	3,6	4,0	4,5	5,0	5,3
Tolerância (mm)	± 0,15			± 0,20			± 0,25		± 0,30		

DESCRIÇÃO DETALHADA DOS COMPONENTES

Tubo PVC: O tubo é confeccionado em PVC (policloreto de vinila), siliconizado, transparente, flexível nos calibres 04 ao 24, possui dureza (shore A 75), é atóxico, possui superfície lisa, paredes regulares, livre de dobras e estrangulamentos. Apresenta variações de diâmetro para cada calibre de sonda, de acordo com a tabela acima, sendo que em uma das extremidades possui ponta fechada com 2 orifícios laterais. A outra extremidade (distal) apresenta um conector com tampa.

Conector: Confeccionado em composto ABS Terulan GP35 rígido, próprio para injeção, devendo estar livre de impurezas e contaminantes, sendo um produto atóxico e apirogênico.

Tampa para sonda: Confeccionada em Polietileno de baixa densidade de cor natural ou pigmentada.

Embalagem primária: Papel Grau Cirúrgico – Papel Medical 60 g/m2 sem laca. Filme de polipropileno/polietileno 0.6



Embalagem secundária: Caixa de Papelão com onda simples cor parda.

MODO DE USO

- ✓ Retirar o produto da embalagem utilizando técnica asséptica;
- ✓ Introduzir a sonda conforme técnica médica;
- ✓ O procedimento com a sonda uretral deve ser realizado por um profissional habilitado com domínio da técnica;
- ✓ Esperar escoar a urina dentro da cuba-rim;
- ✓ Retirar a sonda utilizando técnica asséptica;

PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS, CUIDADOS ESPECIAIS E ESCLARECIMENTOS SOBRE O USO DO PRODUTO.

- ✓ O produto não apresenta riscos desde que observada a sua correta utilização de acordo com técnicas médicas;
- ✓ Este produto destina-se a ser utilizado por profissionais habilitados e devidamente treinado na técnica própria à ser utilizada;
- ✓ A escolha e as orientações quanto ao uso das sondas devem ser feitas pelo médico;
- ✓ A conexão entre o tubo de PVC e os conectores deve suportar as condições normais de uso do produto;
- ✓ O produto deve ser armazenado em local seco, arejado e longe do contato do solo, protegido de forma a evitar danos a embalagem;
- ✓ Usar o produto somente quando todos os seus componentes estiverem integralmente constituídos, sem furos, quebras, rebarbas, componentes soltando, presença de material estranho.
- ✓ A embalagem deve estar perfeitamente lacrada, não podendo estar: danificada, perfurada ou úmida;
- ✓ Deve estar impresso o número do lote legível, não devendo ser usado fora do prazo de validade.
- ✓ O produto não pode apresentar vazamentos durante o uso, no caso desta ocorrência substituir o produto;
- ✓ Produto de uso único estéril e apirogênico. Deve ser descartado após o uso. Não podendo ser reutilizado;

CONDIÇÃO DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

- ✓ Manter em local seco, limpo e em temperatura ambiente.



Registro: M.S.
Nº 8.02860.0.9007



SOLUMED MATERIAIS MÉDICOS LTDA.
Estrada da Graciosa, 5711 - Colombo | PR
CEP 83412 - 460

|41| 3663-7235

www.solumed.ind.br
solumed@solumed.ind.br

INDÚSTRIA BRASILEIRA



SONDA
PARA
NUTRIÇÃO
ENTERAL



Conheça a Solumed

A Solumed Materiais Médicos Ltda. atua no ramo de fabricação de materiais médico-hospitalar desde 2001, sempre buscando desenvolver e aperfeiçoar produtos para a área médica. Adotando como Política, oferecer produtos com alta confiabilidade e compatíveis com as expectativas dos nossos clientes e a realidade do mercado médico-hospitalar brasileiro. E tendo como Política de Qualidade, assegurar que as atividades sejam conduzidas de forma que o ciclo virtuoso, colaboradores – produto – qualidade – preço justo – cliente, atenda e supere as expectativas.



Estabelecida no município de Colombo, Paraná, em ampla sede própria, atendendo todas as exigências legais da Vigilância Sanitária, ANVISA e outros órgãos fiscalizadores.



CONHEÇA A QUALIDADE E VANTAGENS DA

SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL SOLUMED

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Código	Modelo	Diâmetro	Comprimento*
320	SNE 06 PU	06 FR	60 cm
324	SNE 08 PU	08 FR	100 cm
378	SNE 10 PU	10 FR	120 cm
380	SNE 12 PU	12 FR	120 cm

*Outras medidas sob consulta.

- > Sonda confeccionada em Poliuretano, biocompatível, atóxica, macia e flexível.
- > Totalmente radiopaca nos tamanhos 06FR e 08FR.
- > Com linha radiopaca nos tamanhos 10FR e 12FR.
- > Conexão universal em “Y”, que permite perfeita adaptação em seringas e equipos.
- > Marcação numérica de 10 em 10 cm em toda a sua extensão.

- > Guia flexível em aço inoxidável.
- > Ponta distal com peso.

- > Esterilizada a Óxido de Etileno.

Este produto está sob regime de cadastro junto a MS/ANVISA 80019160013.



PRINCIPAIS INDICAÇÕES

- > Dificuldade para mastigar e deglutir
- > Estenose ou obstrução esofágica
- > Pacientes inconscientes
- > Pacientes com ventilação mecânica

CONTRAINDICAÇÕES

- > Obstrução intestinal completa
- > Íleo paralítico
- > Diarréia grave
- > Fistulas intestinais de alto débito

Embalagem envelope diferenciada



Instalar o Flash >

Escolha uma
CATEGORIA

Produto:

Marca:

Categoria:

BUSCAR

Instalar o Flash >

Produtos > Anestesia > Tubos/Sondas



Sonda Endotraqueal Aramada com Balão

Sonda endotraqueal aramada (espiralada) em aço inox, em PVC termosensível descartável e transparente com balão pré-moldado de baixa pressão e alto volume, balão de controle de pressão com válvula de segurança e encaixe para seringas Luer e Luer-Lock, conector branco colocado, marca radiopaca, graduado, extremidade distal retraída e atraumática com orifício lateral MURPHY, para intubação oral ou nasal, estéril, "Látex Free". Não contém DEHP

TAMANHOS: 3,5/ 4,0 / 4,5 / 5,0 / 5,5 / 6,0 / 6,5 / 7,0 / 7,5 / 8,0 / 8,5 / 9,0 / 9,5 e 10,0 mm

Cód.: 9703

Marca: BCI Medical

VOLTAR

BY CONSULTOR NET
Desenvolvido e Hospedado

Instalar o Flash >

Escolha uma
CATEGORIA

Instalar o Flash >


Produto:

Marca:

Categoria:

BUSCAR

Produtos > Anestesia > Tubos/Sondas



Conjunto Sonda Endobronquial de Duplo Lúmen (Tipo Robertshaw)

Sonda endobronquial de duplo lúmen tipo Robertshaw, sem gancho de carina, para intubação bronquial seletiva direito ou esquerdo, em PVC termosensível descartável, transparente, graduado, linha radiopaca contínua, balão traqueal incolor de baixa pressão e alto volume com balão de controle incolor; balão bronquial azul de baixa pressão e alto volume com balão de controle azul, encaixes para seringas Luer e Luer-Lock com válvula de segurança, conectores standard semi-montados. Acompanha: 4 sondas de aspiração transparentes com dispositivo regulador, 2 intermediários em ângulo de diferentes cores; 2 conectores giratórios transparentes; 1 intermediário transparente em "Y", 1 chave para extração de conectores e 1 mandril auxiliar à introdução, estéril, "Látex Free". Não contém DEHP

TAMANHOS: Ch. 26 – 28 – 35 – 37 – 39 – 41

Cód.: 9791 (direito) / 9792 (esquerdo)

Marca: BCI Medical

VOLTAR

BY CONSULTOR NET
Desenvolvido e Hospedado

Instalar o Flash >

Escolha uma
CATEGORIA

Produto:


Marca:

Categoria:

BUSCAR

Instalar o Flash >

Produtos > Anestesia > Tubos/Sondas



Conjunto Sonda Endobronquial de Duplo Lúmen (Tipo Carlens)

Sonda endobronquial de duplo lúmen, tipo Carlens, com gancho de carina, para intubação bronquial seletiva pulmão direito ou esquerdo, em PVC termosensível, descartável, transparente, graduado, linha radiopaca contínua, balão traqueal incolor de baixa pressão e alto volume com balão de controle incolor; balão bronquial azul de baixa pressão e alto volume com balão de controle azul, encaixes para seringas Luer e Luer-Lock com válvula de segurança, conectores standard semi-montado. Acompanha: 4 sondas de aspiração transparentes com dispositivo regulador; 2 intermediários em ângulo de diferentes cores; 2 conectores giratórios transparentes; 1 intermediário transparente em "Y", 1 chave para extração de conectores e 1 mandril auxiliar à introdução, estéril, "Látex Free". Não contém DEHP

TAMANHOS : CH. 35 – 37 – 39 – 41

Cód.: 9772 (direito) / 9773 (esquerdo)

Marca: BCI Medical

VOLTAR

BY CONSULTOR NET

Desenvolvido e Hospedado



SONDAS GÁSTRICAS

1. NOME DO PRODUTO:

Sonda Gástrica (Nasogástrica Longa e Nasogástrica Curta).

2. MARCA:

Biobase.

3. FABRICANTE:

Biobase Indústria e Comércio Ltda.

Rua dos Oitis, Nº 80 – Distrito Industrial

CEP: 37.556 – 836

Pouso Alegre/MG.

Fone/Fax: (35) 3427-7000

CNPJ: 05.216.859/0001-56

4. REGISTRO:

Produto registrado na ANVISA sob nº 80212340034.

5. DESCRIÇÃO DO PRODUTO E FORMA DE APRESENTAÇÃO:

Artigo médico-hospitalar de uso único e estéril, que é utilizado em pacientes impossibilitados de ingerir alimentos ou medicamentos; esvaziamento e lavagem gástrica em pacientes com intoxicação e coleta/amostra para diagnósticos.

BIOBASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ : 05.216.859/0001-56 INSC. EST.: 525.185.259.0052

Rua dos Oitis, n.º 80 – Distrito Industrial – CEP: 37.556-836 – Pouso Alegre/ MG

Tel.: (35) 3427-7000

SONDAS GÁSTRICAS


O produto é composto por tubo e conector com tampa, confeccionados em PVC e está disponível nas seguintes apresentações:

Gástrica (Nasogástrica Longa):

Números 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 e 24.

Produto mede cerca de 110 cm de comprimento.

Orifícios (furos) e ponta:



BIOBASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ : 05.216.859/0001-56 INSC. EST.: 525.185.259.0052

Rua dos Oitis, n. ° 80 – Distrito Industrial – CEP: 37.556-836 – Pouso Alegre/ MG

Tel.: (35) 3427-7000


SONDAS GÁSTRICAS

Gástrica (Nasogástrica Curta):

Números 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 e 24.

Produto mede cerca de 40 cm de comprimento.

Orifícios (furos) e ponta:



Usualmente as sondas curtas são utilizadas em crianças e as sondas longas em adultos.

O princípio de funcionamento é a passagem do tubo de PVC (sonda), pelas vias aéreas (nariz ou traqueia), até o estômago; a fim de drenagem ou alimentação.

BIOBASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ : 05.216.859/0001-56 INSC. EST.: 525.185.259.0052

Rua dos Oitis, n. ° 80 – Distrito Industrial – CEP: 37.556-836 – Pouso Alegre/ MG

Tel.: (35) 3427-7000



SONDAS GÁSTRICAS

6. PRAZO DE VALIDADE:

04 (quatro) anos a partir da data de esterilização.

7. PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO:

Óxido de Etileno ou Radiação Ionizante.

8. COMPONENTES DO PRODUTO:

O produto é composto por tubo e conector com tampa, confeccionados em PVC.

9. EMBALAGEM:

O produto é embalado em *pouche* de papel grau cirúrgico (esterilização em óxido de etileno) ou em embalagem plástica (esterilização por radiação ionizante).

O produto é embalado em embalagem única e individual.

10. PROCEDIMENTO PARA UTILIZAÇÃO E CONTROLE:

- Observe o aspecto geral da embalagem. Caso encontrar-se danificada, não utilize o produto;
 - Observe o prazo de validade do produto. Caso encontrar-se vencido, não utilize o produto;
 - Abra a embalagem assepticamente;
-
- Eleve a cabeça do paciente cerca de 45°;

BIOBASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ : 05.216.859/0001-56 INSC. EST.: 525.185.259.0052

Rua dos Oitis, n. ° 80 – Distrito Industrial – CEP: 37.556-836 – Pouso Alegre/ MG

Tel.: (35) 3427-7000



SONDAS GÁSTRICAS

- Introduza a sonda, assepticamente, em uma das narinas pedindo ao paciente que degluta;
- Observe sinais de cianose, dispneia e tosse;
- Verifique, de acordo com os procedimentos do corpo clínico, se a sonda está no local adequado;
- Feche ou conecte a sonda ao coletor;
- Fixe a sonda não tracionando a narina;
- A introdução e a movimentação da sonda devem ser feitas delicadamente, para não causar grande desconforto ou machucar o paciente;
- Após a administração, descarte o produto de acordo com as normas de destino de materiais hospitalares.

11. EFEITOS COLATERAIS:

O produto não apresenta efeitos colaterais, desde que utilizado corretamente de acordo com a finalidade de seu uso.

12. CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO:

Conservar o produto em local limpo, seco e ao abrigo da luz solar e entre temperatura de 15 a 35°C.

O empilhamento máximo deve ser de 10 caixas.

13. PRECAUÇÕES:

Artigo médico-hospitalar de uso único. Não utilizar o produto caso a embalagem esteja danificada e/ou o prazo de validade vencido.

As condições de esterilização estão asseguradas dentro do prazo de validade de 04 (quatro) anos, desde que a embalagem não esteja danificada.

BIOBASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ : 05.216.859/0001-56 INSC. EST.: 525.185.259.0052

Rua dos Oitis, n. ° 80 – Distrito Industrial – CEP: 37.556-836 – Pouso Alegre/ MG

Tel.: (35) 3427-7000



SONDAS GÁSTRICAS

Caso a embalagem esteja danificada e/ou o prazo de validade estiver vencido, não utilizar o produto.

Promover a introdução e retirada da sonda com delicadeza, pois movimentos bruscos podem causar desconforto e/ou dor ao paciente.

No transporte e manuseio, devem ser tomadas precauções para que não ocorram danos à embalagem e ao produto.

Produto estéril de uso único, destruir após o uso e proibido reprocessar.

14. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR (SAC):

Informações, dúvidas, críticas e/ou sugestões; entrar em contato com o SAC Biobase:

Fone/Fax: (35) 3427-7029

E-mail: qualidade2@biobase.ind.br

15. FOTOS DO PRODUTO:

BIOBASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ : 05.216.859/0001-56 INSC. EST.: 525.185.259.0052

Rua dos Oitis, n. ° 80 – Distrito Industrial – CEP: 37.556-836 – Pouso Alegre/ MG

Tel.: (35) 3427-7000

SONDAS GÁSTRICAS



Nasogástrica Longa

Nasogástrica Curta

Nota: A cor do conector pode variar.

BIOBASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ : 05.216.859/0001-56 INSC. EST.: 525.185.259.0052

Rua dos Oitis, n. ° 80 – Distrito Industrial – CEP: 37.556-836 – Pouso Alegre/ MG

Tel.: (35) 3427-7000

2020

Email: comercial@biosani.net.br

Ficha Técnica de Produtos



Tel:(43) 3557-4814

www.biosani.net.br

Av: Thereza de Souza Carneiro, 1327, Distrito Industrial Hugo Parin, CEP: 84990-000
Arapoti-PR, Insc. Estadual: 9030347851, CNPJ: 06.143.681/0001-23

linha Médico-Hospitalar

SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL

INDICAÇÃO, FINALIDADE, OU USO A QUE SE DESTINA O PRODUTO

A Sonda Aspiração é um artigo médico hospitalar estéril, siliconizado e de uso único, indicado para realizar a aspiração de secreções traqueobrônquicas, trata-se de uma necessidade de manutenção as vias aéreas sem secreções e essencial para garantir a eficácia das trocas gasosas e a prevenção de complicações pulmonares. A aspiração de secreções traqueobrônquicas consiste na introdução de uma sonda nas vias respiratórias do paciente, para a extração de secreções. Para que a secreção seja removida, a sonda de aspiração deve ser conectada a um aspirador com pressão de sucção. O processo de aspiração é definido como o movimento de fluidos e gases de um lugar para outro por gradiente de pressão. A Sonda de Aspiração deve ser usada em um sistema aberto e de uso transitório, não deve ser usado no paciente por mais de 60 minutos. Deve ser assegurada a compatibilidade de uso com o aspirador de sucção. No modelo com válvula possui um conector que permite o controle manual do fluxo

FORMAS DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

A sonda de Aspiração é embalada individualmente em um pouch que apresenta em um dos lados papel grau cirúrgico e, do outro, filme em polietileno/polipropileno, vedado por termo selagem e esterilizado por oxido de etileno

COMERCIALIZADO NAS SEGUINTE APRESENTAÇÕES:

SONDA DE ASPIRAÇÃO N°

04	06	08	10	12	14	16	18	20	22	24
40 cm			46 cm							

SONDA DE ASPIRAÇÃO COM VÁLVULA N°

04	06	08	10	12	14	16
40 cm			46 cm			

DESCRIÇÃO DETALHADA DOS COMPONENTES

Apresenta-se como um tubo de PVC siliconizado, flexível, com uma das extremidades com a ponta no modelo aberta, com 2 orifícios alternados para a aspiração. A outra extremidade (distal) apresenta um conector ou conector e válvula dependendo do modelo.

TUBO DE PVC	04	06	08	10	12	14	16	18	20	22	24
Comprimento (cm)	40			46							
Diâmetro externo (mm)	1,65	2,25	2,85	3,25	3,9	4,65	5,2	5,9	6,4	7,0	7,6
Diâmetro interno (mm)	0,9	1,2	1,5	2,0	2,6	3,3	3,6	4,0	4,5	5,0	5,3
Tolerância (mm)	± 0,15			± 0,20				± 0,30			

Tubo PVC: O tubo é confeccionado em PVC (policloreto de vinila), é um produto siliconizado, atóxico e apirogênico, transparente e flexível. com dureza "shore A 75", tem superfície lisa, paredes regulares, é cortado em 40 centímetros nos números 04, 06 e 08 e em 46 centímetros do número 10 até o 24, livre de dobras, onde apresenta variações de diâmetro para cada calibre de sonda, conforme a tabela acima, Sendo que em uma das extremidades possui ponta no modelo aberta com 2 orifícios.

Conector: Confeccionado em composto ABS Terulan GP35 rígido, próprio para injeção, devendo estar livre de impurezas e contaminantes, sendo um produto atóxico e apirogênico.



2 furos
Aberta

Conector com válvula: Confeccionado em composto ABS Terulan GP35 rígido, próprio para injeção, livre de impurezas e contaminantes, sendo um produto atóxico e apirogênico.

Tampa para sonda: Confeccionado em Polietileno de baixa densidade de cor natural ou pigmentada.

Embalagem primária: Papel Grau Cirúrgico – Papel Medical 60 g/m2 sem laca. Filme de polipropileno/polietileno 0.6.

Embalagem secundária: Caixa de Papelão com onda simples cor parda.

MODO DE USO

- ✓ O procedimento de aspiração deve ser realizado por um profissional habilitado com domínio da técnica;
- ✓ Retirar o produto da embalagem utilizando técnica asséptica;
- ✓ A sonda pode ser introduzida na traqueostomia, na boca ou nas narinas até atingir o local para retirada das secreções conforme indicação médica;
- ✓ Introduzir a sonda conforme técnica médica;
- ✓ Conectar ao aspirador;
- ✓ Após a aspiração das secreções, desconectar o aspirador e retirar a sonda.

PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS, CUIDADOS ESPECIAIS E ESCLARECIMENTOS SOBRE O USO DO PRODUTO.

- ✓ O produto não apresenta riscos desde que observada a sua correta utilização de acordo com técnicas médicas.
- ✓ Este produto destina-se a ser utilizado por profissionais habilitados e devidamente treinados.
- ✓ A conexão entre o tubo de PVC e os conectores deve suportar as condições normais de uso do produto.
- ✓ O produto deve ser armazenado em local seco, arejado e longe do contato do solo, protegido de forma a evitar danos à embalagem.
- ✓ Usar o produto somente quando todos os seus componentes estiverem integralmente constituídos, sem furos, quebras, rebarbas, soltos ou com presença de material estranho.
- ✓ A embalagem deve estar perfeitamente lacrada, não podendo estar: danificada, perfurada ou úmida
- ✓ Deve estar impresso o número do lote legível, não devendo ser usado fora do prazo de validade.
- ✓ O produto não pode apresentar vazamentos durante o uso, no caso desta ocorrência substituir o produto.
- ✓ Produto de uso único estéril e apirogênico. Deve ser descartado após o uso. Não podendo ser reutilizado.

CONDIÇÃO DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

- ✓ Manter em local seco, limpo e em temperatura ambiente.



Registro: M.S.
N° 8.02860.0.0037

A
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES – SUPEL/RO
PREGÃO ELETROMICO Nº410/2019
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
ABERTURA: 29/04/2020
AS 9H

PROPOSTA

ITEM	Unidade	Qtidade	Descrição do Produto	Marca Proposta	ANVISA	Valor Unitário	Total
20	UND	3150	SONDA FOLEY DUAS VIAS ADULTO Nº 14 FABRICADA EM LÁTEX (BORRACHA 100% NATURAL) SILICONADA. COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATE 200°C. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS	TOP MED	80614390030'	R\$ 19,39	R\$ 61.078,50
49	UND	500	SONDA ENDOTRAQUEAL (NASOTRAQUEAL), FORMATO ANATÔMICO EM "S" PARA INTUBAÇÃO NASAL, EM PVC TERMOSENSÍVEL, COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, BALÃO AZUL DE CONTROLE, CONECTOR SEMIMONTADO, ENCAIXE PARA SERINGAS LUER-LOCK, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, GRADUADO, TRANSPARENTE, SILICONADA, EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIO MURPHY, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL TAM DL 6,0. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC, ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.	TOP MED	80614390023'	R\$ 5,00	R\$ 2.500,00
50	UND	500	SONDA ENDOTRAQUEAL (NASOTRAQUEAL), FORMATO ANATÔMICO EM "S" PARA INTUBAÇÃO NASAL, EM PVC TERMOSENSÍVEL, COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, BALÃO AZUL DE CONTROLE, CONECTOR SEMIMONTADO, ENCAIXE PARA SERINGAS LUER-LOCK, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, GRADUADO, TRANSPARENTE, SILICONADA, EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIO MURPHY, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL TAM DL 6,5. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC, ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS	TOP MED	80614390023'	R\$ 5,00	R\$ 2.500,00
VALOR TOTAL R\$ 66.078,50							
SESSENTA E SEIS MIL E SETENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS							
Condições Gerais							

Declaramos que:

Validade da Proposta : 60 DIAS (SESENTA DIAS)

Entrega : CONFORME EDITAL

Prazo para o Pagamento CONFORME EDITAL

Banco : ITAU


Agencia : 4308

Conta : 05556-7

- Os preços cotados são fixos e irrevogáveis durante a validade de nossa proposta;
- Nos preços cotados já estão inclusos frete, taxas, impostos e demais despesas de quaisquer natureza;
- Conhecemos, aceitamos e nos submetemos as condições do presente edital;
- Os produtos cotados tem validade e garantia 12 (doze) meses contra eventuais defeitos de fabricação e substituição das peças defeituosas, exceto contra o uso ou armazenamento inadequado dos mesmos.

GOIÂNIA - GO, 29 de abril de 2020.

Objetiva Produtos e Serviços p/ Laboratórios Ltda.



Leandro Nery de Oliveira
RG : 5.320.672

Registro ANVISA nº 80614390030 - Sonda de Foley de Látex (Cateter Balão Foley) de 2 e 3 vias com balão

Área
8 - CORRELATOS
Registro
80614390030
Produto
Sonda de Foley de Látex (Cateter Balão Foley) de 2 e 3 vias com balão
Nome Técnico
Dispositivos Para Incontinencia Urinária
Autorização
8061439
Processo
25351.662995/2014-88
Validade/Situação
VIGENTE Publicado deferimento » conforme visto em 01/05/2020
Apresentação/Modelo
Sonda de Foley de látex (Cateter Balão Foley) com 02 vias com balão; Sonda de Foley de látex (Cateter Balão Foley) com 03 vias com balão.
Classificação de Risco
II - MEDIO RISCO
Nome da Empresa/Detentor
TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME (11.172.836/0001-90) -
Origem
FABRICANTE - Yangzhou Medline Industry CO., Ltd - CHINA, REPÚBLICA POPULAR
Última Atualização
01/05/2020

Este registro é válido.

Tabela TUSS

A lista abaixo apresenta os códigos TUSS para este registro.
Esta lista está atualizada perante a tabela de 09/2016.
Nenhum código TUSS encontrado para este registro.

Documentos Técnicos

A lista abaixo apresenta os documentos técnicos encontrados na anvisa para o Processo deste registro.

Petição/Protocolo	Data	Assunto	Situação
-	29/10/2014	MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico	Foi publicado o deferimento do processo ou da petição.

Diário Oficial da União

Registro ANVISA nº 80614390023 - Tubo Endotraqueal

Área
8 - CORRELATOS
Registro
80614390023
Produto
Tubo Endotraqueal
Nome Técnico
Tubo Traqueal
Autorização
8061439
Processo
25351.547426/2014-75
Validade/Situação
VIGENTE Publicado deferimento
» conforme visto em 01/05/2020
Apresentação/Modelo
Tubo endotraqueal sem balão nos tamanhos 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0
Classificação de Risco
II - MEDIO RISCO
Nome da Empresa/Detentor
TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME (11.172.836/0001-90)
Origem
FABRICANTE - Yangzhou Medline Industry CO., Ltd - CHINA, REPÚBLICA POPULAR
Última Atualização
01/05/2020

Este registro é válido.

Tabela TUSS

A lista abaixo apresenta os códigos TUSS para este registro.
Esta lista está atualizada perante a tabela de 09/2016.
Nenhum código TUSS encontrado para este registro.

Documentos Técnicos

A lista abaixo apresenta os documentos técnicos encontrados na anvisa para o Processo deste registro.

Petição/Protocolo	Data	Assunto	Situação
-	11/09/2014	MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico	Foi publicado o deferimento do processo ou da petição.

Diário Oficial da União




(<http://jchospitalar.com.br>)

INÍCIO (/) QUEM SOMOS ([HTTP://JCHOSPITALAR.COM.BR/QUEM-SOMOS/](http://jchospitalar.com.br/quem-somos/))
PRODUTOS ([HTTP://JCHOSPITALAR.COM.BR/PRODUTOS/](http://jchospitalar.com.br/produtos/)) NOSSAS LOJAS ([HTTP://JCHOSPITALAR.COM.BR/NOSSAS-LOJAS/](http://jchospitalar.com.br/nostras-lojas/))
CONTATO (/CONTATO/)

Início (<http://jchospitalar.com.br>) > Topmed (/topmed) > SONDA DE FOLEY DE LÁTEX DE 2 VIAS COM BALÃO

SONDA DE FOLEY DE LÁTEX DE 2 VIAS COM BALÃO

Fale conosco!



([//d26lpennugtm8s.cloudfront.net/stores/234/428/products/aef83e2616be67fc5453ee24f571a2c21-b401ece088075ca9be14897637315014-1024-1024.jpg](https://d26lpennugtm8s.cloudfront.net/stores/234/428/products/aef83e2616be67fc5453ee24f571a2c21-b401ece088075ca9be14897637315014-1024-1024.jpg))

Tweetar Curtir 0

Salvar (<https://br.pinterest.com/pin/create/button/?guid=kRTRKbAZyfGc-1&url=http%3A%2F%2Fjchospitalar.com.br%2Fprodutos%2Fsonda-de-latex-de-2-vias-com-balao%2F&media=http%3A%2F%2Fd26lpennugtm8s.cloudfront.net%2Fstores%2F234%2F428%2Fproducts%2Faef83e2616be67fc5453ee24f571b401ece088075ca9be14897637315014-1024-1024.jpg&description=SONDA%20DE%20FOLEY%20DE%20L%C3%81TEX%20DE%202%20VIAS%20COM%20BAL%C3%83O>)

Fale conosco!

PREÇO SOB CONSULTA

As Sondas de Foley em 2 vias com balão estão indicadas para preparos pré – operatórios.

As Sondas de Foley em 2 vias com balão estão indicadas para preparos pré – operatórios, após cirurgias vesicais, vaginais e prostáticas, controle do débito urinário, aliviar distensão abdominal por retenção de urina, para evitar umidade em pacientes com incontinência urinária e outras situações a critério médico.

As Sondas de Foley são confeccionadas em látex de borracha natural, são maleáveis, com ponta atraumática e que consistem em um tubo de luz dupla permitindo o escoamento de um canal e permitindo que o balão seja insuflado através de outro. A extremidade a ser inserida no paciente consiste numa ponta arredondada e romba para evitar lesão de meato e mucosa. A extremidade do tubo por onde há o escoamento do conteúdo vesical é maleável para a perfeita adaptação ao sistema coletor e a extremidade que aciona o balão é mais consistente para evitar o esvaziamento acidental do mesmo.

Registro Anvisa nº: 80614390004

Modelo: 2 vias com balão

Disponíveis nos tamanhos: Fr 12; Fr 14; Fr 16; Fr 18; Fr 20; Fr 22; Fr 24

Capacidade do Balão: 30ml

Embalagens: Individual, Papel Grau Cirúrgico

Cartucho (caixa intermediária): 10 unidades

Caixa Master: 500 unidades

INSTRUÇÕES DE USO

Lubrifique a sonda utilizando um lubrificante ou gel com base de água (com ou sem anestésico) local, segundo a necessidade);

Usando técnica estéril tal como está indicado na literatura publicada, insira toda a sonda na uretra, certificando-se de que o balão fique além do colo vesical;

Utilize seringa com ponta tipo Luer para encher o balão;

Encha o balão com água destilada;

A capacidade do balão está indicada no funil da sonda e no rótulo da embalagem. Não encha demasiado o balão;

Assegure-se de que está funcionando bem verificando o fluxo de urina que sai do funil da sonda;

Antes de retirar a sonda, esvazie o balão utilizando uma seringa Luer adequada;

Com o auxílio da seringa, aspirar com suavidade para remover o líquido de enchimento do balão. Não aspire excessivamente durante o esvaziamento pois pode causar um colapso do lúmen o que pode prejudicar a drenagem normal.

0 comentários

Classificar por

Mais antigos



Adicione um comentário...

Plugin de comentários do Facebook

PRODUTOS RELACIONADOS

Fale conosco!

Fale conosco!



([HTTP://JCHOSPITALAR.COM AGULHADO/](http://jchospitalar.com/agulhado/))

ESCALPE AGULHADO
([HTTP://JCHOSPITALAR.COM.BR/PR ODUTOS/ESCALPE-AGULHADO/](http://jchospitalar.com.br/pr-odutos/escalpe-agulhado/))



([HTTP://JCHOSPITALAR.COM INTRAVENOSO/](http://jchospitalar.com/intravenoso/))

CATÉTER INTRAVENOSO
([HTTP://JCHOSPITALAR.COM.BR/PR ODUTOS/CATETER-INTRAVENOSO/](http://jchospitalar.com.br/pr-odutos/cateter-intravenoso/))



([HTTP://JCHOSPITALAR.COM AGULHADO-DE-SEGURANCA/](http://jchospitalar.com/agulhado-de-seguranca/))

ESCALPE AGULHADO DE SEGURANÇA
([HTTP://JCHOSPITALAR.COM.BR/PR ODUTOS/ESCALPE-AGULHADO-DE-SEGURANCA/](http://jchospitalar.com.br/pr-odutos/escalpe-agulhado-de-seguranca/))



([HTTP://JCHOSPITALAR.COM ESTERIL-PARA-DRENAGEM-DE-URINA/](http://jchospitalar.com/esteril-para-drenagem-de-urina/))

BOLSA ESTÉRIL PARA DRENAGEM DE URINA
([HTTP://JCHOSPITALAR.COM.BR/PR ODUTOS/BOLSA-ESTERIL-PARA-DRENAGEM-DE-URINA/](http://jchospitalar.com.br/pr-odutos/bolsa-esteril-para-drenagem-de-urina/))

NEWSLETTER

>

REDES SOCIAIS



(<https://www.facebook.com/jchospitalar/?fref=ts>)

(<https://twitter.com/jchospitalar>)

(<http://www.pinterest.com/jchospitalar/>)

(<https://www.instagram.com/jchospitalar/>)

(<mailto:jchospitalar@gmail.com>)

CONTATO

(85) 3271-1261 Oliveira Paiva - Parque Manibura - Cidade dos

Funcionários - Fortaleza - (85) 3495-3737 Godofredo Maciel -

Maraponga - Parangaba - Fortaleza - (85) 3494-6170 Alberto Magno

- Montese - Bom Futuro - Fortaleza

jcreprehosp@gmail.com (<mailto:jcreprehosp@gmail.com>)

Av Oliveira Paiva , 2797 - Loja 18 - Shopping Granito - Parque

Manibura - Cidade dos Funcionários - Fortaleza - Av. Godofredo

Maciel, 971 - Loja 01 - Parangaba - Maraponga - Fortaleza - R.

Alberto Magno, 60 - Loja 04 - Montese - Bom Futuro - Fortaleza

Fale conosco!

[INÍCIO \(/\)](#)

[QUEM SOMOS \(HTTP://JCHOSPITALAR.COM.BR/QUEM-SOMOS/\)](http://jchospitalar.com.br/quem-somos/)

[PRODUTOS \(HTTP://JCHOSPITALAR.COM.BR/PRODUTOS/\)](http://jchospitalar.com.br/produtos/)

[NOSSAS LOJAS \(HTTP://JCHOSPITALAR.COM.BR/NOSSAS-LOJAS/\)](http://jchospitalar.com.br/nossas-lojas/)

[CONTATO \(/CONTATO/\)](/contato/)

Copyright Jc Hospitalar - 13069727/0001-77 - 2020. Todos os direitos reservados.

criado com nuvemshop

([https://www.nuvemshop.com.br?](https://www.nuvemshop.com.br?utm_source=store&utm_medium=referral&utm_campaign=footerSlogan)

[utm_source=store&utm_medium=referral&utm_campaign=footerSlogan](https://www.nuvemshop.com.br?utm_source=store&utm_medium=referral&utm_campaign=footerSlogan))

Fale conosco!



Digite Aqui

BUSCAR

0
ITENS

Maconequi | Material de Consumo | Tubo Endotraquel

TUBO ENDOTRAQUEL COM BALÃO TOP MED

Top Med

Cód. Ref.

Tubo Endotraquel Com Balão Top Med, descartável, com conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca contínua, extremidade atraumática retraída, estéril, para intubação oral e nasal. Utilizado para entubação endotraqueal e oxigenação do paciente, com marcadores de graduação em centímetros. Disponível sem balão, fabricado em polipropileno.



MENU



TRATAMENTO



BUSCA



AJUDA



CARRINHO

<https://www.maconequi.com.br/tubo-endotraquel-com-balao-top-med/p>

1/7



Digite Aqui

BUSCAR

0
ITENS

MENU



TRATAMENTO



BUSCA



AJUDA



CARRINHO

<https://www.maconequi.com.br/tubo-endotraquel-com-balao-top-med/p>

2/7



Digite Aqui

BUSCAR

0
ITENS

nº 7,5

PRODUTO ESGOTADO



AVISE-ME

nº 8,0

PRODUTO ESGOTADO



AVISE-ME

DESCRIÇÃO

Tubo Endotraquel Com Balão Top Med, descartável, com conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca contínua, extremidade atraumática retraída, estéril, para intubação oral e nasal. Utilizado para entubação endotraqueal e oxigenação do paciente, com marcadores de graduação em centímetros. Disponível sem balão, fabricado em polipropileno.

Características:

- Confeccionado em PVC (Cloreto de Polivinilo estabilizado), o Tubo Endotraqueal possui conector parcialmente encaixado, de acordo com a norma EN 1782;
- Vem com balão azul de controle, válvula para guarnições de seringas de Luer Slip e Luer Lock e extremidade traumática levemente adelgada com faixa radiopaca em todo o comprimento;
- Possui anel de marcação na cor preta para controlar a profundidade da intubação, graduada para uso



MENU



TRATAMENTO



BUSCA



AJUDA



CARRINHO

<https://www.maconequi.com.br/tubo-endotraquel-com-balao-top-med/p>

3/7



Digite Aqui

BUSCAR

0
ITENS

OFERTAS EXCLUSIVAS

Digite seu e-mail...

INSCREVA-SE

Aparelhos
MédicosBeleza e
Estética

Linha Pessoal

Esporte e
FitnessMeias de
Compressão

Ortopedia



Mobilidade



Curativos

Material de
ConsumoProfissionais
da Saúde

MAIS BUSCADOS



MENU



TRATAMENTO



BUSCA



AJUDA



CARRINHO

<https://www.maconequi.com.br/tubo-endotraquel-com-balao-top-med/p>

4/7



Digite Aqui

BUSCAR

0
ITENS

Muletas
Esteto Rappaport
Hidrogel
Cadeira de Banho
Saf Gel
G Tech

Colchão Pneumático
Andador
Bolas de Ginástica
Hidrocoloide
Barra de Apoio
Calça Plástica

Almofadas
Oftalmoscópio
Estetoscópio Spirit
Lanterna Clínica
Inalador
Stomahesive

GLOSSÁRIO DE MARCAS

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X
Y Z



Outras Lojas



MENU



TRATAMENTO



BUSCA



AJUDA



CARRINHO

<https://www.maconequi.com.br/tubo-endotraquel-com-balao-top-med/p>

5/7



Digite Aqui

BUSCAR

0
ITENS

Meus Pedidos
Minha Conta
Blog da Saúde

TRATAMENTO

Pressão Alta
Diabetes
Dor nos pés
Escaras
Ostomia
Feridas

Cadeira de Rodas
Instrumentais
Aparelhos Médicos

PRINCIPAIS MARCAS

Omron
Welch Allyn
Sigvaris
Premium
Venosan
Mercur

FORMAS DE PAGAMENTO

Cartão de crédito

Boleto bancário

Débito em conta

SEGURANÇA



MENU



TRATAMENTO



BUSCA



AJUDA



CARRINHO

<https://www.maconequi.com.br/tubo-endotraquel-com-balao-top-med/p>

6/7



Digite Aqui

BUSCAR

0
ITENS

Maconequi - Cirurgica Rio de Janeiro - Todos direitos reservados. Preços e condições de pagamento exclusivos para compras realizadas via internet. As imagens exibidas neste site são meramente ilustrativas.

CNPJ: 17.151.435/0002-10 Av Cesario de Melo 2245, Campo Grande -RJ Cep - 23.052-102



MENU



TRATAMENTO



BUSCA



AJUDA



CARRINHO

ESTADO DE RONDÔNIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES DELTA/SUPEL/RO
PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 410/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 0036.320367/2019-58
ABERTURA: 29/04/2020 AS 09H00.
UASG 925373

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	V. UNIT.	V.TOTAL
128	1.200	UNID	SONDA MALECOT Nº 14 FABRICADA EM BORRACHA DE LÁTEX. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS. MARCA E FABRICANTE: TAYLOR / CIRURGICA BRASIL PROCEDENCIA: NACIONAL REGISTRO: 10229650041 REF: 14 - EMBALAGEM: CX COM 10 UNIDADES	R\$ 31,04	R\$ 37.248,00
129	1.200	UNID	SONDA MALECOT Nº 16 FABRICADA EM BORRACHA DE LÁTEX. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS. MARCA E FABRICANTE: TAYLOR / CIRURGICA BRASIL PROCEDENCIA: NACIONAL REGISTRO: 10229650041 REF: 16 - EMBALAGEM: CX COM 10 UNIDADES	R\$ 31,04	R\$ 37.248,00
130	1.200	UNID	SONDA MALECOT Nº 18 FABRICADA EM BORRACHA DE LÁTEX. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS. MARCA E FABRICANTE: TAYLOR / CIRURGICA BRASIL PROCEDENCIA: NACIONAL REGISTRO: 10229650041 REF: 18 - EMBALAGEM: CX COM 10 UNIDADES	R\$ 31,04	R\$ 37.248,00
132	1.000	UNID	SONDA MALECOT Nº 22 FABRICADA EM BORRACHA DE LÁTEX. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 31,04	R\$ 31.040,00

SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI- CNPJ: 34.396.122/0001- 60

Tel.: [55] 11 3612-2905 / 97167-0254– Inscrição Estadual nº 636.394.272.117
E-mail: licitacao@schosp.com.br / adm@schosp.com.br / vendas@schosp.com.br
Al. Terracota, 215 – Sala 1202– Cep.:09531-190 – Cerâmica– São Caetano do Sul/SP

ESTADO DE RONDÔNIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES DELTA/SUPEL/RO
PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 410/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 0036.320367/2019-58
ABERTURA: 29/04/2020 AS 09H00.
UASG 925373

PROPOSTA DE PREÇO

			MARCA E FABRICANTE: TAYLOR / CIRURGICA BRASIL PROCEDENCIA: NACIONAL REGISTRO: 10229650041 REF: 22 - EMBALAGEM: CX COM 10 UNIDADES		
--	--	--	--	--	--

VALOR TOTAL DA PROPOSTA – R\$ 142.784,00
(CENTO E QUARENTA E DOIS MIL E SETECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS.)

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
B. BRASIL	0322-0	73099-8

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA APRESENTAÇÃO DA SUA PROPOSTA DE PREÇOS;

PRAZO DE PAGAMENTO: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS, CONTADO A PARTIR DA DATA FINAL DO PERÍODO DE ADIMPLEMENTO DE CADA PARCELA".

PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO..

LOCAL E HORÁRIO DE ENTREGA: **CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF II**, SITO À RUA: APARÍCIO DE MORAIS Nº 4378 – BAIRRO: SETOR INDUSTRIAL, CEP: 76824-128, NA CIDADE DE PORTO VELHO/RO. OS DIAS DE FUNCIONAMENTO SÃO DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA DAS 07H30 ÀS 13H30. PARA ENTREGA É NECESSÁRIA REALIZAÇÃO DE PRÉVIO AGENDAMENTO JUNTO AO CAF-II, INFORMAÇÕES ATRAVÉS DO E-MAIL: CAFII.REQUISICAO@GMAIL.COM OU PELOS TELEFONES: (69) 3216-5759/3216-5580.

GARANTIA/ VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

DECLARAMOS QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, BEM COMO ACEITAMOS TODAS AS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES ESPECIFICADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.

DECLARAMOS QUE NOS PREÇOS COTADOS ESTÃO INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS QUE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, FAZEM PARTE DO PRESENTE OBJETO, TAIS COMO GASTOS DA EMPRESA COM SUPORTE TÉCNICO E ADMINISTRATIVO, IMPOSTOS, SEGUROS, TAXAS, OU QUAISQUER OUTROS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE GASTOS DA EMPRESA, SEM QUAISQUER ACRÉSCIMOS EM VIRTUDE DE EXPECTATIVA INFLACIONÁRIA E DEDUZIDOS OS DESCONTOS EVENTUALMENTE CONCEDIDOS.

“DECLARAMOS PARA TODO E QUALQUER EFEITO QUE ESTAMOS DE ACORDO COM AS NORMAS CONTIDAS NO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº.410/2019, E QUE SUJEITAMO-NOS A LEI FEDERAL Nº. 8666/93, ATUALIZADA PELA LEI FEDERAL Nº. 8883/94 E DEMAIS LEIS QUE REGEM A PRESENTE LICITAÇÃO”.



ESTADO DE RONDÔNIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES DELTA/SUPEL/RO
PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 410/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 0036.320367/2019-58
ABERTURA: 29/04/2020 AS 09H00.
UASG 925373

PROPOSTA DE PREÇO

SÃO CAETANO DO SUL, 30 DE ABRIL DE 2020.

JULIANA ALVES
MERCENAS
LEITE:30905462
807

Assinado de forma
digital por JULIANA
ALVES MERCENAS
LEITE:30905462807
Dados: 2020.04.30
17:09:27 -03'00'

SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
JULIANA ALVES MERCENAS LEITE
PROCURADOR
RG-30.749.362-3 SSP/SP – CPF 309.054.628-07

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA		
CNPJ	47.193.115/0001-03	Autorização	1.02.296-5
Produto	SONDA URETRAL TAYLOR		

Modelo Produto Médico

MALECOT (CASPER)

PEZZER

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
Nenhum Arquivo Encontrado(a)		

Nome Técnico	Sondas
Registro	10229650041
Processo	25351.296116/2005-06
Fabricante Legal	<ul style="list-style-type: none">FABRICANTE: CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA - BRASIL
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

[Voltar](#)




Sonda Nelaton **TAYLOR**®

DESCRIÇÃO:

- Fabricada em borracha de látex
- Calibre 8 a 30 Fr

OPÇÃO:

- Nelaton Retal com orifício central e lateral
- Nelaton Uretral com orifício lateral
- Produto não estéril



CÓD. / PRODUTO

1157* Sonda Nelaton Uretral

1158* Sonda Nelaton Retal

Sonda Pezzer e Malecot **TAYLOR**®

DESCRIÇÃO:

- Fabricada em borracha de látex
- Calibre 12 a 40 Fr

OPÇÃO:

- Malecot e Pezzer
- Produto Estéril sob ação do gás óxido de etileno (Eto)



CÓD. / PRODUTO

1156* Sonda Pezzer Uretral

1155* Sonda Malecot Uretral



A
Superintendência Estadual de Compras e Licitações
Sr Pregoeiro (a)

Edital de Pregão Eletrônico PREGÃO ELETRÔNICO N°: 410/2019/SUPEL/RO

DATA DE ABERTURA: 29/04/2020 às 09h00min. (Horário de Brasília - DF)
Processo Administrativo: N°.: n°0036.320367/2019-58

Objeto.: Do Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de consumo; sondas.

PROPOSTA DE PREÇOS

Sr Pregoeiro (a):

Após cuidadoso estudo do Edital e seus anexos, elaboramos nossa PROPOSTA COMERCIAL, para este pregão, objetivando o EVENTUAL fornecimento dos materiais objeto desta licitação nos termos estabelecidos. Nos preços estão incluídos todos os custos, encargos, impostos e afins, inerentes ao objeto do presente Pregão.

LICITANTE SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - EPP FAX: 69-3222-7302 CELULAR: 69-8402-5768 E 9313-9758	CNPJ 04.383.642/0001-78 TELEFONE (69)3222-7302 E-MAIL andrea@saltarycnc.com e gilvan@saltarycnc.com
BANCO Brasil S/A AGÊNCIA 0102-3 CONTA CORRENTE 119.409-7	

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	MARCA	MODELO	ANVISA
5	SONDA ENDOBRONQUEAL DO TIPO CARLENS DIREITA SEM GANCHO Nº28 - CONSTITUÍDA POR DUPLO LUMEN, TUBOS DE EXTENSÃO CODIFICADOS POR CORES E LIGAÇÃO EM "Y". DEVE POSSUIR BALÃO PILOTO PARA VERIFICAR INSUFLAÇÃO DO BALÃO, CATETERES DE ASPIRAÇÃO, ESTILETE MALEÁVEL E VÁLVULA UNIDIRECIONAL COM TAMPA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.	UNIDADE	105	R\$ 455,50	R\$ 47.827,50	BADEIA/ BCI MEDICAL ELECTROPLAST S.A. - URUGUAI	Sonda Endobronquial Duplo Lumen Esquerdo/Direito: 26, 28, 35, 37, 39 e 41CH.	10297020039
7	SONDA ENDOBRONQUEAL DO TIPO CARLENS ESQUERDA SEM GANCHO Nº28 - CONSTITUÍDA POR DUPLO LUMEN, TUBOS DE EXTENSÃO CODIFICADOS POR CORES E LIGAÇÃO EM "Y". DEVE POSSUIR BALÃO PILOTO PARA VERIFICAR INSUFLAÇÃO DO BALÃO, CATETERES DE ASPIRAÇÃO, ESTILETE MALEÁVEL E VÁLVULA UNIDIRECIONAL COM TAMPA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.	UNIDADE	105	R\$ 455,50	R\$ 47.827,50	BADEIA/ BCI MEDICAL ELECTROPLAST S.A. - URUGUAI	Sonda Endobronquial Duplo Lumen Esquerdo/Direito: 26, 28, 35, 37, 39 e 41CH.	10297020040
9	SONDA FOLEY DUAS VIAS ADULTO Nº 16 CONFECCIONADA EM SILICONE PURO TRANSPARENTE COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATÉ 200°C. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.	UNIDADE	10.350	R\$ 35,68	R\$ 369.288,00	WELL LEAD MEDICAL CO, LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR	Sonda foley em Silicone 2 vias 16FR/CH com balão	10150470484
10	SONDA FOLEY DUAS VIAS ADULTO Nº 16 CONFECCIONADA EM SILICONE PURO TRANSPARENTE COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATÉ 200°C. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.	UNIDADE	3.450	R\$ 35,68	R\$ 123.096,00	WELL LEAD MEDICAL CO, LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR	Sonda foley em Silicone 2 vias 16FR/CH com balão	10150470485
11	SONDA FOLEY TRÊS VIAS ADULTO Nº 10 CONFECCIONADA EM SILICONE PURO TRANSPARENTE COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATÉ 200°C. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.	UNIDADE	1.575	R\$ 41,36	R\$ 65.142,00	WELL LEAD MEDICAL CO, LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR	Sonda foley em Silicone 3 vias 10FR/CH com balão	10150470484
12	SONDA FOLEY TRÊS VIAS ADULTO Nº 10 CONFECCIONADA EM SILICONE PURO TRANSPARENTE COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATÉ 200°C. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.	UNIDADE	525	R\$ 41,36	R\$ 21.714,00	WELL LEAD MEDICAL CO, LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR	Sonda foley em Silicone 3 vias 10FR/CH com balão	10150470485

**BHIO SUPPLY****COOK**
MEDICAL**ALLERGAN****PENTAX****NIPRO****Promedon**

SALUTARY

People + Innovation

Centro Norte Comercial Eireli - EPP

13	SONDA FOLEY TRÊS VIAS ADULTO Nº 12 CONFECCIONADA EM SILICONE PURO TRANSPARENTE COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS, RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATÉ 200°C. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.	UNIDADE	2.025	R\$ 41,36	R\$ 83.754,00	WELL LEAD MEDICAL CO, LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR	Sonda foley em Silicone 3 vias 12FR/CH com balão	10150470484
14	SONDA FOLEY TRÊS VIAS ADULTO Nº 12 CONFECCIONADA EM SILICONE PURO TRANSPARENTE COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS, RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATÉ 200°C. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.	UNIDADE	675	R\$ 41,36	R\$ 27.918,00	WELL LEAD MEDICAL CO, LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR	Sonda foley em Silicone 3 vias 12FR/CH com balão	10150470484
15	SONDA FOLEY TRÊS VIAS ADULTO Nº 16 CONFECCIONADA EM SILICONE PURO TRANSPARENTE COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS, RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATÉ 200°C. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.	UNIDADE	5.100	R\$ 35,68	R\$ 181.968,00	WELL LEAD MEDICAL CO, LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR	Sonda foley em Silicone 3 vias 16FR/CH com balão	10150470484
16	SONDA FOLEY TRÊS VIAS ADULTO Nº 16 CONFECCIONADA EM SILICONE PURO TRANSPARENTE COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS, RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATÉ 200°C. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.	UNIDADE	1.700	R\$ 35,68	R\$ 60.656,00	WELL LEAD MEDICAL CO, LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR	Sonda foley em Silicone 3 vias 16FR/CH com balão	10150470484
17	SONDA FOLEY TRÊS VIAS ADULTO Nº 18 CONFECCIONADA EM SILICONE PURO TRANSPARENTE COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS, RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATÉ 200°C. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.	UNIDADE	5.100	R\$ 35,68	R\$ 181.968,00	WELL LEAD MEDICAL CO, LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR	Sonda foley em Silicone 3 vias 18FR/CH com balão	10150470484
18	SONDA FOLEY TRÊS VIAS ADULTO Nº 18 CONFECCIONADA EM SILICONE PURO TRANSPARENTE COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS, RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATÉ 200°C. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.	UNIDADE	1.700	R\$ 35,68	R\$ 60.656,00	WELL LEAD MEDICAL CO, LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR	Sonda foley em Silicone 3 vias 18FR/CH com balão	10150470484
19	SONDA FOLEY DUAS VIAS ADULTO Nº 14 FABRICADA EM LÁTEX (BORRACHA 100% NATURAL) SILICONADA, COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS, RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATÉ 200°C. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.	UNIDADE	9.450	R\$ 35,68	R\$ 337.176,00	WELL LEAD MEDICAL CO, LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR	Sonda foley em Silicone 2 vias 14FR/CH com balão	10150470485
21	SONDA NASOGÁSTRICA (TIPO SENGs TAKEN/BLACKEMORE) INFANTIL Nº 12 - DE BORRACHA/LÁTEX DE SILICONE OU MATERIAL COMPATÍVEL/SIMILAR, 65 CM, BALÕES DE 13 CM,3 VIAS, 4 Furos NA PONTA DISTAL PARA ASPIRAÇÃO DE SANGUE OU SECREÇÕES OU SUÇO GÁSTRICO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.	UNIDADE	270	R\$ 1.209,97	R\$ 326.691,90	BADEIA/ BCI Medical/ EPSA - ELECTROPLAST S.A. - URUGUAI	SONDA PARA VARIZES ESOFÁGICAS 98251204;	10297020056
23	SONDA NASOGÁSTRICA (TIPO SENGs TAKEN/BLACKEMORE) INFANTIL Nº 14 - DE BORRACHA/LÁTEX DE SILICONE OU MATERIAL COMPATÍVEL/SIMILAR, 65 CM, BALÕES DE 13 CM,3 VIAS, 4 Furos NA PONTA DISTAL PARA ASPIRAÇÃO DE SANGUE OU SECREÇÕES OU SUÇO GÁSTRICO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.	UNIDADE	270	R\$ 507,06	R\$ 136.906,20	BADEIA/ BCI Medical/ EPSA - ELECTROPLAST S.A. - URUGUAI	SONDA PARA VARIZES ESOFÁGICAS 98251404;	10297020056

**PENTAX****NIPRO****Promedon**

SALUTARY

People + Innovation

Centro Norte Comercial Eireli - EPP

24	SONDA NASOGÁSTRICA (TIPO SENGs TAKEN/BLACKEMORE) INFANTIL Nº 14 - DE BORRACHA/LÁTEX DE SILICONE OU MATERIAL COMPATÍVEL/SIMILAR, 65 CM, BALÕES DE 13 CM,3 VIAS, 4 FUROS NA PONTA DISTAL PARA ASPIRAÇÃO DE SANGUE OU SECREÇÕES OU SUCO GÁSTRICO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.	UNIDADE E	90	R\$ 507,06	R\$ 45.635,40	BADEIA/ BCI Medical/ EPSA - ELECTROPLA ST S.A. - URUGUAI	SONDA PARA VARIZES ESOFÁGICAS 98251404;	10297020056
25	SONDA NASOGÁSTRICA (TIPO SENGs TAKEN/BLACKEMORE) ADULTO Nº 16 - DE SILICONE OU MATERIAL COMPATÍVEL/SIMILAR, 100 CM, 2 BALÕES, 4 VIAS, FIO GUIA E APOIO DE ESPUMA PARA NARINA. DEVE APRESENTAR MARCADORES DE PROFUNDIDADE EM TODA SUA EXTENSÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.	UNIDADE	345	R\$ 536,00	R\$ 184.920,00	BADEIA/ BCI Medical/ EPSA - ELECTROPLA ST S.A. - URUGUAI	SONDA PARA VARIZES ESOFÁGICAS 98251604;	10297020056
27	SONDA NASOGÁSTRICA (TIPO SENGs TAKEN/BLACKEMORE) ADULTO Nº 18 - DE SILICONE OU MATERIAL COMPATÍVEL/SIMILAR, 100 CM, 2 BALÕES, 4 VIAS, FIO GUIA E APOIO DE ESPUMA PARA NARINA. DEVE APRESENTAR MARCADORES DE PROFUNDIDADE EM TODA SUA EXTENSÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.	UNIDADE	330	R\$ 536,00	R\$ 176.880,00	BADEIA/ BCI Medical/ EPSA - ELECTROPLA ST S.A. - URUGUAI	SONDA PARA VARIZES ESOFÁGICAS 98251804;	10297020056
29	SONDA NASOGÁSTRICA (TIPO SENGs TAKEN/BLACKEMORE) ADULTO Nº 20 - DE SILICONE OU MATERIAL COMPATÍVEL/SIMILAR, 100 CM, 2 BALÕES, 4 VIAS, FIO GUIA E APOIO DE ESPUMA PARA NARINA. DEVE APRESENTAR MARCADORES DE PROFUNDIDADE EM TODA SUA EXTENSÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.	UNIDADE	270	R\$ 536,00	R\$ 144.720,00	BADEIA/ BCI Medical/ EPSA - ELECTROPLA ST S.A. - URUGUAI	SONDA PARA VARIZES ESOFÁGICAS 98252004;	10297020056
31	SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL ADULTO CONFECCIONADA EM 100% SILICONE GRAU FARMACÊUTICO Nº 10 - CONSTITUÍDA DE TUBO RADIOPACO BRANCO, CONECTOR PROXIMAL EM "Y" ADAPTÁVEL A TODOS OS TIPOS DE EQUIPO. GUIA DE INSERÇÃO EM AÇO INOX. DEVE ACOMPANHAR BISNAGA COM LUBRIFICANTE PARA FACILITAÇÃO DA RETIRADA DO GUIA E/OU PRÉ-LUBRIFICADA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.	UNIDADE	14.700	R\$ 28,67	R\$ 421.449,00	GCMEDICA ENTERPRISE LTD. - CHINA, REPÚBLICA POPULAR	Sonda para nutrição enteral GC Médica 10Fr	10150470509
33	SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL ADULTO CONFECCIONADA EM 100% SILICONE GRAU FARMACÊUTICO Nº 12 - CONSTITUÍDA DE TUBO RADIOPACO BRANCO, CONECTOR PROXIMAL EM "Y" ADAPTÁVEL A TODOS OS TIPOS DE EQUIPO. GUIA DE INSERÇÃO EM AÇO INOX. DEVE ACOMPANHAR BISNAGA COM LUBRIFICANTE PARA FACILITAÇÃO DA RETIRADA DO GUIA E/OU PRÉ-LUBRIFICADA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.	UNIDADE	28.500	R\$ 28,67	R\$ 817.095,00	GCMEDICA ENTERPRISE LTD. - CHINA, REPÚBLICA POPULAR	Sonda para nutrição enteral GC Médica 12Fr	10150470509
35	SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL PEDIÁTRICA CONFECCIONADA EM 100% SILICONE GRAU FARMACÊUTICO Nº06 - CONSTITUÍDA DE TUBO RADIOPACO BRANCO, CONECTOR PROXIMAL EM "Y" ADAPTÁVEL A TODOS OS TIPOS DE EQUIPO. GUIA DE INSERÇÃO EM AÇO INOX. DEVE ACOMPANHAR BISNAGA COM LUBRIFICANTE PARA FACILITAÇÃO DA RETIRADA DO GUIA E/OU PRÉ-LUBRIFICADA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.	UNIDADE	2.850	R\$ 33,08	R\$ 94.278,00	GCMEDICA ENTERPRISE LTD. - CHINA, REPÚBLICA POPULAR	Sonda para nutrição enteral GC Médica 06Fr	10150470509
37	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.	UNIDADE	110.700	R\$ 1,35	R\$ 149.445,00	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - BRASIL	Sonda Aspiração Traqueal	80212340033



BHIO SUPPLY

COOK
MEDICAL



ALLERGAN

PENTAX



NIPRO

Promedon

SALUTARY

People + Innovation

Centro Norte Comercial Eireli - EPP



38	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALLEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC, ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.	UNIDADE	47.700	R\$ 1,70	R\$ 81.090,00	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - BRASIL	Sonda Aspiração Traqueal	80212340033
TOTAL DA PROPOSTA		R\$ 4.188.101,50		quatro milhões, cento e oitenta e oito mil, cento e um reais e cinquenta centavos				

Prazo de validade da proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data apresentação da sua proposta de preços;

Prazo de Garantia dos Produtos: mínima de 12(doze) meses a contar da data de entrega no órgão licitante;

Prazo de entrega: até 30 (trinta) dias após o recebimento da Nota de Empenho;

Local de entrega: Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF II, sito à Rua: Aparício de Moraes nº 4378 – bairro: Setor Industrial, CEP: 76824-128, na cidade de Porto Velho/RO. Os dias de funcionamento são de segunda-feira a sexta-feira das 07h30 às 13h30;

Declaramos conhecer e concordar plenamente com as cláusulas e condições do edital de pregão eletrônico n.410/2019, e seus anexos, apresentamos nossa proposta de preços para aquisição de materiais pensos, objeto do certame conforme valores e especificações técnicas mencionados.

Nos preços propostos estão inclusos todos as despesas com mão de obra, impostos, taxas, fretes e todas as demais despesas necessárias ao perfeito cumprimento da obrigação do objeto desta licitação é Correspondem aos preços sugeridos pela tabela CMED-ANVISA.

Concordamos e nos submetemos a todos os termos, normas e especificações do pertinente Edital, bem como, às leis, decretos, portarias e resoluções cujas normas incidam sobre a presente licitação;

Atenciosamente,



Porto Velho-RO, 30 de Abril de 2020

SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - EPP
CNPJ.: 04.383.642/0001-78

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		
CNPJ	05.216.859/0001-56	Autorização	8.02.123-4
Produto	Sonda aspiração traqueal		

 MEDIDA CAUTELAR

Filtrar...

Modelo Produto Médico

- Sonda Aspiração Traqueal Nº 12
- Sonda Aspiração Traqueal com Válvula Nº 22
- Sonda Aspiração Traqueal Nº 22
- Sonda Aspiração Traqueal com Válvula Nº 12
- Sonda Aspiração Traqueal com Válvula Nº 06
- Sonda Aspiração Traqueal Nº 06
- Sonda Aspiração Traqueal com Válvula Nº 04
- Sonda Aspiração Traqueal Nº 18
- Sonda Aspiração Traqueal com Válvula Nº 16
- Sonda Aspiração Traqueal Nº 08

« 1 2 3 »

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
-----------------	----------	-------------------------------------

Nenhum Arquivo Encontrado(a)

Nome Técnico	Sondas
Registro	80212340033
Processo	25351.287820/2018-84

Fabricante Legal	<ul style="list-style-type: none">FABRICANTE: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - BRASIL
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
<div>Voltar</div>	

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	BADEIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.		
CNPJ	43.566.371/0001-48	Autorização	1.02.970-2
Produto	SONDA ENDOBRONQUIAL BCI MEDICAL		

Modelo Produto Médico

Sonda Endobronquial Duplo Lumen Esquerdo/Direito: 26, 28, 35, 37, 39 e 41CH.

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
Nenhum Arquivo Encontrado(a)		

Nome Técnico	Sondas
Registro	10297020039
Processo	25351.088431/2006-34
Fabricante Legal	<ul style="list-style-type: none">FABRICANTE: ELECTROPLAST S.A. - URUGUAI
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Voltar

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA		
CNPJ	61.418.042/0001-31	Autorização	1.01.504-7
Produto	Sonda Foley em Silicone Well Lead		

Modelo Produto Médico

12210602 - Sonda foley em Silicone 2 vias 6FR/CH com balão de 3ml; 12210803 - Sonda foley em Silicone 2 vias 8FR/CH com balão de 3-5ml; 12211003 - Sonda foley em Silicone 2 vias 10FR/CH com balão de 3-5ml; 12311204 - Sonda foley em Silicone 2 vias 12FR/CH com balão de 5ml; 12311404 - Sonda foley em Silicone 2 vias 14FR/CH com balão de 5ml; 12311604 - Sonda foley em Silicone 2 vias 16FR/CH com balão de 5ml; 12311804 - Sonda foley em Silicone 2 vias 18FR/CH com balão de 5ml; 12312004 - Sonda foley em Silicone 2 vias 20FR/CH com balão de 5ml; 12312204 - Sonda foley em Silicone 2 vias 22FR/CH com balão de 5ml; 12312404 - Sonda foley em Silicone 2 vias 24FR/CH com balão de 5ml; 12311211 - Sonda foley em Silicone 2 vias 12FR/CH com balão de 30ml; 12311411 - Sonda foley em Silicone 2 vias 14FR/CH com balão de 30ml; 12311611 - Sonda foley em Silicone 2 vias 16FR/CH com balão de 30ml; 12311811 - Sonda foley em Silicone 2 vias 18FR/CH com balão de 30ml; 12312011 - Sonda foley em Silicone 2 vias 20FR/CH com balão de 30ml; 12312211 - Sonda foley em Silicone 2 vias 22FR/CH com balão de 30ml; 12312411 - Sonda foley em Silicone 2 vias 24FR/CH com balão de 30ml; 12312611 - Sonda foley em Silicone 2 vias 26FR/CH com balão de 30ml; 12411411 - Sonda foley em Silicone 3 vias 14FR/CH com balão de 30ml; 12411611 - Sonda foley em Silicone 3 vias 16FR/CH com balão de 30ml; 12411811 - Sonda foley em Silicone 3 vias 18FR/CH com balão de 30ml; 12412011 - Sonda foley em Silicone 3 vias 20FR/CH com balão de 30ml; 12412211 - Sonda foley em Silicone 3 vias 22FR/CH com balão de 30ml; 12412411 - Sonda foley em Silicone 3 vias 24FR/CH com balão de 30ml; 12412611 - Sonda foley em Silicone 3 vias 26FR/CH com balão de 30ml; 12381604 - Sonda foley em Silicone 2 vias ponta Covalier 16FR/CH com balão de 5ml; 12381804 - Sonda foley em Silicone 2 vias ponta Covalier 18FR/CH com balão de 5ml; 12382004 - Sonda foley em Silicone 2 vias ponta Covalier 20FR/CH com balão de 5ml; 12382204 - Sonda foley em Silicone 2 vias ponta Covalier 22FR/CH com balão de 5ml; 12382404 - Sonda foley em Silicone 2 vias ponta Covalier 24FR/CH com balão de 5ml; 12441604 - Sonda foley em Silicone 3 vias ponta Covalier 16FR/CH com balão de 5ml; 12441804 - Sonda foley em Silicone 3 vias ponta Covalier 18FR/CH com balão de 5ml; 12442004 - Sonda foley em Silicone 3 vias ponta Covalier 20FR/CH com balão de 5ml; 12442204 - Sonda foley em Silicone 3 vias ponta Covalier 22FR/CH com balão de 5ml; 12442404 - Sonda foley em Silicone 3 vias ponta Covalier 24FR/CH com balão de 5ml; 12621205 - Sonda foley em Silicone 2 vias ponta Tieman/Coude 12FR com balão de 5-10ml; 12621405 - Sonda foley em Silicone 2 vias ponta Tieman/Coude 14FR com balão de 5-10ml; 12621605 - Sonda foley em Silicone 2 vias ponta Tieman/Coude 16FR com balão de 5-10ml; 12621805 - Sonda foley em Silicone 2 vias ponta Tieman/Coude 18FR com balão de 5-10ml; 12622005 - Sonda foley em Silicone 2 vias ponta Tieman/Coude 20FR com balão de 5-10ml; 12622205 - Sonda foley em Silicone 2 vias ponta Tieman/Coude 22FR com balão de 5-10ml; 12622405 - Sonda foley em Silicone 2 vias ponta Tieman/Coude 24FR com balão de 5-10ml; 12391604 - Sonda foley em Silicone 2 vias ponta Dufour 16FR com balão de 5ml; 12391804 - Sonda foley em Silicone 2 vias ponta Dufour 18FR com balão de 5ml; 12392004 - Sonda foley em Silicone 2 vias ponta Dufour 20FR com balão de 5ml; 12392204 - Sonda foley em Silicone 2 vias ponta Dufour 22FR com balão de 5ml; 12392404 - Sonda foley em Silicone 2 vias ponta Dufour 24FR com balão de 5ml; 12451604 - Sonda foley em Silicone 3 vias ponta Dufour 16FR com balão de 5ml;

12451804 - Sonda foley em Silicone 3 vias ponta Dufour 18FR com balão de 5ml; 12452004 - Sonda foley em Silicone 3 vias ponta Dufour 20FR com balão de 5ml; 12452204 - Sonda foley em Silicone 3 vias ponta Dufour 22FR com balão de 5ml; 12452404 - Sonda foley em Silicone 3 vias ponta Dufour 24FR com balão de 5ml; 12401604 - Sonda foley em Silicone 2 vias ponta Mercier 16FR com balão de 5ml; 12401804 - Sonda foley em Silicone 2 vias ponta Mercier 18FR com balão de 5ml; 12402004 - Sonda foley em Silicone 2 vias ponta Mercier 20FR com balão de 5ml; 12402204 - Sonda foley em Silicone 2 vias ponta Mercier 22FR com balão de 5ml; 12402404 - Sonda foley em Silicone 2 vias ponta Mercier 24FR com balão de 5ml; 12461604 - Sonda foley em Silicone 3 vias ponta Mercier 16FR com balão de 5ml; 12461804 - Sonda foley em Silicone 3 vias ponta Mercier 18FR com balão de 5ml; 12462004 - Sonda foley em Silicone 3 vias ponta Mercier 20FR com balão de 5ml; 12462204 - Sonda foley em Silicone 3 vias ponta Mercier 22FR com balão de 5ml; 12462404 - Sonda foley em Silicone 3 vias ponta Mercier 24FR com balão de 5ml.

Nome Técnico	Sondas
Registro	10150470484
Processo	25351.303598/2016-62
Origem do Produto	<ul style="list-style-type: none">FABRICANTE: WELL LEAD MEDICAL CO, LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Voltar

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA		
CNPJ	61.418.042/0001-31	Autorização	1.01.504-7
Produto	Sonda para nutrição enteral GC Médica		

Modelo Produto Médico

GC1909C0601 Sonda para nutrição enteral GC Médica 6Fr; GC1909C0602 Sonda para nutrição enteral GC Médica 6Fr; GC1909C0801 Sonda para nutrição enteral GC Médica 8Fr; GC1909C0802 Sonda para nutrição enteral GC Médica 8Fr; GC1909C10 Sonda para nutrição enteral GC Médica 10Fr; GC1909C12 Sonda para nutrição enteral GC Médica 12 Fr; GC1909C14 Sonda para nutrição enteral GC Médica 14Fr; GC1909C16 Sonda para nutrição enteral GC Médica 16Fr.

Nome Técnico	Sondas
Registro	10150470509
Processo	25351.057686/2017-03
Origem do Produto	<ul style="list-style-type: none">FABRICANTE: GCMEDICA ENTERPRISE LTD. - CHINA, REPÚBLICA POPULAR
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

[Voltar](#)

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	BADEIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.		
CNPJ	43.566.371/0001-48	Autorização	1.02.970-2
Produto	SONDA PARA VARIZES ESOFÁGICAS		

Modelo Produto Médico

98251404; 98251604; 98251804; 98252104.

Nome Técnico	Sondas
Registro	10297020056
Processo	25351.525988/2008-21
Origem do Produto	<ul style="list-style-type: none">FABRICANTE: EPSA – ELECTROPLAST S.A. - URUGUAI
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

[Voltar](#)

PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA NUTRIÇÃO E MEDICINA



PRODUTOS

LINHA NUTRIÇÃO

BIOFRASCO NUTRI (../../nutricao/biofrasco-nutri)

BIOEQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL COM FILTRO DE AR
(../../nutricao/bioequipo-para-nutricao-enteral-com-filtro-de-ar)

BIOFRASCO NUTRI ESTÉRIL (../../nutricao/biofrasco-nutri-esteril)

BIOFRASCO PRESSÃO ENFIT (../../nutricao/biofrasco-pressao-enfit)

BIOFRASCO NUTRI CR (../../nutricao/biofrasco-nutri-cr)

LINHA INCONTINÊNCIA

BIOFRASCO PARA COLETA DE URINA E SECREÇÕES - 1,2 LITROS (../../n-a/biofrasco-para-coleta-de-urina-e-secrecoes-1-2-litros)

FRALDAS HOME CARE (../../n-a/fraldas-home-care)

COLETOR DE DRENAGEM URINÁRIA EXTERNA MASCULINO (../../n-a/coletor-de-drenagem-urinaria-externa-masculino)

SONDA URETRAL (../../n-a/sonda-uretral)

COLETOR DE DRENAGEM EXTERNA 2.000 ML SISTEMA ABERTO (../../n-a/coletor-de-drenagem-externa-2-000-ml-sistema-aberto)

LINHA VENOSA

SERINGA HIPODÉRMICA LUER SLIP SEM AGULHA (../../venosa/seringa-hipodermica-luer-slip-sem-agulha)

BIOEQUIPO PARA SOLUÇÃO PARENTERAL (../../venosa/bioequipo-para-solucao-parenteral)

BIOEQUIPO PARA SOLUÇÃO PARENTERAL FOTOSSENSÍVEL (../../venosa/bioequipo-para-solucao-parenteral-fotossensivel)

BIOEQUIPO PARA TRANSFUSÃO DE SANGUE E HEMODERIVADOS (../../venosa/bioequipo-para-transfusao-de-sangue-e-hemoderivados)

BIOEQUIPO PARA SOLUÇÃO PARENTERAL COM BURETA (../../venosa/bioequipo-para-solucao-parenteral-com-bureta)

OCLUSOR (../../venosa/oclusor)

COMBO - OCLUSOR MACHO E FÊMEA (../../venosa/combo-oclusor-macho-e-femea)

TORNEIRA 3 VIAS (../../venosa/torneira-3-vias)

LINHA SONDAS

SONDA URETRAL (../../sondas/sonda-uretral)

SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VÁLVULA DIGITAL (../../sondas/sonda-aspiracao-traqueal-com-valvula-digital)

SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL (../../sondas/sonda-aspiracao-traqueal)

SONDA NASOGÁSTRICA (../../sondas/sonda-nasogastrica)

LINHA EXTENSORES

EXTENSORES PARA CATETER NASAL (../../extensores/extensores-para-cateter-nasal)

LINHA DIVERSOS

COMBO - OCLUSOR MACHO E FÊMEA (../../diversos/combo-oclusor-macho-e-femea)

CATETER NASAL TIPO ÓCULOS (../../diversos/cateter-nasal-tipo-oculos)

TORNEIRA 3 VIAS (../../diversos/torneira-3-vias)

ISOLADOR DE CONDUTOR DE PRESSÃO (../../diversos/isolador-de-condutor-de-pressao)

OCLUSOR (../../diversos/oclusor)

LENÇO ÁLCOOL SWAB (../../diversos/lenco-alcool-swab)

SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL



(/..../web/upload/produtos/1535396462.jpg)

Artigo médico-hospitalar de uso único, estéril, que consiste na remoção de secreções líquidas ou espessas das vias aéreas superiores e inferiores, quando o paciente não tem condições de removê-las sozinho.

O produto é composto por tubo e conector com ou sem tampa, confeccionados em PVC e está disponível nas seguintes apresentações:

Números 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 e 24.

Produto mede cerca de 48 cm de comprimento.

Conector, com ou sem tampa, na cor vermelha.

FUNCIONAMENTO

O princípio de funcionamento é a passagem do tubo de PVC (sonda), pelas vias aéreas superiores (nariz, boca ou orofaringe) ou pelas vias aéreas inferiores (basicamente traqueia); a fim de aspirar, removendo, secreções que estejam prejudicando o paciente.

Ocasionalmente a aspiração profunda envolve os brônquios direito e esquerdo.

Produto registrado na ANVISA sob nº 80212340033.

Biobase Indústria e Comércio
Rua dos Oitis, 80 - Distrito Industrial
Pouso Alegre-MG - CEP: 37556-836

35 3427-7000 / 35 3427-7002

35 3427-7003 / 35 3427-7004

Envie seu currículo:

rh@biobase.ind.br (mailto:rh@biobase.ind.br)

HOME (/)

EMPRESA (/EMPRESA/)

PRODUTOS (/PRODUTOS/)

NOTÍCIAS (/NOTÍCIAS/)

REPRESENTANTES (/REPRESENTANTES/)

LAUDOS (/LAUDOS/)

CONTATO (/CONTATO/)

TIRE SUAS DÚVIDAS

Nome *

Coloque seu nome *


E-mail *

Coloque seu email *

Mensagem *


Escreva uma mensagem para mim *

ENVIAR

Criado e desenvolvido por  **USINA DA CRIAÇÃO**
todos os direitos reservados. termos de uso e política de privacidade

Produto: Marca: Categoria:

BUSCAR

[Produtos > Anestesia > Tubos/Sondas](#)**Conjunto Sonda Endobronquial de Duplo Lúmen (Tipo Carlens)**

Sonda endobronquial de duplo lúmen, tipo Carlens, com gancho de carina, para intubação bronquial seletiva pulmão direito ou esquerdo, em PVC termosensível, descartável, transparente, graduado, linha radiopaca contínua, balão traqueal incolor de baixa pressão e alto volume com balão de controle incolor; balão bronquial azul de baixa pressão e alto volume com balão de controle azul, encaixes para seringas Luer e Luer-Lock com válvula de segurança, conectores standard semi-montado. Acompanha: 4 sondas de aspiração transparentes com dispositivo regulador; 2 intermediários em ângulo de diferentes cores; 2 conectores giratórios transparentes; 1 intermediário transparente em "Y", 1 chave para extração de conectores e 1 mandril auxiliar à introdução, estéril, "Látex Free". Não contém DEHP

TAMANHOS : CH. 35 – 37 – 39 – 41

Cód.: 9772 (direito) / 9773 (esquerdo)**Marca:** BCI Medical**VOLTAR****BY CONSULTOR NET**
Desenvolvido e Hospedado

Sonda Foley silicone Well lead

Sonda em silicone, com várias apresentações de calibres, nas opções de duas ou três vias. Usada para drenar e recolher urina da bexiga e/ou inserir fluidos na bexiga para medicação.



Registro Anvisa: 10150470484



Variações

Código	Descrição
123.11.204	Sonda Foley 2vias Nr.12 Silicone 5ml Well Lead
123.11.411	Sonda Foley 2vias Nr.14 Silicone 30ml Well Lead
123.11.404	Sonda Foley 2vias Nr.14 Silicone 5ml Well Lead
123.11.611	Sonda Foley 2vias Nr.16 Silicone 30ml Well Lead
123.11.604	Sonda Foley 2vias Nr.16 Silicone 5ml Well Lead
123.11.811	Sonda Foley 2vias Nr.18 Silicone 30ml Well Lead
123.11.804	Sonda Foley 2vias Nr.18 Silicone 5ml Well Lead
123.12.011	Sonda Foley 2vias Nr.20 Silicone 30ml Well Lead
123.12.004	Sonda Foley 2vias Nr.20 Silicone 5ml Well Lead
123.12.211	Sonda Foley 2vias Nr.22 Silicone 30ml Well Lead
123.12.204	Sonda Foley 2vias Nr.22 Silicone 5ml Well Lead
123.12.411	Sonda Foley 2vias Nr.24 Silicone 30ml Well Lead
123.12.404	Sonda Foley 2vias Nr.24 Silicone 5ml Well Lead
123.12.611	Sonda Foley 2vias Nr.26 Silicone 30ml Well Lead
122.10.602	Sonda Foley 2vias Ped. Nr.06 Silicone 3ml Well Lead
122.10.803	Sonda Foley 2vias Ped. Nr.08 Silicone 3-5ml Well Lead
122.11.003	Sonda Foley 2vias Ped. Nr.10 Silicone 3-5ml Well Lead

124.11.611	Sonda Foley 3vias Nr.16 Silicone 30ml Well Lead
------------	---

124.11.811	Sonda Foley 3vias Nr.18 Silicone 30ml Well Lead
------------	---

124.12.011	Sonda Foley 3vias Nr.20 Silicone 30ml Well Lead
------------	---

124.12.211	Sonda Foley 3vias Nr.22 Silicone 30ml Well Lead
------------	---

124.12.411	Sonda Foley 3vias Nr.24 Silicone 30ml Well Lead
------------	---

<http://www.cfernandes.com.br/produto/sonda-foley-silicone-well-lead/>

Sonda Nutrição Enteral Gcmedica

Registro Anvisa: 10150470509

A sonda para alimentação enteral GC MEDICA é flexível, maleável, com material biocompatível, permitindo conforto ao usuário. Confeccionada em poliuretano radiopaco, possui fio guia e peso na ponta em aço inoxidável AISI 304 e para fácil confirmação de localização através de raio X.




Variações

Código	Descrição
GC1909C10	Sonda Nutri. Enteral C/ Guia 10fr Gc Medica
GC1909C12	Sonda Nutri. Enteral C/ Guia 12fr Gc Medica
GC1909C0601	Sonda Nutri. Enteral C/ Guia 6fr Gc Medica
GC1909C0802	Sonda Nutri. Enteral C/ Guia 8fr Gc Medica

<http://www.cfernandes.com.br/produto/sonda-nutricao-enteral-gcmedica/>

Produto: Marca: Categoria:

BUSCAR

[Produtos > Digestória](#)**Sonda para Varizes Esofágicas - PVC**

Sonda para varizes esofágicas flexível de PVC cor laranja com três vias para contenção de hemorragia no esôfago; extremidade distal fechada com quatro orifícios para drenagem e irrigação, extremidade proximal com funil, balão gástrico e balão esofágico de látex (comprimento aproximado de 6,5/20 cm), com anéis radiopacos entre os balões. Sistema duplo de insuflação com válvulas de retenção e balões para controle da insuflação, diferenciados (estomacal-cristal; esofágico-azul). Escala graduada impressa a cada 5 cm, comprimento total aproximadamente 105 cm. Esterilizado por Óxido de Etileno e de uso único, disponível em embalagem individual. Não contém DEHP

Cód.: 98251404 (CH 14) / 98251604 (CH 16) / 98251804 (CH 18) / 98252104 (CH 21)

Marca: BCI Medical


VOLTAR**BY CONSULTOR NET**
Desenvolvido e Hospedado

FICHA TÉCNICA



SONDA PARA VARIZES ESOFÁGICAS, BCI MEDICAL

CARACTERÍSTICAS



Tubulação flexível de PVC cor laranja de três vias para contenção de hemorragia no esôfago, extremidade distal fechada com quatro orifícios para drenagem e irrigação, extremidade proximal com funil DIN, balão gástrico e balão esofágico, de látex, com anéis radiopacos entre os balões, Sistema duplo de insuflação com válvulas de retenção e

balões para controle da insuflação diferenciados (estomacal-cristal; esofágico-azul), escala graduada impressa a cada 5 cm, comprimento total, aproximadamente 105 cm. Acondicionada em papel grau cirúrgico, esterilizado por óxido de etileno.

MEDIDAS E CALIBRES

REFERÊNCIA	COMPRIMENTO	DIMENSÃO	COMPRIMENTO BALÃO GÁSTRICO	COMPRIMENTO BALÃO ESOFÁGICO
98251404	CH 14	105 cm	6,5 cm	20 cm
98251604	CH 16	105 cm	6,5 cm	20 cm
98251804	CH 18	105 cm	6,5 cm	20 cm
98252104	CH 21	105 cm	6,5 cm	20 cm

COMPOSIÇÃO

Tubo: PVC

Balões, esofágico e gástrico: Látex

Funil: PVC

Balão para controle esofágico: PVC azul

Balão para controle esofágico: PVC cristal

Isento de ftalato (DEHP)



SONDA PARA VARIZES ESOFÁGICAS, BCI MEDICAL

INDICAÇÃO DE USO/FINALIDADE

A Sonda para Varizes Esofágicas é indicada para o controle transitório da hemorragia causada por varizes esofágicas.

Sua ação consiste em efetuar uma compressão direta sobre o foco hemorrágico e diminuir o fluxo sanguíneo através das veias colateral e porta-sistêmicas.

O principal uso do produto é em caso de hemorragia massiva nos quais o tratamento farmacológico não é eficaz, a endoscopia terapêutica falha e, é tecnicamente impossível devido à falta de visibilidade e risco de morte elevada.

É utilizada em pacientes com sangramento em curso no qual a equipe de saúde tem que atuar rapidamente e com eficácia.

ADVERTÊNCIAS, PRECAUÇÕES, CUIDADOS ESPECIAIS E ESCLARECIMENTO SOBRE O USO DO PRODUTO

- O produto é apresentado estéril, em embalagem individual e sua esterilidade está garantida somente se a embalagem estiver intacta.
- Recomenda-se limitar o tempo de insuflação dos balões a menos de 24 horas e de preferência a menos de 12 horas, para diminuir o risco de isquemia das mucosas.
- Aconselha-se desinflar o balão esofágico, meia hora após ter transcorrido 12 horas de uso, para diminuir o risco de isquemia da mucosa.
- No caso de ocorrência de complicações durante a aplicação, que determine uma rápida retirada do produto, deve-se cortar a sonda em sua emergência exterior a nível nasal ou bucal, com a qual se consegue desinflar ambos os balões e se garante a extração do mesmo com facilidade.
- A aplicação deste produto deve ser reservada, exclusivamente, a médicos ou outro membro da equipe de saúde, que possua qualificação e experiência necessária para poder efetuar-la
- O produto é de uso único, não deve ser reesterilizado, nem utilizar nenhum de seus componentes.
- O produto deve ser armazenado em local limpo, seco e protegido da luz e do calor.

INSTRUÇÕES DE USO DO PRODUTO

1. Controlar e verificar a integridade do produto, particularmente: operacionalidade da luz da sonda e ausência de fugas nos balões.



SONDA PARA VARIZES ESOFÁGICAS, BCI MEDICAL

2. Proceder à lavagem da cavidade gástrica para confirmar o diagnóstico de hemorragia por varizes esofágicas.
3. Em pacientes com alteração do estado de consciência é recomendável a intubação oro-traqueal prévia à colocação da sonda, para minimizar o risco de aspiração pulmonar.
4. Lubrificar a sonda, inclusive a superfície dos balões desinflados, para facilitar a progressão durante a colocação.
5. Passar a sonda através da boca ou do nariz até o estômago. (introduzir até a marca de graduação 50); a confirmação do posicionamento correto é feita injetando ar através da luz do lavado gástrico e auscultando a nível epigástrico.
6. Insuflar o balão gástrico com 40 ml de ar; tracionar ligeiramente a sonda para fora até que o balão insuflado se encaixe na zona da cárdia (união esofagogástrica).
7. Fixar externamente a sonda mantendo a tração mediante a colocação do peso de 1 quilo, aproximadamente, através de um sistema de roldanas.
8. Colocar uma sonda de aspiração comum para retirar as secreções esofágicas.
9. Se após estas manobras o sangramento continuar, deve interpretar-se que a fonte do mesmo são varizes esofágicas. Neste caso, deve-se insuflar o balão esofágico até uma pressão de 35 a 40 mm de Hg.
10. Comprovar o correto posicionamento da sonda mediante um RX simples do abdome.

ESTERILIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E ARMAZENAMENTO

A sonda esofágica é fornecida estéril sendo sua esterilização por Óxido de Etileno. A esterilidade é garantida desde que a embalagem não seja danificada ou violada. Não voltar a esterilizar o produto e não utilizar após a data de validade da esterilização. Material de uso único, não pode ser reprocessado.

Condições de armazenamento: armazenar, transportar e manipular em local limpo, seco e ventilado.

Prazo de validade garantido, por 05 anos a partir da data de esterilização, desde que as condições de armazenamento sejam respeitadas e a embalagem não seja danificada ou violada.

FICHA TÉCNICA



SONDA PARA VARIZES ESOFÁGICAS, BCI MEDICAL

FABRICANTE

Fabricante:

Electroplast S/A
Servando Gomez, nº 2450
Montevideo - Uruguai

Importador e Distribuidor:

Badeia Comércio e Importação Ltda
Rua do Hipódromo, 1465/1473 – Fone: 11-2292.0474 / Fax.: 11-2292.2053
Cep.: 03162-020 – São Paulo - SP
e-mail: badeia@badeia.com.br
site : www.badeia.com.br
Responsável técnico: Celso Correa – CRBIO: 100741

Registro ANVISA: 10297020056



Ref Pregão eletrônico: 410/2019
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Em atendimento ao Pregão em epígrafe, apresentamos a seguinte proposta de preços:

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA / MODELO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
41	1100	UND	SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA COM CUFF N° 6,0 TUBO EM PVC REFORÇADO INTERNAMENTE COM UM FIO DE AÇO INOXIDÁVEL OPACO À RADIAÇÃO, EM FORMATO DE ESPIRAL, PONTA DISTAL BISELADA , PONTA PROXIMAL POSSUI UM CONECTOR DE 1 MM, BALÃO SOFT SEAL COM OLHO TIPO MURPHY, QUE POSSIBILITA UMA VENTILAÇÃO BILATERAL, E UMA LINHA DE INSUFLAÇÃO DO BALÃO INTEGRADA A SONDA, COM BALÃO PILOTO DE PVC, SUA EXTREMIDADE É LISA, O QUE FACILITA A ENTUBAÇÃO E EXTUBAÇÃO, FLEXIVEL PARA ADAPTAR-SE A POSIÇÃO DO PACIENTE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. ESTERELIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO	SOLIDOR/ SONDA ENDOTRAQUEAL REG 10369460135	21,60	23760,00
42	1100	UND	SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA COM CUFF N° 6,5 TUBO EM PVC REFORÇADO INTERNAMENTE COM UM FIO DE AÇO INOXIDÁVEL OPACO À RADIAÇÃO, EM FORMATO DE ESPIRAL, PONTA DISTAL BISELADA , PONTA PROXIMAL POSSUI UM CONECTOR DE 1 MM, BALÃO SOFT SEAL COM OLHO TIPO MURPHY, QUE POSSIBILITA UMA VENTILAÇÃO BILATERAL, E UMA LINHA DE INSUFLAÇÃO DO BALÃO INTEGRADA A SONDA, COM BALÃO PILOTO DE PVC, SUA EXTREMIDADE É LISA, O QUE FACILITA A ENTUBAÇÃO E EXTUBAÇÃO, FLEXIVEL PARA ADAPTAR-SE A POSIÇÃO DO PACIENTE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU	SOLIDOR/ SONDA ENDOTRAQUEAL REG 10369460135	21,60	23760,00

SurgicalMedi – Importadora e Distribuidora de Materiais Cirúrgicos LTDA

29.057.136/0001-10

R. Florida, 344 – Barreirinha - Curitiba – PR

CEP 82.560-130 – Tel: (41) 4101-4736

licitacao@surgicalmedi.com

			CIRÚRGICO. ESTERELIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO.			
43	3000	UND	SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA COM CUFF N° 7,0 TUBO EM PVC REFORÇADO INTERNAMENTE COM UM FIO DE AÇO INOXIDÁVEL OPACO À RADIAÇÃO, EM FORMATO DE ESPIRAL, PONTA DISTAL BISELADA , PONTA PROXIMAL POSSUI UM CONECTOR DE 1 MM, BALÃO SOFT SEAL COM OLHO TIPO MURPHY, QUE POSSIBILITA UMA VENTILAÇÃO BILATERAL, E UMA LINHA DE INSUFLAÇÃO DO BALÃO INTEGRADA A SONDA, COM BALÃO PILOTO DE PVC, SUA EXTREMIDADE É LISA, O QUE FACILITA A ENTUBAÇÃO E EXTUBAÇÃO, FLEXIVEL PARA ADAPTAR-SE A POSIÇÃO DO PACIENTE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. ESTERELIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO.	SOLIDOR/ SONDA ENDOTRAQUEAL REG 10369460135	21,60	64800,00
44	3200	UND	SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA COM CUFF N° 8,0 TUBO EM PVC REFORÇADO INTERNAMENTE COM UM FIO DE AÇO INOXIDÁVEL OPACO À RADIAÇÃO, EM FORMATO DE ESPIRAL, PONTA DISTAL BISELADA , PONTA PROXIMAL POSSUI UM CONECTOR DE 1 MM, BALÃO SOFT SEAL COM OLHO TIPO MURPHY, QUE POSSIBILITA UMA VENTILAÇÃO BILATERAL, E UMA LINHA DE INSUFLAÇÃO DO BALÃO INTEGRADA A SONDA, COM BALÃO PILOTO DE PVC, SUA EXTREMIDADE É LISA, O QUE FACILITA A ENTUBAÇÃO E EXTUBAÇÃO, FLEXIVEL PARA ADAPTAR-SE A POSIÇÃO DO PACIENTE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. ESTERELIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO.	SOLIDOR/ SONDA ENDOTRAQUEAL REG 10369460135	21,60	69120,00
45	2900	UND	SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA COM CUFF N° 8,5 TUBO EM PVC REFORÇADO INTERNAMENTE COM UM FIO DE AÇO INOXIDÁVEL OPACO À RADIAÇÃO, EM FORMATO DE ESPIRAL, PONTA DISTAL BISELADA ,	SOLIDOR/ SONDA ENDOTRAQUEAL REG 10369460135	21,60	62640,00

			PONTA PROXIMAL POSSUI UM CONECTOR DE 1 MM, BALÃO SOFT SEAL COM OLHO TIPO MURPHY, QUE POSSIBILITA UMA VENTILAÇÃO BILATERAL, E UMA LINHA DE INSUFLAÇÃO DO BALÃO INTEGRADA A SONDA, COM BALÃO PILOTO DE PVC, SUA EXTREMIDADE É LISA, O QUE FACILITA A ENTUBAÇÃO E EXTUBAÇÃO, FLEXIVEL PARA ADAPTAR-SE A POSIÇÃO DO PACIENTE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. ESTERELIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO.			
46	1200	UND	SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA COM CUFF Nº 9,0 TUBO EM PVC REFORÇADO INTERNAMENTE COM UM FIO DE AÇO INOXIDÁVEL OPACO À RADIAÇÃO, EM FORMATO DE ESPIRAL, PONTA DISTAL BISELADA , PONTA PROXIMAL POSSUI UM CONECTOR DE 1 MM, BALÃO SOFT SEAL COM OLHO TIPO MURPHY, QUE POSSIBILITA UMA VENTILAÇÃO BILATERAL, E UMA LINHA DE INSUFLAÇÃO DO BALÃO INTEGRADA A SONDA, COM BALÃO PILOTO DE PVC, SUA EXTREMIDADE É LISA, O QUE FACILITA A ENTUBAÇÃO E EXTUBAÇÃO, FLEXIVEL PARA ADAPTAR-SE A POSIÇÃO DO PACIENTE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. ESTERELIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO.	SOLIDOR/ SONDA ENDOTRAQUEAL REG 10369460135	21,60	25920,00
54	3300	UND	SONDA DE ASPIRAÇÃO ENDOTRAQUEAL COM VÁLVULA DE CONTROLE DE SUCÇÃO 4 FR, CONFECCIONADA EM PVC, ATÓXICO COM 40 CM DE COMPRIMENTO, PONTA DISTAL COM AGULHO DE 15º, DOIS OLHOS LATERAIS. PONTA DA VÁLVULA POSSUEM CONECTOR LUER SLIP. POSSUI GRADUAÇÕES COM 2 CM DE DISTÂNCIA A PARTIR DE 6 CM ATÉ 22 CM DA PONTA DISTAL. COM REGISTRO NA ANVISA, ESTÉRIL.	MARK MED / SONDA ENDOTRAQUEAL REG 10207820015	3,85	12705,00
55	7200	UND	SONDA DE ASPIRAÇÃO ENDOTRAQUEAL COM VÁLVULA DE CONTROLE DE SUCÇÃO 6 FR,	MARK MED / SONDA ENDOTRAQUEAL	7,90	56880,00

			CONFECCIONADA EM PVC, ATÓXICO COM 40 CM DE COMPRIMENTO, PONTA DISTAL COM AGULHO DE 15º, DOIS OLHOS LATERAIS. PONTA DA VÁLVULA POSSUE CONECTOR LUER SLIP. POSSUI GRADUAÇÕES COM 2 CM DE DISTÂNCIA A PARTIR DE 6 CM ATÉ 22 CM DA PONTA DISTAL. COM REGISTRO NA ANVISA, ESTÉRIL.	REG 10207820015		
110	11600	UND	SONDA GASTRICA CURTA Nº 12, EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, QUE POSSIBILITE ABERTURA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA; DATA DE FABRICAÇÃO, DATA, TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO; NÚMERO DO LOTE; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DE ACORDO COM LEGISLAÇÕES VIGENTES DA ANVISA.	MARKMED/ SONDA GASTRICA CURTA Nº 12 REG 10207820018	2,96	34336,00
111	3600	UND	SONDA GASTRICA CURTA Nº 14, EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, QUE POSSIBILITE ABERTURA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA; DATA DE FABRICAÇÃO, DATA, TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO; NÚMERO DO LOTE; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DE ACORDO COM LEGISLAÇÕES VIGENTES DA ANVISA	MARKMED/ SONDA GASTRICA CURTA Nº 14 REG 10207820018	2,96	10656,00
112	3900	UND	SONDA GASTRICA CURTA Nº 16, EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE,	MARKMED/ SONDA GASTRICA CURTA Nº 16	2,96	11544,00

			FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, QUE POSSIBILITE ABERTURA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA; DATA DE FABRICAÇÃO, DATA, TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO; NÚMERO DO LOTE; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DE ACORDO COM LEGISLAÇÕES VIGENTES DA ANVISA.	REG 10207820018		
145	10000	UND	SONDA RETAL Nº 08 CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM REGISTRO NA ANVISA	MARKMED/ SONDA RETAL Nº 08 ESTERIL REG 10207820019	0,61	6100,00
146	5200	UND	SONDA RETAL Nº 10 CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM REGISTRO NA ANVISA	MARKMED/ SONDA RETAL Nº 10 ESTERIL REG 10207820019	0,65	3380,00
147	6200	UND	SONDA RETAL Nº 12 CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM REGISTRO NA ANVISA	MARKMED/ SONDA RETAL Nº 12 ESTERIL REG 10207820019	0,64	3968,00
148	4600	UND	SONDA RETAL Nº 14 CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM REGISTRO NA ANVISA.	MARKMED/ SONDA RETAL Nº 14 ESTERIL REG 10207820019	0,72	3312,00
149	4600	UND	SONDA RETAL Nº 16 CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM REGISTRO NA ANVISA	MARKMED/ SONDA RETAL Nº 16 ESTERIL REG 10207820019	0,75	3450,00
150	2600	UND	SONDA RETAL Nº 18 CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM REGISTRO NA ANVISA.	MARKMED/ SONDA RETAL Nº 16 ESTERIL Sonda RETAL Nº 18 ESTERIL REG 10207820019	0,83	2158,00
VALOR TOTAL					418.489,00	



Valor total: Quatrocentos e dezoito mil, quatrocentos e oitenta e nove reais.

Banco: Banco Itaú

Agência: 3701 Conta Corrente: 33781-1

DECLARAMOS QUE:

I- No preço cotado já estão incluídos todos os insumos que o compõe, tais como impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

II – O prazo de validade da proposta é de 90 (noventa) dias

III – O prazo de entrega é de 30 (trinta) dias.

III - Estamos cientes e concordamos com todas as condições estabelecidas no Edital desta Licitação e seus Anexos.

Curitiba, 28 de abril de 2020

KARLA PRICILA LOPES
SOARES:05042212990

Assinado de forma digital por
KARLA PRICILA LOPES
SOARES:05042212990
Dados: 2020.04.28 16:34:20 -03'00'

Karla Pricila Lopes Soares
RG 8.912.510-3
CPF 050.422.129-90

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		
CNPJ	01.005.728/0001-79	Autorização	1.03.694-6
Produto	TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO COM BALÃO SOLIDOR		

Modelo Produto Médico

3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0

Nome Técnico	Tubo Traqueal
Registro	10369460135
Processo	25351.504769/2016-09
Origem do Produto	<ul style="list-style-type: none">FABRICANTE: WELL LEAD MEDICAL CO, LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

[Voltar](#)

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		
CNPJ	01.005.728/0001-79	Autorização	1.03.694-6
Produto	TUBO ENDOTRAQUEAL		

Modelo Produto Médico

TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO SOLIDOR: DISPONÍVEL PARA I.D 2.0 A 10.0.

TUBO ENDOTRAQUEAL SEM MANGUITO SOLIDOR: DISPONÍVEL PARA I.D 2.0 A 10.0.

Nome Técnico	Tubo Traqueal
Registro	10369460137
Processo	25351.504785/2016-08
Origem do Produto	<ul style="list-style-type: none">FABRICANTE: WELL LEAD MEDICAL CO, LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

[Voltar](#)

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto			
Nome da Empresa	MARK MED INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.		
CNPJ	59.556.621/0001-07	Autorização	1.02.078-2
Produto	SONDA NASOGASTRICA MARK MED		

Modelo Produto Médico
Embalagem individual estéril com 01 Sonda Nasogástrica curta de 40 cm e longa com 100 cm, com pontas arredondadas e fechada (sem furo) e dois furos laterais e provida na outra extremidade de um conector padrão com tampa.
MODELOS: sonda curta 40 cm; sonda longa 100 cm.

Nome Técnico	Sondas
Registro	10207820018
Processo	25000.052848/9959
Origem do Produto	<ul style="list-style-type: none">FABRICANTE: MARK MED INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - BRASIL
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Voltar

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	MARK MED INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.		
CNPJ	59.556.621/0001-07	Autorização	1.02.078-2
Produto	SONDA RETAL MARK MED		

Modelo Produto Médico

com ponta arredondada e aberta (um furo) lateral e provida na outra extremidade de um conector padrão

com tampa.

Embalagem individual estéril com 01 Sonda Retal com 40 cm de comprimento com variação fde Fr. 04 a 32

Nome Técnico	Sondas
Registro	10207820019
Processo	25000.052849/9911
Origem do Produto	<ul style="list-style-type: none">FABRICANTE: MARK MED INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - BRASIL
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

[Voltar](#)



Ref Pregão eletrônico: 410/2019
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Em atendimento ao Pregão em epígrafe, apresentamos a seguinte proposta de preços:—

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA / MODELO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
41—	1100—	UND	SONDA- ENDOTRAQUEAL-ARAMADA- COM-CUFF-Nº-6,0-TUBO-EM-PVC— REFORÇADO-INTERNAMENTE-COM— UM-FIO-DE-AÇO-INOXIDÁVEL-OPACO— À-RADIAÇÃO, EM-FORMATO-DE— ESPIRAL, PONTA-DISTAL-BISELADA,— PONTA-PROXIMAL-POSSUI-UM— CONECTOR-DE-1-MM, BALÃO-SOFT— SEAL-COM-OLHO-TIPO-MURPHY, QUE— POSSIBILITA-UMA-VENTILAÇÃO— BILATERAL, E-UMA-LINHA-DE— INSUFLAÇÃO-DO-BALÃO-INTEGRADA— A-SONDA, -COM-BALÃO-PILOTO-DE— PVC, -SUA-EXTREMIDADE-É-LISA, Ø— QUE-FACILITA-A-ENTUBAÇÃO-E— EXTUBAÇÃO, FLEXIVEL-PARA— ADAPTAR-SE-A-POSIÇÃO-DO— PACIENTE.-EMBALADO— INDIVIDUALMENTE-EM-PAPEL-GRAU— CIRÚRGICO.-ESTERELIZADO-EM-ÓXIDO— DE-ETILENO	SOLIDOR/-SONDA— ENDOTRAQUEAL— REG-10369460135—	21,60—	23760,00—
42—	1100—	UND	SONDA- ENDOTRAQUEAL-ARAMADA- COM-CUFF-Nº-6,5-TUBO-EM-PVC— REFORÇADO-INTERNAMENTE-COM— UM-FIO-DE-AÇO-INOXIDÁVEL-OPACO— À-RADIAÇÃO, EM-FORMATO-DE— ESPIRAL, PONTA-DISTAL-BISELADA,— PONTA-PROXIMAL-POSSUI-UM— CONECTOR-DE-1-MM, BALÃO-SOFT— SEAL-COM-OLHO-TIPO-MURPHY, QUE— POSSIBILITA-UMA-VENTILAÇÃO— BILATERAL, E-UMA-LINHA-DE— INSUFLAÇÃO-DO-BALÃO-INTEGRADA— A-SONDA, -COM-BALÃO-PILOTO-DE— PVC, -SUA-EXTREMIDADE-É-LISA, Ø— QUE-FACILITA-A-ENTUBAÇÃO-E— EXTUBAÇÃO, FLEXIVEL-PARA— ADAPTAR-SE-A-POSIÇÃO-DO— PACIENTE.-EMBALADO— INDIVIDUALMENTE-EM-PAPEL-GRAU—	SOLIDOR/-SONDA— ENDOTRAQUEAL— REG-10369460135	21,60—	23760,00—

SurgicalMedi—Importadora-e-Distribuidora-de-Materiais-Cirúrgicos-LTDA—

29.057.136/0001-10—

R. Florida, 344—Barreirinha—Curitiba—PR—

CEP-82.560-130—Tel:-(41)-4101-4736—

licitacao@surgicalmedi.com

			CIRÚRGICO. ESTERELIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO.			
43	3000	UND	SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA COM CUFF N° 7,0 TUBO EM PVC REFORÇADO INTERNAMENTE COM UM FIO DE AÇO INOXIDÁVEL OPACO À RADIAÇÃO, EM FORMATO DE ESPIRAL, PONTA DISTAL BISELADA, PONTA PROXIMAL POSSUI UM CONECTOR DE 1 MM, BALÃO SOFT SEAL COM OLHO TIPO MURPHY, QUE POSSIBILITA UMA VENTILAÇÃO BILATERAL, E UMA LINHA DE INSUFLAÇÃO DO BALÃO INTEGRADA A SONDA, COM BALÃO PILOTO DE PVC, SUA EXTREMIDADE É LISA, O QUE FACILITA A ENTUBAÇÃO E EXTUBAÇÃO, FLEXIVEL PARA ADAPTAR-SE A POSIÇÃO DO PACIENTE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. ESTERELIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO.	SOLIDOR/ SONDA ENDOTRAQUEAL REG 10369460135	21,60	64800,00
44	3200	UND	SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA COM CUFF N° 8,0 TUBO EM PVC REFORÇADO INTERNAMENTE COM UM FIO DE AÇO INOXIDÁVEL OPACO À RADIAÇÃO, EM FORMATO DE ESPIRAL, PONTA DISTAL BISELADA, PONTA PROXIMAL POSSUI UM CONECTOR DE 1 MM, BALÃO SOFT SEAL COM OLHO TIPO MURPHY, QUE POSSIBILITA UMA VENTILAÇÃO BILATERAL, E UMA LINHA DE INSUFLAÇÃO DO BALÃO INTEGRADA A SONDA, COM BALÃO PILOTO DE PVC, SUA EXTREMIDADE É LISA, O QUE FACILITA A ENTUBAÇÃO E EXTUBAÇÃO, FLEXIVEL PARA ADAPTAR-SE A POSIÇÃO DO PACIENTE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. ESTERELIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO.	SOLIDOR/ SONDA ENDOTRAQUEAL REG 10369460135	21,60	69120,00
45	2900	UND	SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA COM CUFF N° 8,5 TUBO EM PVC REFORÇADO INTERNAMENTE COM UM FIO DE AÇO INOXIDÁVEL OPACO À RADIAÇÃO, EM FORMATO DE ESPIRAL, PONTA DISTAL BISELADA,	SOLIDOR/ SONDA ENDOTRAQUEAL REG 10369460135	21,60	62640,00

SurgicalMedi – Importadora e Distribuidora de Materiais Cirúrgicos LTDA

29.057.136/0001-10

R. Florida, 344 – Barreirinha - Curitiba – PR

CEP 82.560-130 – Tel: (41) 4101-4736

licitacao@surgicalmedi.com

			PONTA PROXIMAL POSSUI UM CONECTOR DE 1 MM, BALÃO SOFT SEAL COM OLHO TIPO MURPHY, QUE POSSIBILITA UMA VENTILAÇÃO BILATERAL, E UMA LINHA DE INSUFLAÇÃO DO BALÃO INTEGRADA A SONDA, COM BALÃO PILOTO DE PVC, SUA EXTREMIDADE É LISA, O QUE FACILITA A ENTUBAÇÃO E EXTUBAÇÃO, FLEXIVEL PARA ADAPTAR-SE A POSIÇÃO DO PACIENTE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. ESTERELIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO.			
46	1200	UND	SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA COM CUFF Nº 9,0 TUBO EM PVC REFORÇADO INTERNAMENTE COM UM FIO DE AÇO INOXIDÁVEL OPACO À RADIAÇÃO, EM FORMATO DE ESPIRAL, PONTA DISTAL BISELADA, PONTA PROXIMAL POSSUI UM CONECTOR DE 1 MM, BALÃO SOFT SEAL COM OLHO TIPO MURPHY, QUE POSSIBILITA UMA VENTILAÇÃO BILATERAL, E UMA LINHA DE INSUFLAÇÃO DO BALÃO INTEGRADA A SONDA, COM BALÃO PILOTO DE PVC, SUA EXTREMIDADE É LISA, O QUE FACILITA A ENTUBAÇÃO E EXTUBAÇÃO, FLEXIVEL PARA ADAPTAR-SE A POSIÇÃO DO PACIENTE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. ESTERELIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO.	SOLIDOR/ SONDA ENDOTRAQUEAL REG 10369460135	21,60	25920,00
145	10000	UND	SONDA RETAL Nº 08 CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM REGISTRO NA ANVISA	MARKMED/ SONDA RETAL Nº 08 ESTERIL REG 10207820019	0,61	6100,00
146	5200	UND	SONDA RETAL Nº 10 CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM REGISTRO NA ANVISA	MARKMED/ SONDA RETAL Nº 10 ESTERIL REG 10207820019	0,61	3172,00
147	6200	UND	SONDA RETAL Nº 12 CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM REGISTRO NA ANVISA	MARKMED/ SONDA RETAL Nº 12 ESTERIL REG 10207820019	0,64	3968,00

SurgicalMedi – Importadora e Distribuidora de Materiais Cirúrgicos LTDA

29.057.136/0001-10

R. Florida, 344 – Barreirinha - Curitiba – PR

CEP 82.560-130 – Tel: (41) 4101-4736

licitacao@surgicalmedi.com



148	4600	UND	SONDA RETAL Nº 14 CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM REGISTRO NA ANVISA.	MARKMED/ SONDA RETAL Nº 14 ESTERIL REG 10207820019	0,72	3312,00
149	4600	UND	SONDA RETAL Nº 16 CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM REGISTRO NA ANVISA	MARKMED/ SONDA RETAL Nº 16 ESTERIL REG 10207820019	0,75	3450,00
150	2600	UND	SONDA RETAL Nº 18 CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM REGISTRO NA ANVISA.	MARKMED/ SONDA RETAL Nº 16 ESTERIL Sonda RETAL Nº 18 ESTERIL REG 10207820019	0,83	2158,00
VALOR TOTAL						292.160,00

Valor total: Duzentos e noventa e dois mil, cento e sessenta reais.

Banco: Banco Itaú

Agência: 3701 Conta Corrente: 33781-1

DECLARAMOS QUE:

I- No preço cotado já estão incluídos todos os insumos que o compõe, tais como impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

II – O prazo de validade da proposta é de 90 (noventa) dias

III – O prazo de entrega é de 30 (trinta) dias.

III - Estamos cientes e concordamos com todas as condições estabelecidas no Edital desta Licitação e seus Anexos.

Curitiba, 30 de abril de 2020

KARLA PRICILA LOPES
SOARES:05042212990

Assinado de forma digital por
KARLA PRICILA LOPES
SOARES:05042212990
Dados: 2020.04.30 16:24:44 -03'00'

Karla Pricila Lopes Soares
RG 8.912.510-3
CPF 050.422.129-90

SurgicalMedi – Importadora e Distribuidora de Materiais Cirúrgicos LTDA

29.057.136/0001-10

R. Florida, 344 – Barreirinha - Curitiba – PR

CEP 82.560-130 – Tel: (41) 4101-4736

licitacao@surgicalmedi.com

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		
CNPJ	01.005.728/0001-79	Autorização	1.03.694-6
Produto	TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO SOLIDOR		

Modelo Produto Médico

Tubo Endotraqueal Aramado com Manguito Solidor: disponível para I. D. 3.0 a 10.0

Tubo Endotraqueal Aramado sem Manguito Solidor: disponível para I. D. 3.0 a 10.0

Nome Técnico	Tubo Traqueal
Registro	10369460135
Processo	25351.504769/2016-09
Origem do Produto	<ul style="list-style-type: none">FABRICANTE: WELL LEAD MEDICAL CO, LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Voltar

TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO

Marca: **SOLIDOR**®
Procedência: China
Reg. MS: 10369460135
Classe de risco:II

Características Técnicas:

- *Tubo endotraqueal com balão aramado (espiralado) utilizado para intubação endotraqueal;*
- *Marcadores com marcação em centímetro;*
- *Embalagem individual, tipo Blister (PGC) de fácil abertura (em pétala);*
- *Fabricado com material atóxico, translúcido, termo sensível e radiopaco;*
- *Conector em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável, com orifício lateral “Murphy”*
- *Curva de Magil*

Materiais:

- *Fabricado com material atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por óxido de Etileno);*
- *Tubo em PVC com orifício lateral “Murphy”*
- *Manguito em PVC*
- *Conector em polipropileno, radiopaco;*
- *Válvula ABS com mola inoxidável;*
- *Material do espiral confeccionado em aço inoxidável.*

Benefícios:

- *Atende a ampla gama de procedimentos cirúrgicos;*
- *Possui curvatura anatômica;*
- *Acopla facilmente em material intermediário que permite conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação;*
- *Escala com graduação em centímetros;*
- *Embalado individualmente (Blister), preservando a integridade asséptica do produto.*
- *Atóxico, não-pirogênico, descartável e estéril.*

Disponível nos tamanhos: 6.0/ 6.5/ 7.0/7.5/8.0/8.5/9.0/9.5/10.0;

Apresentação: caixa com 10 unidades