

NRX Medical Systems

M.A Batista Junior ME.

Rua Maria Lucia, 3339- Bairro Tiradentes- fone: (69)3214-3031/ 9981-7259- CEP78.910-000- Porto Velho-RO

C.N.P.J. 05.885.332/0001-14

Inscrição Estadual 0000000121330-0

Registro CREA 2578EMRO

Porto Velho, RO, 12 de Agosto de 2020.

Ao,

Governo do Estado de Rondônia

Superintendência Estadual de Compras e Licitações – SUPEL/RO

Ref.: Proposta Comercial Pregão Eletrônico Nº 445/2020/SIGMA/SUPEL/RO

Processo Administrativo Nº.: 0049.352138/2019-53

Data Abertura: 12/08/2020

Hora: 10:00 hs (horário de Brasília)

Prezados Senhores,

Encaminhamos à essa Comissão Permanente de Licitações – SIGMA/ SUPEL, referente a Licitação em epígrafe, objetivando a execução dos serviços objeto do referido certame. Nossa proposta de preços de fornecimento de materiais/bens compostos e irreajustáveis de acordo com exigências do Edital e seus Anexos, conforme quadro abaixo,

OBJETO: Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Artigos Médicos Hospitalares **sob sistema de consignação**, com fornecimento de equipamento sob Sistema de Comodato, visando atender a demanda dos Serviço de Hemodinâmica do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro - HBAP, por um período de 12 (doze) meses.

Item	Descrição	Und	Qde	Vlr. Unit (R\$)	Vlr. Total (R\$)	Anvisa	Marca / Modelo
13	Fio guia teflonado com espessura de 0,35, com ponta reta, com suporte padrão, com comprimento de 280 (+/-20)cm	Und	36	110,00	3.960,00	10332200048	SCW Medicath
14	Fio guia teflonado com espessura de 0,35, com ponta curva, com suporte padrão, com comprimento de 280 (+/-20)cm	Und	600	68,60	41.160,00	10332200048	SCW Medicath
17	Extensor curto de alta pressão para angiografia e ventriculografia; em poliuretano; flexível; usado para injeção de contraste sobre alta pressão; suporta até 1200 psi; com conexões "luer lock", comprimento de 90 (+/- 10) cm.	Und	3600	15,00	54.000,00	81325990018	Biometrix BMX-BL1075
42	Cateter para angiografia, pig tail, curvo, com 05 f (diagnóstico); com ângulo de 145 graus; com comprimento de 110 cm a 125 cm; com 06 furos laterais	Und	120	100,51	12.061,20	10256400047	KDL Biomedical
Valor Total da Proposta (R\$):				111.181,20			
Valor Total da Proposta por Extenso (R\$): Cento e onze mil, cento e oitenta e um reais e vinte centavos							

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, mão-de-obra e todos os tributos, impostos e encargos fiscais, sociais trabalhistas, previdenciários e comerciais, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir

M.A. BATISTA JUNIOR ME. - NRX MEDICAL SYSTEMS

Rua Maria Lucia, 3339 - Bairro Tiradentes - CEP78.910-000 - Porto Velho-RO

Tel: (69) 3214-3031/ 9981-7259 - Email: mabatistalicitacao@outlook.com

NRX Medical Systems

M.A Batista Junior ME.

Rua Maria Lucia, 3339- Bairro Tiradentes- fone: (69)3214-3031/ 9981-7259- CEP78.910-000- Porto Velho-RO

C.N.P.J. 05.885.332/0001-14

Inscrição Estadual 0000000121330-0

Registro CREA 2578EMRO

sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos e, ainda, os gastos com transporte e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas.

- ✓ **Prazo de Validade da Proposta:** 60 (Sessenta) dias corridos, a contar da data apresentação da sua proposta de preços;
- ✓ **Prazo de Entrega:** 30 (dias) dias corridos, contado a partir da confirmação de recebimento da Nota de Empenho.
- ✓ **Local de Entrega:** Central de Abastecimento farmacêutico – CAF II: Rua: Aparício de Moraes nº. 4378 Bairro - Setor Industrial - Porto Velho, Rondônia
- ✓ **Garantia do Produto:** Garantia de 12 (doze) meses, contra defeitos (vícios reditórios), no que diz respeito à falhas ou defeitos ocultos existente no objeto passível de o tornarem impróprio ao uso a que se destina ou lhe diminuir sensivelmente o valor, de tal modo que o ato negocial não se realizaria se esses defeitos fossem conhecidos;
- ✓ O produto ofertado deverá atender aos dispositivos da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e às demais legislações pertinentes
- ✓ **Condições de Pagamento:** conforme ao edital;
- ✓ **Dados Bancários:** Banco do Brasil; Agência: 3231-X; Conta Corrente: 11.463-4;

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, e para esse fim fornecemos os seguintes dados

Licitante: **M. A. BATISTA JUNIOR ME – NRX MEDICAL SYSTEMS** CPNJ: 05.885.332/0001-14

Endereço: Rua Maria Lucia, 3339, Bairro Tiradentes. Porto Velho/RO. Tel/Fax: (69) 3214-3031/9982-6821. Email: mabatistalicitacao@outlook.com

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

M. A. BATISTA JUNIOR ME – NRX MEDICAL SYSTEMS, apresenta, os dados de seu Representante Legal, para assinatura do eventual CONTRATO:

Representante Legal: Mario Alaercio Batista Júnior - Cargo: Socio-Gerente - CPF n: 742.446.472-87 - RG n. 710.633 SSP/RO

Nacionalidade: Brasileira Estado Civil: Casado

Profissão: Representante Comercial

Dados Bancários: Banco do Brasil; Ag.: 3231-X; C/C: 11.463-4



Mario A. Batista Junior
NRX Medical Systems
CPF nº 742.446.472-87

05.885.332/0001-14
M. A. BATISTA JUNIOR - ME
Rua: Maria Lucia nº. 3339
Bairro Tiradentes - CEP: 78.910-000
PORTO VELHO RO

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	QR Consulting, Importação e Distribuição de Produtos Médicos Ltda		
CNPJ	19.933.144/0001-29	Autorização	8.13.259-9
Produto	Linha de Alta Pressão Biometrix		

Modelo Produto Médico

BL-1025

BL-1050

BL-1075

BL-1100

BL-1125

BL-1160

BM-4025

BM-4050

BM-4075

BM-4100

BM-4120

BM-4150

BM-4160

BM-4200

Nome Técnico Sistema de Drenagem e Monitoracao de Pressao

Registro 81325990018

Processo 25351.106517/2017-05

Origem do Produto	• FABRICANTE: BIOMETRIX LTD - ISRAEL
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

[Voltar](#)

Cateter Angiográfico Pigtail

- Com ponta suave, facilitando uso clínico
- Ponta arredondada e macia, prevenindo lesão
- Sem vazamento abaixo de 1200 psi

Referência	Descrição
ACPIGS4F1110	Cateter Angiográfico Pigtail Reto 4F X 110 cm 038
ACPIGS4F2065	Cateter Angiográfico Pigtail Reto 4F X 65 cm 021
ACPIGS4F3065	Cateter Angiográfico Pigtail Reto 4F X 65 cm 025
ACPIGS4F1080	Cateter Angiográfico Pigtail Reto 4F X 80 cm 038
ACPIGS5F3060	Cateter Angiográfico Pigtail Reto 5F X 60 cm 025
ACPIGT1115F165	Cateter Angiográfico Pigtail Reto 5F X 65 cm 038
ACPIGS5F1065	Cateter Angiográfico Pigtail Reto 5F X 65 cm 038
ACPIGS5F0065NHF	Cateter Angiográfico Pigtail Reto 5F X 65 cm 035
ACPIGS5F1090	Cateter Angiográfico Pigtail Reto 5F X 90 cm 038
ACPIGS5F0090NHF	Cateter Angiográfico Pigtail Reto 5F X 90 cm 035
ACPIGT1115F1100	Cateter Angiográfico Pigtail Reto 5F X 100 cm 038
ACPIGS5F1110	Cateter Angiográfico Pigtail Reto 5F X 110 cm 035
ACPIGS5F1110B	Cateter Angiográfico Pigtail Reto 5F X 110 cm 038
ACPIGA5F1110	Cateter Angiográfico Pigtail Angulado 145° 5F X 110 cm 038
ACPIGS5F1125	Cateter Angiográfico Pigtail Reto 5F X 125 cm 038
ACPIGS5F0110NHF	Cateter Angiográfico Pigtail Reto 5F X 110 cm 035
ACPIGA5F1110B	Cateter Angiográfico Pigtail Angulado 145° High Flow 5F X 110 cm 038
ACPIGS5F1110NB	Cateter Angiográfico Pigtail Reto High Flow 5F X 110 cm 038
ACPIGA6F1110	Cateter Angiográfico Pigtail Angulado 145° 6F X 110 cm 038
ACPIGBP6F1110	Cateter Angiográfico Pigtail Angulado 155° 6F X 110 cm 038
ACPIGS6F1110	Cateter Angiográfico Pigtail Reto 6F X 110 cm 038



Fabricante: KDL

Registro no Ministério da Saúde: 10256400047

Biomedical - Matriz Minas Gerais

① 31 2129.4000 ✉ brasil@biomedical.com.br

Biomedical - Filial São Paulo

① 11 3662.6263 ✉ bio.sp@biomedical.com.br

Biomedical - Filial Paraná

① 41 3209.3960 ✉ bio.sul@biomedical.com.br

Biomedical - Filial Rio de Janeiro

① 21 3311.5376 ✉ bio.rj@biomedical.com.br

Biomedical - Filial Nordeste

① 81 3097.8110 ✉ bione@biomedical.com.br

Biomedical - Filial Rio Grande do Sul

① 51 3573.9515 ✉ bio.rs@biomedical.com.br



Instruções de Uso
Produto: Linha de Alta Pressão Biometrix
Página 1 de 1

Importador: QR Consulting, Importação e Distribuição de Produtos Médicos Ltda
Rua Ministro Orozimbo Nonato, 442/915. Vila da Serra. Nova Lima – MG. CEP: 34000-000
Responsável técnica: Maria José Barbosa Duarte CRFMG: 10334
ANVISA: 81325990018

Fabricante: Biometrix Ltd.
End: Kiryat Mada, 4. CEP: 91450. Jerusalém, Israel

Indicação de uso:

As linhas de Alta pressão Biometrix são acessórios utilizados em procedimentos hemodinâmicos, intervencionistas, terapêuticos e cirúrgicos para conduzir líquidos e fluidos e conectados a outros acessórios necessários aos procedimentos descritos.

Contra-indicações

NA

Instruções de uso

Procedimento:

- . Retirar o produto da embalagem utilizando técnica asséptica;
- . Conectar as extremidades do extensor;
- . Conector Luer deve compartilhar compatibilidade com equipamentos de infusão, cateteres, torneiras, seringas.
- . Não permitir a entrada de ar na conexão e certificar-se de que não há ocorrências de bolhas de ar durante a passagem da solução;

Advertências e precauções:

Este produto deve ser utilizado apenas por pessoal técnico autorizado.

O produto é fornecido esterilizado, não deve ser reprocessado ou reutilizado para evitar contaminação entre pacientes;

O descarte deve ser feito conforme normas da instituição, levando em conta ser um produto médico com reutilização proibida.

O dispositivo deve ser descartado após o uso conforme regras da instituição para produtos biológicos.

Armazenamento e transporte:

O produto deve ser armazenado e transportado longe do calor, devendo permanecer em local seco e fresco.

Formas de apresentação do produto médico;

Produto fornecido em caixa contendo 50 unidades por caixa, cada unidade é embalada individualmente em envelope de esterilização e a caixa externa é de papelão.

Envelope de esterilização Tyvec

O sistema é composto por: conector luer lock fêmea, conector luer lock macho rotativo e tubo

TABELA COMPARATIVA:
1.1 HIDROFÍLICA


Referência	Diâmetro	Comprimento	Rigidez	Ponta
831601	0,035"	150 cm	Padrão	Reta
831602	0,035"	150 cm	Padrão	Angulada
831801	0,035"	180 cm	Padrão	Reta
831802	0,035"	180 cm	Padrão	Angulada
832001	0,035"	260 cm	Padrão	Reta
832002	0,035"	260 cm	Padrão	Angulada


1.2 TEFLONADA


Referência				Comprimento	Ponta
0,025"	0,032"	0,035"	0,038"		
831201	831301	831401	831501	150 cm	Reta
831202	831302	831402	831502	150 cm	J
		831701		180 cm	Reta
		831702		180 cm	J
831203	831303	831403	831503	260 cm	Reta
831204	831304	831404	831504	260 cm	J

1.3 ZEBRA

Padrão zebrado com listras branca e azul.

Corpo firme e superfície externa lisa



Referência	Diâmetro	Comprimento	Ponta
836601	0,025"	150 cm	Reta
836602	0,025"	150 cm	Angulada
836603	0,025"	260 cm	Reta
836604	0,025"	260 cm	Angulada
836605	0,032"	150 cm	Reta
836606	0,032"	150 cm	Angulada
836607	0,032"	260 cm	Reta
836608	0,032"	260 cm	Angulada
836609	0,035"	150 cm	Reta
836610	0,035"	150 cm	Angulada
836611	0,035"	260 cm	Reta
836612	0,035"	260 cm	Angulada



FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

GUIA PARA ANGIOGRAFIA SCW

INDICAÇÃO DE USO:

A Guia para Angiografia SCW é indicada para procedimentos de angiografia, angioplastia, radiologia intervencionista entre outros que necessitem guiar um cateter pelo sistema vascular periférico.

A Guia para Angiografia SCW tem como finalidade o acesso ao sistema vascular e permite que o cateter indicado ao procedimento seja direcionado, trocado e deslizado sobre a guia até o local desejado.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

- Guia Hidrofílica
 - Núcleo em Nitinol
 - Recobrimento hidrofílico
 - Dimensões de diâmetro, comprimento e ponta indicadas na tabela comparativa acima.
- Guia Teflonada
 - Núcleo em Aço Inox
 - Recobrimento em PTFE
 - Dimensões de diâmetro, comprimento e ponta indicadas na tabela comparativa acima.
- Guia Zebra
 - Núcleo em Nitinol
 - Recobrimento em PTFE com padrão zebrado com listras branca e azul
 - Dimensões de diâmetro, comprimento e ponta indicadas na tabela comparativa acima.

REGISTRO ANVISA:

Guia para Angiografia SCW 10332200048

FABRICANTE:

SCW Medicath Ltd. China

INFORMAÇÕES REGULATÓRIAS E DE QUALIDADE:

O produto está registrado junto à ANVISA de acordo com a RDC 185/2001 e RDC 16/2013.

O sistema de qualidade do fabricante está de acordo com a ISO 13485:2012 e ISO 9001:2008.