



Proposta Nº 5868

Para

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL/RO CNPJ: 04.287.520/0001-88, Avenida Farquar, 2986, Pedrinhas 76801470 - Porto Velho, RO

Número da Proposta	5868
Data	31/03/2021

COMPRAS NET
 PE:57/2021
 UASG: 925373

Vendedor(a): Pedro Dornas Cipriani

Itens da proposta comercial

Descrição do produto/serviço	Código	Un	Qtd.	Preço un.	Preço total
SONDA EM "T" KEHR 08FR LATEX FOYOMED	0008700016710	UN	915,0000	11,5300000000	10.549,95
ITEM 18					
SONDA EM "T" KEHR 10FR LATEX FOYOMED	0008700016710	UN	1.005,0000	11,0400000000	11.095,20
ITEM 19					
SONDA EM "T" KEHR 12FR LATEX FOYOMED	0008700016710	UN	1.035,0000	10,8600000000	11.240,10
ITEM 20					
SONDA EM "T" KEHR 14FR LATEX FOYOMED	0008700016710	UN	825,0000	11,1500000000	9.198,75
ITEM 21					
SONDA EM "T" KEHR 16FR LATEX WELL LEAD	0008700016710	UN	930,0000	11,3400000000	10.546,20
ITEM 22					
SONDA EM "T" KEHR 18FR LATEX FOYOMED	0008700016710	UN	915,0000	11,0300000000	10.092,45
ITEM 23					

Outros itens ou serviços

Pagamento: Conforme edital EMAIL: amanda.cipriani@priom.com.br DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil Agência 3567 -X Conta 109480-7
--

Nº de Itens	Soma das Qtde	Total outros itens	Total dos itens	Frete	Total da proposta
6,00	5625	0,00	62.722,65	0,00	62.722,65

Atenciosamente,

Rodrigo Benjamin Delgado. CPF: 298.098.228-80, ate

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA
CNPJ	61.418.042/0001-31
Autorização	1.01.504-7
Produto	Sonda em T (Kerh) em Látex Foyomed

Modelo Produto Médico
FY011008 - 08FR; FY011010 - 10FR; FY011012 - 12FR; FY011014 - 14FR; FY011016 - 16FR; FY011018 - 18FR; FY011020 - 20FR; FY011022 - 22FR; FY011024 - 24FR; FY011026 - 26FR.

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	10150470506 DRENO DE SUCCAO_EM_LATEX_KEHR_FOYO MED.pdf	0246186216 - 19/01/2021 17:57:41

Nome Técnico	Sondas
Registro	10150470506
Processo	25351023459201701
Fabricante Legal	ZHANJIANG STAR ENTERPRISE CO.,LTD
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	[sem dados cadastrados]

**NOME DO PRODUTO: SONDA EM T OU DRENO DE SUCÇÃO EM LATEX KEHR
– FOYOMED**

Registro MS: 10150470506

DADOS PRODUTO REGISTRO ANVISA

Nome técnico: Sondas

Matéria Prima: Latex

Método de Esterilização: Óxido de Etileno

Produto Estéril: (x) Sim () Não

Validade: 5 anos

USO ÚNICO**DESCRIÇÃO DO PRODUTO**

A Sonda em T Kerh em Látex ou dreno de sucção KEHR – Foyomed é composto de Látex.

INDICAÇÃO DE USO

O Dreno de Sucção Capilar em T (Kehr) em Látex Foyomed é indicado para drenagem de fluídos após cirurgia clínica ou hidropisia, pneumatose, pus e sangue de feridas de pacientes.


INSTRUÇÃO DE USO

- Escolher o tamanho adequado da Sonda em T (Kehr);
- Retirar de sua embalagem, em condições assépticas;

- A sonda é colocada durante o ato cirúrgico (ainda com a cavidade aberta) e retirada quando cessar a drenagem;
- Para sua retirada, utilizam-se movimentos que são chamados de tração, até sua retirada total;
- Para permitir a saída dos fluídos, a sonda é envolvida por uma bolsa de drenagem que é aderida à pele impedindo o vazamento de secreções.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tamanhos variados que vão de 8FR até 24FR



APRESENTAÇÃO COMERCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO
FY011008	Dreno de Sucção Kehr Em látex - Foyomed	08FR x 15cm x 30cm
FY011010	Dreno de Sucção Kehr Em látex - Foyomed	10FR x 15cm x 30cm
FY011012	Dreno de Sucção Kehr Em látex - Foyomed	12FR x 15cm x 30cm
FY011014	Dreno de Sucção Kehr Em látex - Foyomed	14FR x 15cm x 30cm
FY011016	Dreno de Sucção Kehr Em látex - Foyomed	16FR x 15cm x 30cm
FY011018	Dreno de Sucção Kehr Em látex - Foyomed	18FR x 15cm x 30cm
FY011020	Dreno de Sucção Kehr Em látex - Foyomed	20FR x 15cm x 30cm
FY011022	Dreno de Sucção Kehr Em látex - Foyomed	22FR x 15cm x 30cm
FY011024	Dreno de Sucção Kehr Em látex - Foyomed	24FR x 15cm x 30cm

FORMA DE APRESENTAÇÃO EMBALAGEM

Envelope termoselado com face grau cirúrgico

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Manter em local limpo e temperatura ambiente

PRECAUÇÕES/ CONTRAINDICAÇÕES

- Produto de uso único, descarta após o uso;
 - Esse produto contém látex de borracha natural e seu uso pode causar reações alérgicas em pessoas sensíveis ao látex;
 - Proibido reprocessar,
- O tempo máximo de permanência do produto no paciente é de 29 dias.**

Importado e Distribuído por:

Cirúrgica Fernandes Ltda

Al. África, 570, Santana de Parnaíba – SP

CNPJ: 61.418.042.0001/31 SAC 0800-771647

Site: www.cfernandes.com.br

Resp. Téc. Enfa. Lucia A. Higa – Coren SP 069259