

À
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 450/2021
PROCESSO ADM N.º 0036.192438/2021-31

PROPONENTE:

MÔNACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Rua Areobaldo Bandeira, n.º 106, Loja 2, Bairro Bonfim, CEP 29.047-025, Vitória - ES.

CNPJ: 29.010.039/0001-71 - **Inscrição Estadual:** 083364650 - **Inscrição Municipal:** 1247475

Fone: (27) 3215-3262

Setor de Licitações: (27) 3215-3262 - **Ramais:** 202 - 203 - 204 - 210

E-mail: licitacoes@monaco.es.com.br

PROPOSTA COMERCIAL

ITEM / LOTE	DESCRIÇÃO	MARCA / FABRICANTE	RMS	QUANT.	UNID.	R\$ VLR. UNIT.	R\$ VLR. TOTAL
3	ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE ADULTO. RESISTENTE A QUEDAS, FACE DO VISOR GRAVADO DE FORMA A GARANTIR MAIOR PRECISÃO, MANÔMETRO COM ROTACAO DE 360 GRAUS, COM BRAÇADEIRA NYLON (18 A 35 CM DE CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO APROXIMADAMENTE), ARO DE BORRACHA ANTI-IMPACTO. MANÔMETRO DE ALTA RESISTÊNCIA, DOTADO DE BLINDAGEM PROTETORA CONTRA DESREGULAGENS OU CHOQUES, CERTIFICADO PELO INMETRO. PERA ANATÔMICA E VALVULA DE AR QUE PROMOVEM UM PERFEITO CONTROLE DO ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO DO AR, GARANTINDO ASSIM, UMA LEITURA CORRETA DA PRESSAO ARTERIAL, RETENDO O AR COMPRIMIDO, POSSIBILITANDO UM EXAME MAIS EXATO. BRACADEIRA CONFECCIONADA EM TECIDO ANTIALERGICO E IMPERMEÁVEL, FECHO EM VELCRO, RESISTENTE E FLEXIVEL. COM GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO DE NO MÍNIMO 01 ANO. DEVE POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. - PROCEDÊNCIA: IMPORTADO	ACCUMED	80275310022	5.457	UNID	R\$ 80,1300	R\$ 437.269,41
13	ESFIGNOMANÔMETRO SEMI - DIGITAL (APARELHO MEDIDOR DE PRESSÃO DE BRAÇO) ADULTO COM VISOR DIGITAL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO; INFLAGEM MANUAL E DESINFLAGEM AUTOMÁTICA; QUE UTILIZE PILHAS TAMANHO AA, MANTENDO CONTROLE PERMANENTE DA TENSÃO E AVISANDO O MOMENTO DA TROCA; COM MEMÓRIA PARA O ÚLTIMO RESULTADO; COM BRAÇADEIRA ADULTO PADRÃO (CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO COM 22-32CM). COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO - PROCEDÊNCIA: IMPORTADO	ACCUMED	80275310004	2.170	UNID	R\$ 187,6500	R\$ 407.200,50



15	ESFIGNOMANÔMETRO SEMI - DIGITAL OBESO (APARELHO MEDIDOR DE PRESSÃO DE BRAÇO), POR PADRÃO O PRODUTO SAI DE FÁBRICA COM BRAÇADEIRA TAMANHO ADULTO, A EMPRESA GANHADORA DESTE ITEM DEVERÁ ENTREGAR BRAÇADEIRA TAMANHO OBESO ATENDENDO A CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO DE 32-42CM APROXIMADAMENTE, COM VISOR DIGITAL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO; INFLAGEM MANUAL E DESINFLAGEM AUTOMÁTICA; QUE UTILIZE PILHAS TAMANHO AA, MANTENDO CONTROLE PERMANENTE DA TENSÃO E AVISANDO O MOMENTO DA TROCA; COM MEMÓRIA PARA O ÚLTIMO RESULTADO; COM BRAÇADEIRA ADULTO PARA OBESOS. COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO - PROCEDÊNCIA: IMPORTADO	ACCUMED	80275310004	383	UNID	R\$ 171,0300	R\$ 65.504,49
17	ESTETOSCÓPIO ADULTO COM SISTEMA DIAFRAGMA TIPO RAPPAPORT, COM AUSCULTADOR DUPLO, DESENVOLVIDO COM ALTA SENSIBILIDADE NA CAPTAÇÃO DOS MÍNIMOS RUÍDOS DA AUSCULTAÇÃO, TUBO DUPLO CONFECCIONADO EM BORRACHA MACIA E ANTI-ALÉRGICA, GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO. COM REGISTRO NA ANVISA. DEVE SER PRODUZIDO CONFORME BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DA ANVISA RDC Nº 59/2000 - PROCEDÊNCIA: IMPORTADO	ACCUMED	80275310052	3.890	UNID	R\$ 63,7400	R\$ 247.948,60
37	LANCETA INDIVIDUAL, DESCARTÁVEL (USO ÚNICO) 28G, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA INDICADAS PARA OBTEN AMOSTRAS PARA TESTES SANGUÍNEOS. COM SISTEMA DE DISPARO E RETRAÇÃO DA LANCETA AUTOMATICAMENTE. ESTÉRIL, APIROGÊNICO E ATÓXICO. DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA - PROCEDÊNCIA: IMPORTADO	DESCARPACK	10330660235	495.300	UNID	R\$ 0,2800	R\$ 138.684,00
46	ELETRODO COM PRÉ GEL PARA MONITOR CARDÍACO DESCARTÁVEL ADULTO. DORSO DE ESPUMA, GEL SÓLIDO, ADESIVO ACRÍLICO HIPOALERGÊNICO, PRENDEDOR METÁLICO DE AÇO INOXIDÁVEL E CONTRAPINO DE CLORETO DE PRATA (AGCL). EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDENCIA, DATA PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA - PROCEDÊNCIA: IMPORTADO	DESCARPACK	10330660199	511.875	UNID	R\$ 0,3500	R\$ 179.156,25
59	OXÍMETRO DIGITAL DE DEDO, MEDIDOR DE SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO NO SANGUE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, QUE DESLIGUE AUTOMATICAMENTE QUANDO NA HAJA SINAL. DIMENSÃO APROXIMADA DO LCD DE 1,2"; MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE; VOLTAGEM: 2 PILHAS AAA. COM CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO - PROCEDÊNCIA: IMPORTADO	ACCUMED	80275310062	765	UNID	R\$ 138,6100	R\$ 106.036,65
VALOR TOTAL DA PROPOSTA POR EXTENSO: HUM MILHÃO, QUINHENTOS E OITENTA E UM MIL, SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS						R\$	1.581.799,90





PRAZO DE VIGÊNCIA/VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS/CONTRATO: 12 (doze) meses.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

VALIDADE/GARANTIA DOS PRODUTOS: 12 (doze) meses.

PRAZO DE PAGAMENTO: 30 (trinta) dias corridos.

PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS: 30 (trinta) dias corridos.

LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS: Os produtos serão entregues nos respectivos locais solicitados no edital de pregão eletrônico.

DECLARAÇÕES

I. Os preços propostos são completos, computando todos os custos necessários para o atendimento do objeto desta licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, prestação de assistência técnica, garantia e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado, constante da proposta.

DADOS BANCÁRIOS

Banco do Brasil

Código do Banco: 001

Agência: 1802-3 - Av. Nossa Sra. da Penha, 714 - Praia do Canto, Vitória - ES, 29.055-131

Conta Corrente: 101156-1

DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO / ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Representante legal: Rafael Figueiredo Palmeira - **Função:** Sócio/Diretor

CPF: 130.464.937-70 - **OAB/ES:** 25.754

Nacionalidade: Brasileiro - **Estado Civil:** Casado

Endereço: Rua Areobaldo Bandeira, nº 106, loja 02, Bonfim, Vitória/ES, CEP 29.047-025.

E-mail: rafael@monaco.es.com.br

E-mail para ARP/CONTRATO/AF/OF/EMPENHO: administrativo@monaco.es.com.br

Vitória/ES, 18 de outubro de 2021.

RAFAEL FIGUEIREDO
PALMEIRA:13046493770

Assinado de forma digital por RAFAEL
FIGUEIREDO PALMEIRA:13046493770
Dados: 2021.10.18 09:41:21 -03'00'

Rafael Figueiredo Palmeira
OAB/ES 25.754 – CPF 130.464.937-70

CNPJ: 29.010.039/0001-71

MÔNACO DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

RUA AREOBALDO BANDEIRA, N.º 106,
LOJA 2 - BONFIM - VITÓRIA – ES



Rua Areobaldo Bandeira, nº 106, Loja 02 | Bonfim | 29047-025 | Vitória | ES

www.monaco.es.com.br

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	ACCUMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA
CNPJ	06.105.362/0001-23
Autorização	8.02.753-1
Produto	ESTETOSCÓPIO PREMIUM

Modelo Produto Médico
ESTETOSCÓPIO PREMIUM SIMPLES - ADULTO; ESTETOSCÓPIO PREMIUM SIMPLES - PEDIÁTRICO; ESTETOSCÓPIO PREMIUM SIMPLES - ADULTO DELUXE; ESTETOSCÓPIO PREMIUM SIMPLES - PEDIÁTRICO DELUXE; ESTETOSCÓPIO PREMIUM DUPLO - ADULTO; ESTETOSCÓPIO PREMIUM DUPLO - PEDIÁTRICO; ESTETOSCÓPIO PREMIUM DUPLO - NEONATAL; ESTETOSCÓPIO PREMIUM CARDIOLÓGICO - ADULTO; ESTETOSCÓPIO PREMIUM CARDIOLÓGICO - PEDIÁTRICO; ESTETOSCÓPIO PREMIUM RAPPAPORT SIMPLES; ESTETOSCÓPIO PREMIUM RAPPAPORT; ESTETOSCÓPIO PREMIUM COLORIDO SIMPLES; ESTETOSCÓPIO PREMIUM COLORIDO DUPLO ; ESTETOSCÓPIO PREMIUM SIMPLES - DESCARTÁVEL; ESTETOSCÓPIO PREMIUM FLAT; ESTETOSCÓPIO PREMIUM SIMPLES - ADULTO- DE PLÁSTICO; ESTETOSCÓPIO PREMIUM SIMPLES - ADULTO - DE PLÁSTICO FLEXÍVEL; ESTETOSCÓPIO PREMIUM DUPLO - ADULTO DELUXE; ESTETOSCÓPIO PREMIUM DUPLO PEDIÁTRICO DELUXE; ESTETOSCÓPIO PREMIUM DUPLO NEONATAL DELUXE; ESTETOSCÓPIO PREMIUM DE TREINAMENTO.

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
<i>[sem dados cadastrados]</i>		

Nome Técnico	Estetoscopio
Registro	80275310052
Processo	25351167163201264
Fabricante Legal	NINGBO SIFANG MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	<i>[sem dados cadastrados]</i>



INSTRUÇÕES DE USO - ESTETOSCÓPIOS RAPPAPORT

INDICAÇÃO DE USO



O Estetoscópio Rappaport Premium é indicado para a ausculta cardíaco-respiratória não invasiva do organismo.

FORMA DE APRESENTAÇÃO

Rappaport: Estetoscópio completo com dois tubos (duplo) e auscultador duplo rappaport. Inclui um kit com os seguintes produtos sobressalentes embalados em PVC transparente: dois pares de olivas, duas membranas e três sinos prolongadores. Embalado em Caixa de Papelão.

Componentes:

- 1) Par de Olivas rosqueável de dura;
- 2) Par de Olivas rosqueável de macia;
- 3) Par de Olivas rosqueável de silicone;
- 4) 2 pares de membranas de plástico rígido;
- 5) Anel rosqueado de cobre cromado (5.1: Infantil, 5.2: Adulto);
- 6) Base rosqueada de cobre cromado que possibilita troca do sino ou diafragma (6.1: Infantil, 6.2: Adulto);
- 7) Câmara de som em liga de alumínio (oxidado ou anodizado);
- 8) Tubo rotatório central em cobre cromado. Possui duas saídas para ligação com (9);
- 9) Tubo duplo de PVC ligado através de anéis metálicos;
- 10) Fone biauricular de cobre cromado;
- 11) Diafragma aberto (sino prolongador) tamanho pequeno;
- 12) Diafragma aberto (sino prolongador) tamanho médio;
- 13) Diafragma aberto (sino prolongador) tamanho grande;
- 14) Auscultador;



PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO

Os sons são obtidos através do contato do diafragma com a região de interesse. Esses sons são transmitidos através da câmara de som, tubo transmissor, tubo de PVC e auriculares até o ouvido do operador. O fone biauricular permite escutar simultaneamente o som com os dois ouvidos.

O Estetoscópio Tipo Rappaport possui cinco tipos diferentes de auscultadores:

Tipo Fechado com uma membrana de plástico rígido (diafragma):

Grande: usado para detectar sons dos batimentos cardíacos de baixa frequência com maior distinção;

Pequeno: uso infantil;

Tipo Aberto (sino prolongador)

Grande: usado para localizar com maior precisão os sons obtidos em pontos localizados: sons de frequências baixa e média

Médio: Concentra-se pontos pequenos e limitados (ex.: entre as costelas) para detectar sons de intensidade média e baixa

Pequeno: uso infantil

MODO DE USAR

Encaixar o fone binauricular nos ouvidos de maneira a isolar todos os sons externos;
Esfregue levemente o diafragma para saber se as olivas estão posicionadas corretamente nos ouvidos e qual diafragma está na posição de uso;
Encostar o diafragma na área a ser analisada;
Gire a câmara de som em 180° para trocar o diafragma a ser utilizado.

CUIDADOS E MANUTENÇÃO

Não exponha o dispositivo em temperaturas extremas, umidade, poeira ou luz direta. Guarde-o em embalagem própria.
Limpe o dispositivo com um pano macio e levemente umedecido com água. Não use produtos químicos.
Segure o tubo com cuidado. Não puxe.
O tubo também não deve sofrer deformações ter as bordas afiadas ou ser tocado por materiais cortantes.
Não deixe cair o instrumento. Evite vibrações fortes.
Nunca abra o dispositivo. Se isto ocorrer, a calibração do fabricante torna-se inválida.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Temperatura de armazenagem recomendada: 0°C a 50°C.
Umidade relativa do ar de armazenagem recomendada: máxima de 80%.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO EQUIPAMENTO

Siga as instruções de armazenamento e conservação do equipamento. Guarde-o em embalagem própria, evitando assim o acúmulo de impurezas. Para a limpeza, utilize um pano macio e levemente umedecido com água. A desinfecção pode ser realizada utilizando um pano umedecido com álcool. Não utilizar agentes de limpeza abrasivos, e não imergir o estetoscópio em líquidos.

Mantenha o equipamento e sua área de trabalho limpos, para assegurar os requisitos essenciais de segurança e eficácia de produtos médicos.

TERMO DE GARANTIA

O Estetoscópio Rappaport Premium tem garantia de um ano a contar da data de entrega efetiva dos produtos. A garantia somente será válida mediante apresentação do cupom fiscal com data de compra, nome referência do produto e identificação do revendedor. A garantia de um ano não se aplica as partes sensíveis ao desgaste de uso normal. Estas partes têm garantia de noventa dias, também contados a partir da data de entrega efetiva dos produtos. A garantia não se aplica aos danos provocados por manuseio inadequado, acidentes, inobservância das instruções de manuseio, conservação e operação descritas no manual, ou a alterações feitas no instrumento por terceiros. Qualquer abertura desautorizada do aparelho invalidará esta garantia; não existem componentes internos que necessitem ser manuseados pelo usuário. A garantia não cobre despesas de envio e retorno para conserto, atos ou fatos provocados pelo mau funcionamento do aparelho e outras despesas não identificadas. O fabricante se reserva do direito de substituir o produto defeituoso por outro novo, caso julgue necessário. Sendo o critério de julgamento exclusivo do fabricante. Os reparos efetuados dentro do prazo de garantia não prorrogam o prazo de garantia. Todo serviço de manutenção oriundo de peças sensíveis ao desgaste de uso será cobrado a parte, mesmo que o aparelho esteja dentro do prazo de garantia.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE ACCUMED:

Tel.:0800 052 1600

e-mail: sac@accumed.com.br

Accumed Produtos Médico Hospitalares Ltda.

CNPJ: 06.105.362/0001-23

Inscrição Estadual: 77.701.290

Rodovia Washington Luiz, 4370 Galpão L - Vila São Sebastião

Duque de Caxias – R.J. CEP: 25055-009

Comercial Tel.: (21) 2126-1600

Resp. Técnico: Marcos Eduardo Jordão CRQ3ªReg.:03212320

Registro ANVISA: 80275310052

Fabricante: Ningbo Sifang Medical Instruments Co., LTD.

No. 26 Laoshan Road, Dagang Industrial Zoo, Beilun District, Ningbo, China.