


PROPOSTA COMERCIAL										
DADOS DO FORNECEDOR PARTICIPANTE										
NOME / RAZÃO SOCIAL MEDICAL LIFE COMÉRCIO EIRELI ME			CNPJ: 14.425.382/0001-00		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 001852942.00-12		INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0.291.111/001-8		CONTATO (FONE): (31) 3047-0400	
ENDEREÇO_RUA ROSINHA SIGAUD, 304 CEP: 30730-500			MUNICÍPIO BELO HORIZONTE		UF: MG		E-MAIL: licitacao@medicallifebrasil.com.br licitacao2@medicallifebrasil.com.br			
RESPONSÁVEL LEGAL: WESLENO CARDOSO FRANCISCO			CPF: 077.958.976-90		RG: 12.173.168		ESTADO CIVIL: CASADO			
BANCO Nº: 341 - BANCO ITAÚ   AGÊNCIA 1403   CONTA CORRENTE: 04454-6										
INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO										
NOME DA INSTITUIÇÃO: SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL/RO					PORTO VELHO		RO			
Nº DO CERTAME: 527/2022/			Nº DO PROCESSO:			PREGÃO ELETRÔNICO		DATA DO PREGÃO:		13/10/2022
Ilmo. Sr Pregoeiro: A Empresa Medical Life Comércio Eireli, se propõe a vender os itens abaixo, atendendo a todas as condições estipuladas no Edital e seus anexos, referente ao Pregão Eletrônico : 527/2022										
ITEM	RESUMO	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EDITAL	QTD	UNIDADE	MARCA	FABRICANTE	MODELO	ANVISA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
39	TECIDO HEMOSTÁTICO (CELULOSE OXIDADA); COM APLICAÇ	TECIDO HEMOSTÁTICO (CELULOSE OXIDADA); COM APLICAÇÃO HOSPITALAR; DE TAMANHO 75MM X 100MM; COM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DE TELA DE TECIDO TRANÇADO ABSORVÍVEL E ESTÉRIL, PREPARADO PELA OXIDAÇÃO CONTROLADA DE CELULOSE REGENERADA; DE COLORAÇÃO BRANCA, QUE PODE SER SUTURADO OU CORTADO SEM DESFIAR, SENDO HEMOSTÁTICO E BACTERICIDA. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE E TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	4.448	UND	EQUIMEDICAL BV	EQUIMEDICAL BV	ET05-070	80262280009	R\$ 200,83	R\$ 893.291,84
VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$893291,84 (OITOCENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL DUZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)									R\$	893.291,84
<div><div>Declaramos que nos preços propostos estão inclusos todos os custos necessários para a execução do objeto, bem como todos os tributos, fretes, seguros, encargos trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação. Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.  Validade da Proposta: 90 (noventa) dias Prazo de Entrega: 30 (trinta) dias</div><div> Wesleno Cardoso Francisco CPF: 077.958.976-90 Diretor Administrador</div><div>Belo Horizonte, 11 de Outubro de 2022</div></div>										



**ASSUT EUROPE**  
SUTURE CHIRURGICHE



*More than surgery*

**EQUITAMP®**



**EQUITAMP KNITTED®**



**EQUITAMP FIBRILLAR®**



**EQUICEL PÓ®**



**OXITAMP GEL®**




**TIDESPON®**



*made in Italy*

**HEMOSTÁTICO ABSORVÍVEL**

**CE 0373**



## Hemostático absorvível de celulose oxidada regenerada com PH ácido

### Características gerais do Equitamp®:

- Efeito hemostático rápido (2 - 4 minutos )
- Completamente absorvível
- Nenhuma reação do tecido nem reação de hipersensibilidade
- Máxima resistência e facilidade de uso
- Efeito bactericida
- Prazo de absorção (4-6 dias)

### Indicações:

Equitamp® é usado nos procedimentos cirúrgicos para ajudar no controle das hemorragias capilares, venosas e de pequena artérias onde a ligação ou outros métodos tradicionais de controle são impraticáveis ou sem efeito.

CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	MEDIDAS	CAIXA
ET05-125	GAZE	5 X 1,25 cm	20
ET05-070	GAZE	5 X 7,5 cm	20
ET05-035	GAZE	5 X 35 cm	10
ET10-020	GAZE	10 X 20 cm	10
ET07-010	GAZE	7 X 10 cm	10

## EQUITAMP KNITTED®



### Hemostático absorvível de celulose oxidada regenerada com PH ácido

A versão knitted é três vezes mais densa e é caracterizada por um exclusivo processo de fabricação que oferece máxima a resistência. O produto pode ser cortado mais facilmente e aplicado de acordo com as diversas exigências cirúrgicas.

#### Características gerais do Equitamp Knitted®:

- Efeito hemostático rápido (2 - 4 minutos)
- Completamente absorvível
- Nenhuma reação do tecido nem reação de hipersensibilidade
- Fácil de cortar e manejar
- Máxima resistência e facilidade de uso
- Efeito bactericida
- Prazo de absorção (4-6 dias)

#### Indicações:

Equitamp Knitted® pode ser usado para o controle de hemorragias mais importantes, como, por exemplo, nos órgãos parenquimatosos.

CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	MEDIDAS	CAIXA
ETS25-25	GAZE	2,5 X 2,5 cm	20
ETS05-07	GAZE	5 X 7,5 cm	20
ETS15-23	GAZE	15 X 23 cm	5

## EQUITAMP FIBRILAR®



### Hemostático absorvível de celulose oxidada regenerada com PH ácido

#### Características gerais do Equitamp Fibrillar®:

- Efeito hemostático rápido (2 - 4 minutos)
- Realizado na forma fibrilar
- Completamente absorvível
- Nenhuma reação do tecido nem reação de hipersensibilidade
- Máxima resistência e facilidade de uso
- Efeito bactericida

#### Indicações:

Equitamp® é usado nos procedimentos cirúrgicos para ajudar no controle das hemorragias capilares, venosas e de pequena artérias onde a ligação ou outros métodos tradicionais de controle são impraticáveis ou sem efeito. A sua consistência macia torna-o particularmente indicado para o uso laparoscópico.

CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	MEDIDAS	CAIXA
ETF25-05	GAZE	2,5X5 cm	10
ETF05-10	GAZE	5X10 cm	5
ETF10-10	GAZE	10X10 cm	5



## EQUICEL PÓ®



### Hemostático absorvível de celulose oxidada regenerada com PH neutro, em pó, estéril, pronto para o uso

#### Características gerais do Equicel®:

- Efeito hemostático rápido (2 - 4 minutos)
- Efeito bactericida
- Completamente absorvível através de hidrólise (5 – 8 dias)
- inclusive em ausência de sangue
- O seu PH neutro não torna inativa a trombina
- Nenhuma reação do tecido nem reação de hipersensibilidade

#### Indicações:

Equicel Pó® não precisa de nenhuma preparação, deve ser usado a seco e aplicado diretamente nos locais onde é necessária a hemostasia. A sua embalagem especial permite a aplicação de forma rápida e fácil inclusive nos procedimentos que interessam áreas de difícil acesso. Equicel Pó® pode ser usado em diversas áreas cirúrgicas, como, por exemplo, a cirurgia plástica, em procedimentos ginecológicos, ressecção gástrica, cirurgia de fígado e da vesícula biliar, simpatectomia torácica e abdominal, cirurgia da tireoide, transplantes de pele e tratamentos de lesões superficiais.

CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	MEDIDAS	CAIXA
EQPC-01	PÓ G.1	G.11	g 5
EQPC-02	PÓ G.2	G.22	g 5
EQPC-03	PÓ G.3	G.33	g 5

## OXITAMP GEL®



### Hemostático absorvível de celulose oxidada regenerada com PH neutro, em gel, pronto para o uso

#### Características gerais do Oxitamp®:

- Efeito hemostático rápido (2 - 4 minutos)
- Efeito bactericida
- Completamente absorvível através de hidrólise inclusive em ausência de sangue
- O seu PH neutro não torna inativa a trombina
- Nenhuma reação do tecido nem reação de hipersensibilidade

#### Indicações:

Oxitamp Gel® pode ser usado em diversas cirurgias ginecológicas e da coleciste. Indicado para o uso em cirurgias "open" e laparoscópicas.

CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	MEDIDAS	CAIXA
OTL-03	SERINGA PRONTA PARA O USO	ml. 3	5
OTL-L-03	KIT LAPARO	ml 3	5
OTL-06	SERINGA PRONTA PARA O USO	ml. 6	5
OTL-L-06	KIT LAPARO	ml 6	5



**Tidespon® é uma esponja hemostática absorvível, estéril, para uso local, produzida 100% a partir de gelatina suína.**

### Características gerais do Tidespon®:

Tidespon® adere à hemorragia e absorve uma quantidade de 50 vezes o seu peso. Graças à porosidade uniforme do Tidespon®, as plaquetas são capturadas e o processo de coagulação é ativado transformando os fibrinogênios solúveis em uma capa de fibrina insolúvel que bloqueia a hemorragia. Implantado no tecido, Tidespon® é absorvido em 3-5 semanas. Tidespon® não provoca reações adversas nos tecidos nem reações de hipersensibilidade. A vantagem do Tidespon® é a possibilidade de usá-lo simultaneamente e a um tratamento antibiótico com o tratamento quimioterápico ou com a trombina, sem redução do efeito hemostático da esponja.

### Indicações:

Tidespon® é uma esponja hemostática local para procedimentos cirúrgicos nos quais podem ocorrer hemorragias e corrimentos venenosos, onde a hemostasia tradicional é difícil ou impraticável e caso não se aconselhe o uso de materiais não absorvíveis.

CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	MEDIDAS	CAIXA
TS-80-50-10	STANDARD	80 x 50 x 10 mm	Caixa c/ 10 unid.
TS-80-50-01	ESPECIAL	80 x 50 x 1 mm	Caixa c/ 10 unid.
TS-70-50-10	STANDARD	70 x 50 x 10 mm	Caixa c/ 10 unid.
TS-70-50-01	ESPECIAL	70 x 50 x 1 mm	Caixa c/ 10 unid.
TS-80-30-00	TAMPÃO PARA COLONPROCTOLOGIA	80 x Ø 30 mm	Caixa c/ 5 unid.
TS-60-20-00	TAMPÃO PARA COLONPROCTOLOGIA	60 x Ø 20 mm	Caixa c/ 5 unid.
TS-10-10-10	CARTELA PARA DENTAL	10 x 10 x 10 mm	Caixa c/ 60 unid.
TS-10-10-10-B	CARTELA PARA DENTAL	10 x 10 x 10 mm	Caixa c/ 50 unid.
TS-14-07-07-B	CARTELA PARA DENTAL	14 x 7 x 7 mm	Caixa c/ 50 unid.
TSF-200-70-05	FILME	200 x 70 x 0.5 mm	Caixa c/ 10 unid.
TS-125-80-10	STANDARD	125 x 80 x 10 mm	Caixa c/ 5 unid.
TS-125-80-01	ESPECIAL	125 x 80 x 1 mm	Caixa c/ 5 unid.
TS-250-80-10	STANDARD	250 x 80 x 10 mm	Caixa c/ 10 unid.
TS-60-20-07	ESPECIAL	60 x 20 x 7 mm	Caixa c/ 10 unid.
TS-30-30-10	ESPECIAL	30 x 30 x 10 mm	Caixa c/ 5 unid.
TSP-01	PÓ	Powder 1 gramm	Caixa c/ 5 unid.
TSP-02	PÓ	Powder 2 gramm	Caixa c/ 5 unid.

### BRASIL

Rua Professor Alfredo Gomes, 18  
Botafogo Rio de Janeiro (RJ)  
CEP 22251-080  
Tel. +5521 22661943  
Fax +5521 22663539

### ITALIA

Stabilimento di Produzione  
Zona Industriale  
67062 Magliano dei Marsi (AQ)  
Tel. +39 0863 517956  
Fax +39 0863 570084

Sede Legale  
Via G. Gregoraci, n.12  
00173 Roma  
Tel. +39 06 72677348  
Fax +39 06 72675380

### FRANCE

86-114 Avenue Louis Roche - Batiment D Hall-3  
92230 Gennevilliers  
Tel. +33 147985294  
Fax +33 147985892

### ESPAÑA

Polgono Ind. Mutilva Baja – Calle V, n.16  
31192 – Mutilva Baja  
Tel. +34 948122274  
Fax. +34 948120842

### UK

Unit 12a Barncliffe Mills  
Shelley HD8 8LU Huddersfield  
Tel. +44 1484602222  
Fax +44 1484602280

### USA

6600WE, Rogers Circle  
Suite 1&2 Boca Raton, FL 33487

### RUSSIAN FEDERATION

St. Lesnaja, 43 - Off. 316  
127055 Moscow  
Tel./Fax +7 499 2516851

### ALGERIE

Zone D'Activité dar el Beida  
Lot n° 66, Bt 12  
16100 Alger

### TUNISIE

16 Rue Ahmed Echouk El Menzah, 9a  
1013 Tunis  
Tel. +216 71875740  
Fax +216 71880541

